



Système de prélèvement sanguin SafeSet™


Réduire la perte de sang et gagner en efficacité lors du processus de prélèvement sanguin.

Un système clos de prélèvement sanguin sans aiguille à connecter en ligne qui réduit la perte de sang, tout en limitant le risque de contamination de la ligne de perfusion IV et de transmission de maladies infectieuses.

icumedical
human connections

Système de prélèvement sanguin SafeSet


En réponse aux problèmes et aux risques associés à la gestion du sang, ICU Medical a développé le système de prélèvement sanguin SafeSet. Le SafeSet est un système intuitif et facile à utiliser pour conserver le sang tout en protégeant contre l'exposition aux agents pathogènes à diffusion hématogène, et en permettant de renforcer l'efficacité et la sécurité du processus de prélèvement sanguin.



Dispositif d'accès à raccord Luer



Dispositif d'accès à canule



Sécurité et efficacité définies pour le système SafeSet

- › Le SafeSet est un système clos à connecter en ligne qui aide à protéger les patients contre l'exposition à des micro-organismes susceptibles de provoquer des infections du sang, et aide à protéger les soignants en limitant l'exposition à des potentiels agents pathogènes véhiculés par le sang.
- › Le volume prélevé peut être réinjecté au patient, ce qui peut contribuer à réduire les pertes de sang et le risque d'anémie iatrogène.
- › Deux options de dispositif d'accès sans aiguille, à raccord Luer et à canule, aident à protéger les soignants contre l'exposition à des maladies infectieuses.
- › Le boîtier en polycarbonate aide à protéger la gaine et le piston contre l'exposition à un environnement non stérile.
- › Les configurations de kits sont destinés aux patients adultes et aux patients en néonatalogie/pédiatrie.
- › Disponible en tant que système autonome ou avec les kits de monitoring de la pression Transpac™ d'ICU Medical.

Caractéristiques du produit

Réservoir	Adulte, 1 à 10 ml et nouveau-né/patient pédiatrique, 1 à 3 ml
Sans composants en latex	Oui

Accessoires du produit

Canule émoussée protégée
Canule émoussée protégée avec corps de pompe

SafeSet: Un système de conservation du sang pour vous aider à atteindre vos objectifs de gestion du sang.

Ce produit est conforme à la législation en vigueur et porte le marquage CE correspondant. Pour obtenir plus d'informations, d'avertissements et/ou de mesures de sécurité, reportez-vous au mode d'emploi du fabricant. Ce document ne remplace pas le mode d'emploi officiel. Pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité, reportez-vous au manuel d'utilisation approprié.

icumedical
human connections