




68.2



SuperCath™ 5

Catéter de Seguridad I.V. de 26G

Tecnología de catéter de seguridad periférico i.v.,
diseñada para facilitar el acceso a vasos pequeños y difíciles.

icumedical
human connections

Le ayudamos a proporcionar una atención segura y eficaz, a la vez que cumple las recomendaciones clínicas

Algunos pacientes necesitan algo más de tacto. Esta aguja precisa y de pequeño tamaño, que cuenta con rebaje integrado, mejora la habilidad en el primer pinchazo y evita múltiples intentos de inserción, a la vez que aumenta la rapidez y la probabilidad de visualización al instante durante el acceso a vasos pequeños y complicados.

Recomendación de Infusion Therapy Standards of Practice:

Seleccionar el catéter periférico de menor calibre que se ajuste al tratamiento prescrito y a las necesidades del paciente.¹



Maximiza la eficiencia del primer pinchazo

Asegúrese de que el catéter esté bien colocado en el vaso en la primera punción con la tecnología de muesca de aguja.



Reduce al mínimo las molestias del paciente

Ayude a reducir las molestias del paciente y la necesidad de varios intentos de inserción con una aguja pequeña (26G) con muesca.



Reduce el riesgo de pinchazos de aguja accidentales

Evite pinchazos accidentales y la exposición a la aguja con el encapsulamiento de la aguja accionado por resorte con un botón pulsador.

Información del producto

Código de producto sin aletas	Código de producto con aletas	Calibre	Largo (mm)	D.E. (mm)	D.I. (mm)	Caudal (ml/min)
SP125-26-14T*	SP125-26-14-WT*	● 26	14	0,6	0,4	14
SP125-26-19T*	SP125-26-19-WT*	● 26	19	0,6	0,4	12

*Sin válvula de contención sanguínea.

1. Nickel B, Gorski LA, Kleidon TM, et al. Infusion therapy standards of practice. J Infus Nurs. 2024;47(suppl1):S1-S285. doi:10.1097/NAN.0000000000000532

SuperCath es una marca comercial de MediKit Co., Ltd.