



Sistemas de infusión ambulatoria CADD™

Catálogo de productos

Sistemas de administración ambulatorios CADD con protección contra flujo libre Flow Stop

Los sistemas de administración ambulatorios CADD con Flow Stop ayudan a proteger contra la infusión de fluidos por gravedad no regulada al activarse para cerrar el paso del fluido cuando se retira el equipo de administración o el depósito de la bomba.



Sistemas de administración estándar CADD con protección contra flujo libre Flow Stop

- › Velocidad de administración máxima de hasta 250 mL/h con bombas CADD-Solis™ modelo 2110 v3 y superiores y CADD-Solis VIP™, todos los modelos
- › Velocidad de administración máxima de hasta 175 mL/h con bombas CADD-Solis modelo 2100 (todas las versiones) y modelos 2110 v1.0 y v2.0
- › Velocidad de administración máxima de hasta 125 mL/h con bombas CADD-Legacy™

■ Tubo con rayas azules ■ Tubo con rayas amarillas. Todos los demás son transparentes.

	N.º de referencia	Unidades	Descripción	Longitud del tubo	Vol. de purgado	Sustituye
	21-7321-24	12/caja	Equipo de administración CADD con conector Luer hembra, anti flujo libre, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	259 cm	2,7 mL	21-7021-24
	21-7322-24	12/caja	Equipo de administración CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	198 cm	2,3 mL	21-7022-24 21-7034-24
	21-7323-24	12/caja	Equipo de administración con rayas azules CADD, punzón de bolsa, anti flujo libre, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	198 cm	2,3 mL	21-7023-24
	21-7324-24	12/caja	Equipo de administración con rayas amarillas CADD, punzón de bolsa, anti flujo libre, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	312 cm	3,2 mL	21-7024-24
	21-7359-24	12/caja	Equipo de administración CADD con conector Luer macho, anti flujo libre, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	175 cm	2 mL	21-7059-24
	21-7390-24	12/caja	Equipo de administración CADD con conector Luer hembra, anti flujo libre, extensión en Y de 7,6 cm, válvula de retención unidireccional con conector Luer hembra, válvula de retención unidireccional con conector Luer macho y pinza	259 cm con extensión en Y de 7,6 cm	4 mL	21-7090-24
	21-7391-24	12/caja	Equipo de administración CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, extensión en Y de 7,6 cm, válvula de retención unidireccional con conector Luer hembra, válvula de retención unidireccional con conector Luer macho y pinza	274 cm con extensión en Y de 7,6 cm	4,2 mL	21-7091-24
	21-7624-24	12/caja	Equipo de administración con rayas amarillas CADD, punzón de bolsa, anti flujo libre, pinza y válvula de retención unidireccional con conector macho NRFit™	312 cm	3,2 mL	21-7024-24 21-7324-24



Sistemas de administración estándar CADD con filtros de eliminación de aire y protección contra flujo libre Flow Stop

- › Velocidad de administración máxima de hasta 250 mL/h con bombas CADD-Solis modelo 2110 v3 y superiores y CADD-Solis VIP, todos los modelos
- › Velocidad de administración máxima de hasta 175 mL/h con bombas CADD-Solis modelo 2100 (todas las versiones) y modelos 2110 v1.0 y v2.0
- › Velocidad de administración máxima de hasta 125 mL/h con bombas CADD-Legacy

■ Tubo con rayas azules ■ Tubo con rayas amarillas. Todos los demás son transparentes.

	N.º de referencia	Unidades	Descripción	Longitud del tubo	Vol. de purgado	Sustituye
	21-7343-24	15/caja	Equipo de administración CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 1,2 micras, pinza, punto de inyección sin aguja, y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	290 cm	14 mL	21-7333-24
	21-7346-24	15/caja	Equipo de administración CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras, tubo en espiral, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	239 cm	7 mL	21-7336-24 21-7036-24
	21-7363-24	15/caja	Equipo de administración CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 1,2 micras, tubo en espiral, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	239 cm	7 mL	21-7383-24 21-7083-24 21-7071-24
	21-7349-24	12/caja	Equipo de administración con rayas amarillas CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	330 cm	6 mL	21-7339-24 21-7039-24
	21-7394-24	12/caja	Equipo de administración CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	287 cm	5,4 mL	21-7094-24
	21-7649-24	12/caja	Equipo de administración con rayas amarillas CADD, punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras, pinza y válvula de retención unidireccional con conector macho NRFit	330 cm	6 mL	21-7639-24 21-7039-24 21-7339-24



Sistemas de administración de alto volumen CADD con protección contra flujo libre Flow Stop

- › Velocidad de administración máxima de hasta 500 mL/h con bombas CADD-Solis modelo 2110 v3 y superiores o CADD-Solis VIP, todos los modelos
- › NO COMPATIBLE con las bombas CADD-Legacy, CADD-Solis modelo 2100 (todas las versiones) y modelos 2110 v1.0 y v2.0

■ Tubo con rayas azules ■ Tubo con rayas amarillas. Todos los demás son transparentes.

	N.º de referencia	Unidades	Descripción	Longitud del tubo	Vol. de purgado	Sustituye
	21-7345-24	15/caja	Equipo de administración de alto volumen CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras, pinza, punto de inyección y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	300 cm	17 mL	21-7355-24 21-7055-24 21-7055V-24
	21-7357-24	15/caja	Equipo de administración de alto volumen CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	234 cm	11 mL	21-7057-24 21-7057V-24
	21-7364-24	15/caja	Equipo de administración de alto volumen CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 1,2 micras, punto de inyección sin aguja activado con Luer, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	297 cm	17 mL	21-7375-24 21-7075-24 21-7075V-24
	21-7361-24	15/caja	Equipo de administración de alto volumen CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 1,2 micras, pinza, punto de inyección y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	297 cm	17 mL	21-7381-24 21-7081-24 21-7389-24 21-7089-24
	21-7386-24	15/caja	Equipo de administración de alto volumen CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 1,2 micras, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	264 cm	15 mL	
	21-7384-24 ■	15/caja	Equipo de administración de alto volumen con rayas amarillas CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	312 cm	16 mL	
	21-7365-24 ■	15/caja	Equipo de administración de alto volumen con rayas amarillas CADD con punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras, pinza y válvula de retención unidireccional con conector Luer macho	343 cm	20 mL	21-7385-24 21-7085-24
	21-7684-24 ■	15/caja	Equipo de administración de alto volumen con rayas amarillas CADD, punzón de bolsa, anti flujo libre, pinza y válvula de retención unidireccional con conector macho NRFit	312 cm	16 mL	
	21-7665-24 ■	15/caja	Equipo de administración de alto volumen con rayas amarillas CADD, punzón de bolsa, anti flujo libre, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras, pinza y válvula de retención unidireccional con conector macho NRFit	340 cm	20 mL	21-7685-24



Depósitos de casetes de medicamentos CADD con protección contra flujo libre Flow Stop

Permiten la movilidad del paciente y la seguridad de los medicamentos con casetes de medicación autosuficientes.

Disponible para llenado previo o vacío para que coincida con cada prescripción

- › Velocidad de administración máxima de hasta 250 mL/h con bombas CADD-Solis modelo 2110 v3 y superiores y CADD-Solis VIP, todos los modelos
- › Velocidad de administración máxima de hasta 175 mL/h con bombas CADD-Solis modelo 2100 (todas las versiones) y modelos 2110 v1.0 y v2.0
- › Velocidad de administración máxima de hasta 125 mL/h con bombas CADD-Legacy

Debe utilizarse con alargaderas CADD

■ Tubo con rayas azules ■ Tubo con rayas amarillas. Todos los demás son transparentes.

	N.º de referencia	Unidades	Descripción	Longitud del tubo	Sustituye
	21-7301-24	12/caja	Depósito de casete de medicamentos CADD de 50 mL con anti flujo libre, pinza, conector Luer hembra y tapón sin ventilación	20 cm	21-7001-24
	21-7302-24	12/caja	Depósito de casete de medicamentos CADD de 100 mL con anti flujo libre, pinza, conector Luer hembra y tapón sin ventilación	20 cm	21-7002-24
	21-7300-24 ■	12/caja	Depósito de casete de medicamentos amarillo CADD de 100 mL con anti flujo libre, pinza, conector Luer hembra y tapón sin ventilación	20 cm	21-7100-24
	21-7308-24	12/caja	Depósito de casete de medicamentos transparente CADD de 250 mL con anti flujo libre, pinza, conector Luer hembra y tapón sin ventilación	20 cm	
	21-7309-24 ■	12/caja	Depósito de casete de medicamentos amarillo CADD de 250 mL con anti flujo libre, pinza, conector Luer hembra y tapón sin ventilación	20 cm	
	21-7310-24 ■	12/caja	Depósito de casete de medicamentos azul CADD de 250 mL con anti flujo libre, pinza, conector Luer hembra y tapón sin ventilación	20 cm	
	21-7600-24 ■	12/caja	Depósito de casete de medicamentos CADD amarillo de 100 mL con conector hembra NRFit, anti flujo libre, pinza y tapón sin ventilación	20 cm	21-7100-24 21-7300-24
	21-7609-24 ■	12/caja	Depósito de casete de medicamentos CADD amarillo de 250 mL con conector hembra NRFit, anti flujo libre, pinza y tapón sin ventilación	20 cm	21-7309-24
	21-7664-24	50/caja	Adaptador de llenado CADD con conector macho NRFit y conector Luer hembra		
	24-1009-64	50/caja	Tapón con NRFit, hembra, amarillo		
	24-1004-64	50/caja	Tapón con NRFit, macho, sin ventilación, amarillo		



Conjuntos de extensión CADD

Para su uso con los depósitos de casetes de medicamentos CADD

Todos cuentan con válvulas anti-sifón para protección contra el flujo libre de fluidos

■ Tubo con rayas azules ■ Tubo con rayas amarillas. Todos los demás son transparentes.

	N.º de referencia	Unidades	Descripción	Longitud del tubo	Vol. de purgado	Sustituye
	21-7045-24 21-7060-24	50/caja 12/caja	Equipo de extensión CADD con conector macho/Luer macho, válvula anti-sifón integral con pinza	76 cm	1,1 mL	
	21-7046-24 21-7061-24	50/caja 12/caja	Equipo de extensión CADD con conector macho/Luer macho, válvula anti-sifón integral con pinza	114 cm	1,4 mL	
	21-7047-24 21-7062-24	50/caja 12/caja	Equipo de extensión CADD con conector macho/Luer macho, válvula anti-sifón integral con pinza	152 cm	1,7 mL	
	21-7092-24	12/caja	Equipo de extensión con válvula de retención CADD con conector macho/Luer macho, válvula anti-sifón integral, extensión en Y con válvula de retención unidireccional con conector Luer hembra y pinza	173 cm con extensión en Y de 7,6 cm	2,9 mL	
	21-7115-24	12/caja	Equipo de extensión con válvula de retención CADD con conector macho/Luer macho, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras, válvula anti-sifón integral con pinza y extensión en Y con válvula de retención unidireccional con conector Luer hembra	170 cm con extensión en Y de 7,6 cm	5,4 mL	
	21-7105-24	12/caja	Equipo de extensión con rayas amarillas CADD con conector macho/Luer macho, válvula anti-sifón integral con pinza	229 cm	2,3 mL	
	21-7044-24	25/caja	Equipo de extensión CADD con conector macho/Luer macho, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras y válvula anti-sifón integral con pinza	140 cm	4 mL	21-7040-24
	21-7147-24	12/caja	Equipo de extensión con rayas amarillas CADD con conector macho/Luer macho, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras y válvula anti-sifón integral con pinza	254 cm	5 mL	21-7107-24
	21-7109-24	50/caja	Equipo de extensión con rayas azules CADD con conector macho/Luer macho, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras y válvula anti-sifón integral con pinza	193 cm	4,5 mL	
	21-1200-24	12/caja	Conjunto de punzones de bolsa con bloqueo Luer macho y pinza	30 cm	0,5 mL	
	21-7605-24	12/caja	Equipo de extensión con rayas amarillas CADD con conector macho/macho NRFit, válvula anti-sifón integral con pinza	229 cm	2,3 mL	21-7105-24
	21-7608-24	50/caja	Equipo de extensión con rayas amarillas CADD con conector macho/macho NRFit, filtro de eliminación de aire de 0,2 micras y válvula anti-sifón integral con pinza	251 cm	4,8 mL	21-7108-24

Bombas de infusión ambulatoria CADD y software de programación



Sistema de infusión ambulatoria CADD-Solis

N.º de referencia	Descripción
21-2111-0402-XX* ■	Bomba ambulatoria CADD-Solis v4.2 PCA
21-2112-0402-XX* ■	Bomba ambulatoria CADD-Solis v4.2 con teclado amarillo



Software de programación para bombas ambulatorias CADD-Solis

N.º de referencia	Descripción
67-2470-040300-XX*	Actualización electrónica del software del firmware de la bomba CADD-Solis v4.3.0
21-2176-0100-25	Software electrónico, utilidad de descarga CADD-Solis (CSDL), v1.0
21-2194-0403-25	Software de seguridad para medicamentos PharmGuard™ Administrator v4.3 para bombas CADD-Solis y CADD-Solis VIP
21-2138-0100-25	Herramienta de exportación de la biblioteca de protocolos MSS de PharmGuard Administrator



Bomba de infusión ambulatoria CADD-Solis VIP

N.º de referencia	Descripción
21-2120-0105-XX* ■	Bomba de infusión ambulatoria CADD-Solis VIP 2120, habilitada para PharmGuard (etiqueta azul)
21-2127-0105-XX* ■	Bomba de infusión ambulatoria CADD-Solis VIP 2120, modo manual (ajustes estándar) (etiqueta negra)

*Seleccione la versión en su idioma: Consulte la última página.

Accesorios para bombas CADD



Fuentes de alimentación CADD-Solis

La bomba recibe alimentación mediante 4 pilas AA, un adaptador de CA con cable de alimentación, una batería externa recargable.

N.º de referencia	Descripción
21-2160-XX*	Batería recargable de ion de litio
21-0270-25	Adaptador de CA: montaje en pared para su uso con bombas CADD-Solis

Cable de dosis remoto

N.º de referencia	Descripción
21-2186-25	Cable de dosis remoto (bomba CADD-Solis)

Cajas de seguridad para bombas CADD-Solis con acceso completo al teclado

N.º de referencia	Descripción
21-2188-25	Caja de seguridad grande con candado CADD: transparente compatible con la bomba CADD-Solis y las bolsas intravenosas estándar de hasta 500 mL
21-2189-25	Caja de seguridad grande con candado CADD: amarilla compatible con la bomba CADD-Solis y bolsas intravenosas estándar de hasta 500 mL



Accesorios de montaje en poste

N.º de referencia	Descripción
21-6120-24	Soporte de montaje en poste con cierre Diseñado para acoplarse directamente a la parte posterior de una bomba o caja de seguridad
21-6118-24	Soporte de montaje en poste (sin cierre)
21-2135-25	Adaptador de soporte de montaje en poste Para su uso con la bomba CADD-Solis y el soporte de montaje en poste o el soporte de montaje en poste con cierre. No debe utilizarse cuando el módulo de comunicación está conectado a la bomba



Bolsas

Para su uso con todas las bombas CADD

Bolsas reutilizables

N.º de referencia	Descripción
21-2169-24	Mochila (capacidad de 3 l) (A)
21-2166-24	Mochila (capacidad de 1 l) (B)
21-2168-25	Bolsa para bomba de 250/500 mL con cinturón y correa para el hombro (C)
21-2165-64	Bolsa para bomba de 50/100 mL (D)
21-2167-25	Bolsa para bomba de 250/500 mL con cinturón (E)

Bolsas de un solo uso

N.º de referencia	Descripción
21-2170-64	Bolsa para bomba de 50/100 mL (F)
21-2171-25	Bolsa para bomba de 250/500 mL (G)



Piezas de repuesto

N.º de referencia	Descripción
21-2185-51	Llave de bomba CADD para su uso con todas las bombas CADD
21-2100-25	Agarre para cable de dosis remota, kit de mantenimiento
21-2184-51	Tapa de la batería CADD-Solis
67-2130-51	Kit de mantenimiento de batería recargable, módulo de comunicación inalámbrica CADD-Solis
67-2474-51	Captura de montaje en poste de repuesto, módulo de comunicación inalámbrica CADD-Solis
21-2104-25	Kit de mantenimiento, aislante, clavija Pogo, CADD-Solis, 20 unidades cada uno (para 5 bombas)
21-6188-51	Kit de reparación, caja de seguridad CADD, repuesto de cerradura
21-2103-25	Kit de mantenimiento, caja de seguridad CADD, extensión de clavija de cierre (25 en cada caja de seguridad)

Versión de idioma

El código de idioma de dos dígitos debe utilizarse para sustituir "XX" en los elementos indicados en las páginas anteriores por un asterisco (*).

Idioma	Código	CADD-Solis v4.2	CADD-Solis VIP	Firmware de la bomba CADD-Solis	Batería externa
Francés	-02	x	x	x	x
Alemán	-03	x	x	x	x
Neerlandés	-06	x	x	x	x
Italiano	-07	x	x	x	x
Español	-08	x	x	x	x
Japonés	-09	x		x	x
Danés	-12	x	x	x	x
Noruego	-13		x		x
Sueco	-14	x	x	x	x
Finlandés	-15		x		x
Portugués	-17	x	x	x	x
Inglés	-50		x		
	-51	x			x

El producto cumple con la legislación vigente y cuenta con el correspondiente marcado CE (2797).
Para obtener más información y ver las advertencias y/o precauciones de seguridad, consulte el manual de usuario del fabricante.

icumedical
human connections