



Gripper Micro™

Aiguille pour chambre implantable

Canule émoussée, aiguille sécurisée

- › Une aiguille de Huber sécurisée destinée à l'administration de médicaments à partir de chambres implantables
- › Disponible dans différentes gauges et longueurs
- › Canule émoussée non tranchante pour un retrait et une élimination sûrs
- › Aiguille d'insertion sans carottage qui se sécurise à la pose en vue d'un retrait avec un clic sonore pour une élimination en sécurité
- › Un encombrement réduit avec une plateforme d'aiguille rembourrée qui repose contre la peau lorsqu'elle est en place
- › Aiguille non siliconée
- › La tubulure d'extension de 20 cm de long est disponible avec ou sans site en Y avec site d'injection sans aiguille activé par Luer-lock
- › Tubulure d'extension avec clamps à code couleur
- › Volume de purge : 0,3 mL ou 0,8 mL, en fonction de la présence ou de l'absence de site en Y sur la tubulure d'extension
- › La conception de canule émoussée augmente le débit
- › Pression nominale jusqu'à 45 psi
- › Évaluation ANTT positive

Informations de commande

Site en Y sans aiguille - site d'injection sans aiguille activé par Luer-lock

Référence	Gauge	Longueur (mm)	Unités
21-3271-24		19	
21-3272-24	● 22	25	12/boîte
21-3273-24		32	
21-3276-24		19	
21-3277-24	● 20	25	12/boîte
21-3278-24		32	
21-3280-24		19	
21-3281-24	● 19	25	12/boîte
21-3282-24		32	

Sans site en Y

Référence	Gauge	Longueur (mm)	Unités
21-3251-24		19	
21-3252-24	● 22	25	12/boîte
21-3253-24		32	
21-3256-24		19	
21-3257-24	● 20	25	12/boîte
21-3258-24		32	
21-3260-24		19	
21-3261-24	● 19	25	12/boîte
21-3262-24		32	



Ce produit est conforme à la législation en vigueur et porte le marquage CE correspondant. Pour obtenir plus d'informations, d'avertissements et/ou de mesures de sécurité, reportez-vous au mode d'emploi du fabricant. Ce document ne remplace pas le mode d'emploi officiel. Pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité, reportez-vous au manuel d'utilisation approprié.

icumedical
connexions humaines