

Gripper Plus™ Power P.A.C.

Aghi per accesso ai port



Aghi Huber di sicurezza

- › Aghi Huber di sicurezza per la somministrazione o il prelievo di fluidi da sistemi impiantabili port
- › Disponibile in diversi calibri e lunghezze
- › Meccanismo di sicurezza attivato alla rimozione dell'ago: scatto udibile e innesto visibile a conferma che il braccio di sicurezza è attivato e bloccato
- › Base con cuscinetto spesso e soffice al contatto con la cute
- › Ago non siliconato, non carotante
- › Il set di infusione lungo 20 cm è disponibile con o senza raccordo a Y con sito di iniezione senza ago luer attivato
- › Il set di infusione con deflussore blu distingue questi aghi da quelli non destinati all'iniezione power
- › Clamp con codifica a colori
- › Volume di riempimento: 0,3 ml o 0,8 ml a seconda della versione del set di infusione con o senza raccordo a Y
- › Iniezione power fino a 5 ml/s e pressione fino a 300 psi
- › Valutazione ANTT positiva

Informazioni per gli ordini

Raccordo a Y senza ago – sito di iniezione senza ago luer attivato

Codice prodotto	Gauge	Lunghezza (mm)	Unità
21-3464-24	● 20	16	12/confezione
21-3465-24		19	
21-3466-24		25	
21-3467-24		32	
21-3468-24	● 19	19	12/confezione
21-3469-24		25	
21-3470-24		32	

Senza raccordo a Y

Codice prodotto	Gauge	Lunghezza (mm)	Unità
21-3369-24	● 20	16	12/confezione
21-3367-24		19	
21-3362-24		25	
21-3363-24		32	
21-3368-24	● 19	19	12/confezione
21-3364-24		25	
21-3365-24		32	



Il prodotto è conforme alle normative attuali e ha il corrispettivo marchio CE. Per informazioni aggiuntive, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del fabbricante.