



Puertos implantables y agujas para acceso al puerto

Catálogo de productos

icumedical
human connections

Contenido

Sistemas de acceso implantables

Sistemas de acceso venoso implantables de polisulfona/titanio Port-A-Cath II Power P.A.C.™	3
Sistemas Port-A-Cath II Power P.A.C.™ con introductores pelables con válvula	3
Sistemas de acceso venoso implantables de titanio Port-A-Cath Power P.A.C.™	4
Sistemas de acceso venoso periférico implantables de titanio P.A.S. Port™ T2 Power P.A.C.	4
Sistemas Port-A-Cath II™ con introductores pelables con válvula	5
Sistemas de acceso venoso implantables de polisulfona/titanio Port-A-Cath II™	5
Sistemas de acceso venoso implantables de titanio Port-A-Cath™	6
Sistemas de acceso venoso periférico implantables de titanio P.A.S. Port™ T2	6
Sistemas de acceso venoso implantables de plástico/titanio P.A.S. Port™ Elite	6
Accesorios del sistema Port-A-Cath™	7

Agujas para acceso portal

Agujas Huber de seguridad Gripper Plus™ Power P.A.C.	8
Agujas finas de seguridad de cánula con punta roma Gripper Micro™	9
Agujas Huber de seguridad Gripper Plus™	10
Agujas Huber Gripper™	11
Agujas Huber con pabellón de plástico Port-A-Cath™	12

Sistemas de acceso venoso implantables de polisulfona/titanio

Port-A-Cath II Power P.A.C.

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas, inyección power hasta 5 ml/s y 300 psi



Portales de polisulfona/titanio con catéteres de poliuretano PolyFlow™								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4452-24 Kit	1 0610586 03267 7	each
						21-4453-24 Bandeja	1 0610586 03268 4	each
Portal de una sola luz	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	21-4454-24 Kit	1 0610586 03269 1	each
						21-4455-24 Bandeja	1 0610586 03270 7	each
Portal de una sola luz Low Profile™	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4482-24 Kit	10610586 03276 9	each
						21-4483-24 Bandeja	1 0610586 03277 6	each
Portal de una sola luz Low Profile	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	21-4470-24 Kit	1 0610586 03273 8	each
						21-4471-24 Bandeja	1 0610586 03274 5	each
Portal de dos luces Low Profile	7 Fr	Poliuretano	2.2	1.0/1.0	76	21-8466-24 Bandeja	1 0610586 03283 7	each
Portal de dos luces Low Profile	10 Fr	Poliuretano	3.2	1.4/1.4	76	21-8468-24 Bandeja	1 0610586 03285 1	each

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas y dispositivo Point-Lok™.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja de seguridad Gripper Plus Power P.A.C., 2 jeringas, tunelizador y dispositivo(s) Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas Port-A-Cath II Power P.A.C. con introductores pelables con válvula

Longitud de la vaina introductora, 13 cm; longitud de la vaina del dilatador, 18 cm



Sistemas Port-A-Cath Power P.A.C. con introductores pelables con válvula									
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Conector	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	Ultra-Lock™	21-4474-24 Bandeja	1 0610586 03996 6	each
Portal de una sola luz Low Profile	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	Ultra-Lock	21-4475-24 Bandeja	1 0610586 03997 3	each
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	Ultra-Lock	21-4476-24 Bandeja	1 0610586 03998 0	each
Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	Ultra-Lock	21-4477-24 Bandeja	1 0610586 03999 7	each
Portal de dos luces Low Profile	7 Fr	Poliuretano	2.2	1.0/1.0	76	Wing-Lock™	21-8469-24 Bandeja	1 0610586 04000 9	each
Portal de dos luces Low Profile	10 Fr	Poliuretano	3.2	1.4/1.4	76	Wing-Lock	21-8470-24 Bandeja	1 0610586 04001 6	each

Los introductores están disponibles en las bandejas del sistema Port-A-Cath de ICU Medical y también como equipos independientes.

Sistemas de acceso venoso implantables de titanio

Port-A-Cath Power P.A.C.

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas, inyección power hasta 5 ml/s y 300 psi



Portales contorneados de titanio con catéteres de poliuretano PolyFlow								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4424-24 Kit	10610586032639	each
						21-4425-24 Bandeja	10610586032646	each
Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4436-24 Kit	10610586032653	each
						21-4437-24 Bandeja	10610586032653	each
Portal de una sola luz	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	21-4422-24 Kit	10610586032615	each
						21-4423-24 Bandeja	10610586032622	each

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas y dispositivo(s) Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja de seguridad Gripper Plus, 2 jeringas, tunelizador y dispositivo Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas de acceso venoso periférico implantables de titanio

P.A.S. Port T2 Power P.A.C.

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas, inyección power hasta 5 ml/s y 300 psi



Portales contorneados de titanio con catéteres de poliuretano PolyFlow								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Peripheral Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4872-24 Kit	10610586032806	each
						21-4873-24 Bandeja	10610586032813	each

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas y dispositivo Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja(s) de seguridad Gripper Plus Power P.A.C., 2 jeringas, tunelizador y dispositivo(s) Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas Port-A-Cath II con introductores pelables con válvula

Longitud de la vaina introductora, 13 cm; longitud de la vaina del dilatador, 18 cm



Sistemas Port-A-Cath II con introductores pelables con válvula									
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Conector	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	Ultra-Lock	21-4066-24 Bandeja	1 0610586 03990 4	each
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	Ultra-Lock	21-4067-24 Bandeja	1 0610586 03991 1	each
Portal de una sola luz Low Profile	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	Ultra-Lock	21-4068-24 Bandeja	1 0610586 03992 8	each
Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	Ultra-Lock	21-4069-24 Bandeja	1 0610586 03993 5	each

Los introductores están disponibles en las bandejas del sistema Port-A-Cath de ICU Medical y también como equipos independientes.

Sistemas de acceso venoso implantables de polisulfona/titanio Port-A-Cath II

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas



Portales de polisulfona/titanio con catéteres de poliuretano PolyFlow								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4052-24 Kit	1 0610586 02352 1	each
						21-4053-24 Bandeja	1 0610586 02353 8	each
Portal de una sola luz	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	21-4054-24 Kit	1 0610586 02354 5	each
						21-4055-24 Bandeja	1 0610586 02355 2	each
Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4082-24 Kit	1 0610586 02385 9	each
						21-4083-24 Bandeja	1 0610586 02361 3	each
Portal de una sola luz Low Profile	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	21-4070-24 Kit	1 0610586 01782 7	each
						21-4071-24 Bandeja	1 0610586 01784 1	each

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas y dispositivo(s) Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja de seguridad Gripper Plus, 2 jeringas, tunelizador y dispositivo Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Portales de polisulfona/titanio con catéteres de silicona								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	9 Fr	Silicona	2.8	1.0	76	21-4050-24 Kit	1 0610586 02350 7	each
						21-4051-24 Bandeja	1 0610586 02351 4	each

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas y dispositivo(s) Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja de seguridad Gripper Plus, 2 jeringas, tunelizador y dispositivo Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas de acceso venoso implantables de titanio Port-A-Cath

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas



Portales de titanio con catéteres de poliuretano PolyFlow								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4024-24 Kit	1 0610586 02379 8	each
						21-4025-24 Bandeja	1 0610586 02380 4	each
Portal de una sola luz	8.5 Fr	Poliuretano	2.6	1.6	76	21-4022-24 Kit	1 0610586 02377 4	each
						21-4023-24 Bandeja	1 0610586 02378 1	each
Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4036-24 Kit	1 0610586 02383 5	each
						21-4037-24 Bandeja	1 0610586 02384 2	each

Portales de titanio con catéteres de silicona								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	9 Fr	Silicona	2.8	1.0	76	21-4008-24 Kit	1 0610586 02374 3	each
						21-4009-24 Bandeja	1 0610586 02375 0	each
Portal de una sola luz Low Profile	9 Fr	Silicona	2.8	1.0	76	21-4034-24 Kit	1 0610586 02381 1	each
						21-4035-24 Bandeja	1 0610586 02382 8	each

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas y dispositivo(s) Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma (excepto en sistemas premontados), selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja(s) de seguridad Gripper Plus, 2 jeringas, tunelizador y dispositivo(s) Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas de acceso venoso periférico implantables de titanio P.A.S. Port T2

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas



Portal de titanio con catéter de poliuretano								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4572-24 Kit	1 0610586 02516 7	each
						21-4573-24 Bandeja	1 0610586 02517 4	each

Sistemas de acceso venoso implantables de plástico/titanio P.A.S. Port Elite



Portal de plástico/titanio con catéter de poliuretano								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1.9	1.0	76	21-4591-24 Kit	1 0610586 02154 1	each
						21-4591-24 Bandeja	1 0610586 02156 5	each

Accesorios del sistema Port-A-Cath



Introducción de pelables sin válvula					
	Longitud de la vaina (cm)	Longitud del dilatador (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
6 Fr Incluye dos guías	16	19	21-2320-24	3 0610586 02511 6	5/caja
7 Fr	16	19	21-2471-24*	3 0610586 04015 7	5/caja
8,5 Fr	16	19	21-2470-24	3 0610586 02514 7	5/caja
9 Fr	16	19	21-2340-24	3 0610586 02512 3	5/caja
10 Fr	16	19	21-2472-24*	3 0610586 04016 4	5/caja
11 Fr	16	19	21-2386-24	3 0610586 02513 0	5/caja

Los introductores sin válvula están disponibles en las bandejas del sistema Port-A-Cath de ICU Medical y también como equipos independientes.

* Sujeto a disponibilidad



Introducción de pelables con válvula					
	Longitud de la vaina (cm)	Longitud del dilatador (cm)	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
6 Fr	13	18	21-2476-24*	3 0610586 04020 1	5/caja
7 Fr	13	18	21-2477-24*	3 0610586 04021 8	5/caja
8,5 Fr	13	18	21-2478-24*	3 0610586 04022 5	5/caja
9 Fr	13	18	21-2479-24*	3 0610586 04023 2	5/caja
10 Fr	13	18	21-2480-24*	3 0610586 04024 9	5/caja
11 Fr	13	18	21-2481-24*	3 0610586 04025 6	5/caja

* Sujeto a disponibilidad



Tunelizador subcutáneo			
	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
3,2 mm DE x 24 cm de longitud, acero inoxidable sólido maleable, desechable	21-0125-24	3 0610586 01319 9	5/caja

Los equipos introductores incluyen: aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90° (excepto en 21-2320), 2 jeringas y dispositivo Point-Lok.

Agujas Huber de seguridad Gripper Plus Power P.A.C.



«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas, inyección power hasta 5 ml/s y 300 psi

Agujas Huber de seguridad Gripper Plus Power P.A.C.

Agujas finas, no siliconizadas, sin látex de goma natural, con agarre contorneado desmontable, plataforma de aguja acolchada, tubo de extensión de 20 cm* con o sin Y

Con Y sin aguja Puerto de inyección sin aguja activado por Luer	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 20	16 mm	21-3464-24	3 0610586 03363 6	12/caja
	19 mm	21-3465-24	3 0610586 03304 3	12/caja
	25 mm	21-3466-24	3 0610586 03305 0	12/caja
	32 mm	21-3467-24	3 0610586 03306 7	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-3468-24	3 0610586 03307 4	12/caja
	25 mm	21-3469-24	3 0610586 03308 1	12/caja
	32 mm	21-3470-24	3 0610586 03309 8	12/caja
Sin Y	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 20	16 mm	21-3369-24	3 0610586 03302 9	12/caja
	19 mm	21-3367-24	3 0610586 03300 5	12/caja
	25 mm	21-3362-24	3 0610586 03296 1	12/caja
	32 mm	21-3363-24	3 0610586 03297 8	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-3368-24	3 0610586 03301 2	12/caja
	25 mm	21-3364-24	3 0610586 03298 5	12/caja
	32 mm	21-3365-24	3 0610586 03299 2	12/caja

* Fabricado con tubo plastificado sin DEHP

Agujas de seguridad con cánula en punta roma Gripper Micro



Agujas de seguridad con cánula en punta roma Gripper Micro Agujas finas, no siliconizadas, sin látex de goma natural, sitio de infusión acolchado, tubo de extensión de 20 cm* con o sin Y				
Con Y sin aguja Puerto de inyección sin aguja activado por Luer	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 22	19 mm	21-3271-24	3 0610586 02988 6	12/caja
	25 mm	21-3272-24	3 0610586 02989 3	12/caja
	32 mm	21-3273-24	3 0610586 02990 9	12/caja
● calibre 20	19 mm	21-3276-24	3 0610586 02993 0	12/caja
	25 mm	21-3277-24	3 0610586 02994 7	12/caja
	32 mm	21-3278-24	3 0610586 02995 4	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-3280-24	3 0610586 02997 8	12/caja
	25 mm	21-3281-24	3 0610586 02998 5	12/caja
	32 mm	21-3282-24	3 0610586 02999 2	12/caja
Sin Y	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 22	19 mm	21-3251-24	3 0610586 02974 9	12/caja
	25 mm	21-3252-24	3 0610586 02975 6	12/caja
	32 mm	21-3253-24	3 0610586 02976 3	12/caja
● calibre 20	19 mm	21-3256-24	3 0610586 02979 4	12/caja
	25 mm	21-3257-24	3 0610586 02980 0	12/caja
	32 mm	21-3258-24	3 0610586 02981 7	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-3260-24	3 0610586 02983 1	12/caja
	25 mm	21-3261-24	3 0610586 02984 8	12/caja
	32 mm	21-3262-24	3 0610586 02985 5	12/caja

* Fabricado con tubo plastificado sin DEHP

Agujas Huber de seguridad Gripper Plus



«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas

Agujas Huber de seguridad Gripper Plus				
Agujas finas, no siliconizadas, sin látex de goma natural, con agarre contorneado desmontable, plataforma de aguja acolchada, tubo de extensión de 20 cm* con o sin Y				
Con Y sin aguja Puerto de inyección sin aguja activado por Luer	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 22	16 mm	21-2960-24	3 0610586 02768 4	12/caja
	19 mm	21-2961-24	3 0610586 02769 1	12/caja
	25 mm	21-2962-24	3 0610586 02770 7	12/caja
	32 mm	21-2963-24	3 0610586 02771 4	12/caja
● calibre 20	16 mm	21-2964-24	3 0610586 02772 1	12/caja
	19 mm	21-2965-24	3 0610586 02773 8	12/caja
	25 mm	21-2966-24	3 0610586 02774 5	12/caja
	32 mm	21-2967-24	3 0610586 02775 2	12/caja
● calibre 19	19mm	21-2968-24	3 0610586 02776 9	12/caja
	25 mm	21-2969-24	3 0610586 02777 6	12/caja
	32 mm	21-2970-24	3 0610586 02778 3	12/caja
Con Y Tapón de inyección desmontable con septum dividido en la bifurcación con Luer-lock	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 22	16 mm	21-2860-24	3 0610586 02564 2	12/caja
	19 mm	21-2861-24	3 0610586 02565 9	12/caja
	25 mm	21-2862-24	3 0610586 02566 6	12/caja
	32 mm	21-2863-24	3 0610586 02567 3	12/caja
● calibre 20	16 mm	21-2864-24	3 0610586 02568 0	12/caja
	19 mm	21-2865-24	3 0610586 02569 7	12/caja
	25 mm	21-2866-24	3 0610586 02570 3	12/caja
	32 mm	21-2867-24	3 0610586 02571 0	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-2868-24	3 0610586 02572 7	12/caja
	25 mm	21-2869-24	3 0610586 02573 4	12/caja
	32 mm	21-2870-24	3 0610586 02574 1	12/caja
Sin Y	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 22	16 mm	21-2770-24	3 0610586 02563 5	12/caja
	19 mm	21-2766-24	3 0610586 02559 8	12/caja
	25 mm	21-2760-24	3 0610586 02553 6	12/caja
	32 mm	21-2761-24	3 0610586 02554 3	12/caja
● calibre 20	16 mm	21-2769-24	3 0610586 02562 8	12/caja
	19 mm	21-2767-24	3 0610586 02560 4	12/caja
	25 mm	21-2762-24	3 0610586 02555 0	12/caja
	32 mm	21-2763-24	3 0610586 02556 7	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-2768-24	3 0610586 02561 1	12/caja
	25 mm	21-2764-24	3 0610586 02557 4	12/caja
	32 mm	21-2765-24	3 0610586 02558 1	12/caja

* Fabricado con tubo plastificado sin DEHP

Agujas Huber Gripper



«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas

Agujas Huber de seguridad Gripper				
Agujas finas, no siliconizadas, sin látex de goma natural, con agarre contorneado desmontable, plataforma de aguja acolchada, tubo de extensión de 20 cm * con o sin Y				
Con Y Tapón de inyección desmontable en la bifurcación con Luer-lock	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 22	16 mm	21-2938-24	3 0610586 02321 1	12/caja
	19 mm	21-2939-24	3 0610586 01674 9	12/caja
	25 mm	21-2940-24	3 0610586 01675 6	12/caja
	32 mm	21-2941-24	3 0610586 01676 3	12/caja
● calibre 20	16 mm	21-2946-24	3 0610586 02323 5	12/caja
	19 mm	21-2947-24	3 0610586 01677 0	12/caja
	25 mm	21-2948-24	3 0610586 01678 7	12/caja
	32 mm	21-2949-24	3 0610586 01679 4	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-2955-24	3 0610586 01680 0	12/caja
	25 mm	21-2956-24	3 0610586 01681 7	12/caja
	32 mm	21-2957-24	3 0610586 01682 4	12/caja
Sin Y	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 22	16 mm	21-2737-24	3 0610586 02320 4	12/caja
	19 mm	21-2733-24	3 0610586 01584 1	12/caja
	25 mm	21-2714-24	3 0610586 01578 0	12/caja
	32 mm	21-2715-24	3 0610586 01579 7	12/caja
● calibre 20	16 mm	21-2736-24	3 0610586 02322 8	12/caja
	19 mm	21-2734-24	3 0610586 01585 8	12/caja
	25 mm	21-2717-24	3 0610586 01580 3	12/caja
	32 mm	21-2718-24	3 0610586 01581 0	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-2735-24	3 0610586 01586 5	12/caja
	25 mm	21-2720-24	3 0610586 01582 7	12/caja
	32 mm	21-2721-24	3 0610586 01583 4	12/caja

* Fabricado con tubo plastificado sin DEHP

Agujas Huber con pabellón de plástico Port-A-Cath



«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas

Agujas Huber con pabellón de plástico Port-A-Cath, no siliconadas				
Rectas	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 22	25 mm	21-2005-24	3 0610586 02399 0	12/caja
	38 mm	21-2007-24	3 0610586 02401 0	12/caja
● calibre 20	25 mm	21-2013-24	3 0610586 02403 4	12/caja
	38 mm	21-2015-24	3 0610586 02405 8	12/caja
● calibre 19	25 mm	21-2021-24	3 0610586 02407 2	12/caja
	51 mm	21-2027-24	3 0610586 02846 9	12/caja
Anguladas a 90º	Longitud	N.º para pedidos	GTIN	Unidad
● calibre 22	13 mm	21-2316-24	3 0610586 02411 9	12/caja
	25 mm	21-2006-24	3 0610586 02400 3	12/caja
	38 mm	21-2008-24	3 0610586 02402 7	12/caja
● calibre 20	13 mm	21-2317-24	3 0610586 02412 6	12/caja
	19 mm	21-2287-24	3 0610586 02408 9	12/caja
	25 mm	21-2014-24	3 0610586 02404 1	12/caja
	38 mm	21-2016-24	3 0610586 02406 5	12/caja
● calibre 19	25 mm	21-2022-24	3 0610586 02805 6	12/caja
	38 mm	21-2026-24	3 0610586 02806 3	12/caja

El producto cumple con la legislación vigente y posee el correspondiente marcado CE.
Para información adicional, advertencias y/o precauciones de seguridad, consulte el manual de usuario del fabricante