



Chambres implantables et aiguilles d'accès pour chambres implantables

Catalogue de produits

icumedical
human connections

Systèmes d'accès veineux implantables

Systèmes d'accès veineux implantables en polysulfone/titane Port-A-Cath II Power P.A.C. ^{MC}	3
Systèmes Port-A-Cath II Power P.A.C. ^{MC} avec aiguilles-guides pelables à valve SafeSheath ^{MC}	4
Systèmes d'accès veineux implantables en titane Port-A-Cath Power P.A.C. ^{MC}	4
Systèmes d'accès veineux périphérique implantables en titane P.A.S. Port ^{MC} T2 Power P.A.C. ^{MC}	5
Systèmes Port-A-Cath II ^{MC} avec aiguilles-guides pelables à valve SafeSheath ^{MC}	5
Systèmes d'accès veineux implantables en polysulfone/titane Port-A-Cath II ^{MC}	6
Systèmes d'accès veineux implantables en titane Port-A-Cath ^{MC}	7
Systèmes d'accès veineux périphérique implantables P.A.S. Port ^{MC}	8
Systèmes d'accès veineux implantables en plastique/titane P.A.S. Port ^{MC} Elite.....	8
Systèmes d'accès veineux implantables en plastique ProPort ^{MC}	9
Accessoires pour système Port-A-Cath ^{MC}	10

Aiguilles d'accès pour chambre implantable — Un accès en toute confiance. Un retrait sous contrôle.

Aiguilles de Huber sécurisées Gripper Plus ^{MC} Power P.A.C.....	11
Aiguilles sécurisées Gripper ^{MC} Micro sans carottage à canule émoussée.....	12
Aiguilles de Huber sécurisées Gripper Plus ^{MC}	13
Aiguilles de Huber Gripper ^{MC}	14
Aiguilles de Huber avec embase en plastique Port-A-Cath ^{MC}	15

Systèmes d'accès veineux implantables en polysulfone/titane

Port-A-Cath II Power P.A.C.^{MC}

Compatibles IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas, permettent l'injection haute pression jusqu'à 5 mL/s et 300 psi

Chambres implantables en polysulfone/titane avec cathéter en polyuréthane Polyflow^{MC}

	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4452-24 Kit	1 unité
						21-4453-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière préassemblée	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4463-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4454-24 Kit	1 unité
						21-4455-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière préassemblée	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4465-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4482-24 Kit	1 unité
						21-4483-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC} préassemblée	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4485-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4470-24 Kit	1 unité
						21-4471-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC} préassemblée	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4473-24 Plateau	1 unité
Chambre double lumière Low Profile ^{MC}	10 Fr	Polyuréthane	3,2	1,4/1,4	76	21-8468-24 Plateau	1 unité
Chambre double lumière Low Profile ^{MC}	7 Fr	Polyuréthane	2,2	1,0/1,0	76	21-8466-24 Plateau	1 unité

Les kits comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée, aiguille de ponction veineuse et dispositif Point-Lok.

Les plateaux comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée (à l'exception des systèmes préassemblés), aiguille de ponction veineuse, aiguille-guide à paroi extra fine de calibre 18G, fil(s)-guide(s) en « J », ensemble composé d'un dilateur de vaisseaux et d'une gaine, aiguille à 90° Port-A-Cath^{MC}, aiguille(s) de Huber sécurisée(s) Gripper Plus Power P.A.C., 2 seringues, tunneliseur et dispositif(s) Point-Lok.

Tous les systèmes sont non assemblés, sauf indication contraire.



Systèmes Port-A-Cath II Power P.A.C.^{MC} avec aiguilles-guides pelables à valve SafeSheath^{MC}

Longueur de la gaine de l'aiguille-guide : 13 cm – Longueur de la gaine du dilateur : 18 cm



Systèmes Port-A-Cath II Power P.A.C. ^{MC} avec aiguilles-guides pelables à valve SafeSheath ^{MC}							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	Longueur (cm)	Connector	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	76	Raccord Ultra-Lock ^{MC}	21-4474-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	76	Raccord Ultra-Lock ^{MC}	21-4475-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière	6 Fr	Polyuréthane	1,9	76	Raccord Ultra-Lock ^{MC}	21-4476-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	6 Fr	Polyuréthane	1,9	76	Raccord Ultra-Lock ^{MC}	21-4477-24 Plateau	1 unité
Chambre double lumière Low Profile ^{MC}	7 Fr	Polyuréthane	2,2	76	Raccord Wing-Lock ^{MC}	21-8469-24 Plateau	1 unité
Chambre double lumière Low Profile ^{MC}	10 Fr	Polyuréthane	3,2	76	Raccord Wing-Lock ^{MC}	21-8470-24 Plateau	1 unité

Les aiguilles-guides pelables à valve SafeSheath^{MC} sont incluses dans les plateaux du système Port-A-Cath^{MC} d'ICU Medical et sont offertes comme dispositifs individuels.

Systèmes d'accès veineux implantables en titane Port-A-Cath^{MC} Power P.A.C.^{MC}

Compatibles IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas, permettent l'injection haute pression jusqu'à 5 ml/s et 300 psi



Chambres implantables profilées en titane avec cathéters en polyuréthane PolyFlow ^{MC}							
	Taille de l'aiguille-guide	Catheter Material	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4422-24 Kit	1 unité
						21-4423-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4424-24 Kit	1 unité
						21-4425-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4436-24 Kit	1 unité
						21-4437-24 Plateau	1 unité

Les kits comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée, aiguille de ponction veineuse et dispositif Point-Lok.

Les plateaux comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée (à l'exception des systèmes préassemblés), aiguille de ponction veineuse, aiguille-guide à paroi extra fine de calibre 18G, fil(s)-guide(s) en « J », ensemble composé d'un dilateur de vaisseaux et d'une gaine, aiguille à 90° Port-A-Cath^{MC}, aiguille(s) de Huber sécurisée(s) Gripper Plus Power P.A.C., 2 seringues, tunneliseur et dispositif(s) Point-Lok.

Tous les systèmes sont non assemblés, sauf indication contraire.

Systèmes d'accès veineux périphérique implantables en titane P.A.S. Port^{MC} T2 Power P.A.C.^{MC}

Compatibles IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas, permettent l'injection haute pression jusqu'à 5 ml/s et 300 psi



Chambres implantables profilées en titane avec cathéters en polyuréthane PolyFlow ^{MC}							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Périphérique Chambre mono-lumière	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4872-24 Kit	1 unité
						21-4873-24 Plateau	1 unité

Les kits comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée, aiguille de ponction veineuse et dispositif Point-Lok.

Les plateaux comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée (à l'exception des systèmes préassemblés), aiguille de ponction veineuse, aiguille-guide à paroi extra fine de calibre 18G, fil(s)-guide(s) en « J », ensemble composé d'un dilateur de vaisseaux et d'une gaine, aiguille à 90° Port-A-Cath^{MC}, aiguille(s) de Huber sécurisée(s) Gripper Plus Power P.A.C., 2 seringues, tunneliseur et dispositif(s) Point-Lok.

Tous les systèmes sont non assemblés, sauf indication contraire.

Systèmes Port-A-Cath II avec aiguilles-guides pelables à valve SafeSheath^{MC}



Systèmes Port-A-Cath II avec aiguilles-guides pelables à valve SafeSheath ^{MC} Longueur de la gaine de l'aiguille-guide : 13 cm – Longueur de la gaine du dilateur : 18 cm							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	Longueur (cm)	Connector	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	76	Ultra-Lock TM connector	21-4066-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière	6 Fr	Polyuréthane	1,9	76	Ultra-Lock TM connector	21-4067-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	76	Ultra-Lock TM connector	21-4068-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	6 Fr	Polyuréthane	1,9	76	Ultra-Lock TM connector	21-4069-24 Plateau	1 unité

Les aiguilles-guides pelables à valve SafeSheath^{MC} sont incluses dans les plateaux du système Port-A-Cath^{MC} d'ICU Medical et sont offertes comme dispositifs individuels.

Systèmes d'accès veineux implantables en polysulfone/titane

Port-A-Cath II^{MC}

Compatibilité IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas



Chambres implantables en polysulfone/titane avec cathéter en polyuréthane Polyflow ^{MC}							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	ID (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4052-24 Kit	1 unité
						21-4053-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4054-24 Kit	1 unité
						21-4055-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière préassemblée	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4063-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière préassemblée	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4065-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4082-24 Kit	1 unité
						21-4083-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4070-24 Kit	1 unité
						21-4071-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC} préassemblée	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4084-24 Kit	1 unité
						21-4085-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC} préassemblée	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4073-24 Plateau	1 unité

Les kits comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée, aiguille de ponction veineuse et dispositif Point-Lok.

Les plateaux comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée (à l'exception des systèmes préassemblés), aiguille de ponction veineuse, aiguille-guide à paroi extra fine de calibre 18G, fil(s)-guide(s) en « J », ensemble composé d'un dilateur de vaisseaux et d'une gaine, aiguille à 90° Port-A-Cath^{MC}, aiguille(s) de Huber sécurisée(s) Gripper Plus Power P.A.C., 2 seringues, tunneliseur et dispositif(s) Point-Lok.

Tous les systèmes sont non assemblés, sauf indication contraire.

Chambres implantables en polysulfone/titane avec cathéter en silicone							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	9 Fr	Silicone	2,8	1,0	76	21-4050-24 Kit	1 unité
						21-4051-24 Plateau	1 unité

Les kits comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée, aiguille de ponction veineuse et dispositif Point-Lok.

Les plateaux comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée (à l'exception des systèmes préassemblés), aiguille de ponction veineuse, aiguille-guide à paroi extra fine de calibre 18G, fil(s)-guide(s) en « J », ensemble composé d'un dilateur de vaisseaux et d'une gaine, aiguille à 90° Port-A-Cath^{MC}, aiguille(s) de Huber sécurisée(s) Gripper Plus Power P.A.C., 2 seringues, tunneliseur et dispositif(s) Point-Lok.

Tous les systèmes sont non assemblés, sauf indication contraire.

Systèmes d'accès veineux implantables en titane Port-A-Cath^{MC}

Compatibilité IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas



Chambres implantables profilées en titane avec cathéters en polyuréthane PolyFlow ^{MC}							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4024-24 Kit	1 unité
						21-4025-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4022-24 Kit	1 unité
						21-4023-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4036-24 Kit	1 unité
						21-4037-24 Plateau	1 unité

Chambres implantables profilées en titane avec cathéters en silicone							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	9 Fr	Silicone	2,8	1,0	76	21-4008-24 Kit	1 unité
						21-4009-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	9 Fr	Silicone	2,8	1,0	76	21-4034-24 Kit	1 unité
						21-4035-24 Plateau	1 unité

Les kits comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée, aiguille de ponction veineuse et dispositif Point-Lok.

Les plateaux comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée (à l'exception des systèmes préassemblés), aiguille de ponction veineuse, aiguille-guide à paroi extra fine de calibre 18G, fil(s)-guide(s) en « J », ensemble composé d'un dilateur de vaisseaux et d'une gaine, aiguille à 90° Port-A-Cath^{MC}, aiguille(s) de Huber sécurisée(s) Gripper Plus Power P.A.C., 2 seringues, tunneliseur et dispositif(s) Point-Lok.

Tous les systèmes sont non assemblés, sauf indication contraire.

Systèmes d'accès veineux périphérique implantables en titane P.A.S. Port^{MC} T2

Compatibles IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas



Chambres implantables profilées en titane avec cathéters en polyuréthane PolyFlow ^{MC}							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre implantable P.A.S. Port ^{MC} T2 en titane	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4572-24 Kit	1 unité
						21-4573-24 Plateau	1 unité

Systèmes d'accès veineux périphérique implantables en plastique/titane P.A.S. Port^{MC} Elite



Chambre implantable en plastique/titane avec cathéter en polyuréthane							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4590-24 Kit	1 unité
						21-4591-24 Plateau	1 unité

Systèmes d'accès veineux implantables en plastique

ProPort^{MC}

Sans danger pour l'IRM



Chambres implantables en plastique avec cathéter en polyuréthane Polyflow ^{MC}							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4152-24 Kit	1 unité
						21-4153-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4154-24 Kit	1 unité
						21-4155-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière préassemblée	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4165-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	6 Fr	Polyuréthane	1,9	1,0	76	21-4182-24 Kit	1 unité
						21-4183-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	76	21-4170-24 Kit	1 unité
						21-4171-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC} préassemblée	8,5 Fr	Polyuréthane	2,6	1,6	30	21-4172-24 Kit	1 unité
						21-4173-24 Plateau	1 unité

Chambres implantables en plastique avec cathéter en silicone							
	Taille de l'aiguille-guide	Matériau du cathéter	DE (mm)	DI (mm)	Longueur (cm)	Référence	Quantité
Chambre mono-lumière	9 Fr	Silicone	2,8	1,0	76	21-4150-24 Kit	1 unité
						21-4151-24 Plateau	1 unité
Chambre mono-lumière Low Profile ^{MC}	9 Fr	Silicone	2,8	1,0	76	21-4186-24 Kit	1 unité
						21-4187-24 Plateau	1 unité

Les kits comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée, aiguille de ponction veineuse et dispositif Point-Lok.

Les plateaux comprennent : Chambre implantable, cathéter, aiguille droite Port-A-Cath^{MC}, aiguille émoussée (à l'exception des systèmes préassemblés), aiguille de ponction veineuse, aiguille-guide à paroi extra fine de calibre 18G, fil(s)-guide(s) en « J », ensemble composé d'un dilateur de vaisseaux et d'une gaine, aiguille à 90° Port-A-Cath^{MC}, aiguille(s) de Huber sécurisée(s) Gripper Plus Power P.A.C., 2 seringues et tunneliseur.

Tous les systèmes sont non assemblés, sauf indication contraire.

Accessoires pour système Port-A-Cath^{MC}



Aiguilles-guides pelables Adelante ^{MC} — sans valve				
	Longueur de la gaine (cm)	Longueur du dilateur (cm)	Référence	Quantité
6 Fr 2 fils-guides inclus	16	19	21-2320-24	5/boîte
7 Fr	16	19	21-2471-24*	5/boîte
8,5 Fr	16	19	21-2470-24	5/boîte
9 Fr	16	19	21-2340-24	5/boîte
10 Fr	16	19	21-2472-24*	5/boîte
11 Fr	16	19	21-2386-24	5/boîte

Les aiguilles-guides Adelante^{MC} sont incluses dans les plateaux du système Port-A-Cath^{MC} d'ICU Medical et sont offertes comme dispositifs individuels.

* Selon disponibilité



Kits d'aiguille-guide pelable à valve SafeSheath ^{MC}				
	Longueur de la gaine (cm)	Longueur du dilateur (cm)	Référence	Quantité
6 Fr	13	18	21-2476-24*	5/boîte
7 Fr	13	18	21-2477-24*	5/boîte
8,5 Fr	13	18	21-2478-24*	5/boîte
9 Fr	13	18	21-2479-24*	5/boîte
10 Fr	13	18	21-2480-24*	5/boîte
11 Fr	13	18	21-2481-24*	5/boîte

*Subject to availability



Tunneliseur sous cutané		
	Référence	Quantité
3,2 mm DE x 24 cm de long, acier inoxydable flexible, à usage unique	21-0125-24	5/boîte

Les kits d'aiguilles-guides comprennent : Aiguille d'introduction à paroi extra fine 18G, fil-guide en « J », ensemble aiguille-guide composé d'un dilateur de vaisseaux et d'une gaine, aiguille à 90° Port-A-Cath^{MC} (à l'exception de 21-2320), 2 seringues et dispositif Point-Lok^{MC}.

Aiguilles de Huber sécurisées Gripper Plus^{MC} Power P.A.C.

Compatibles IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas, permettent l'injection haute pression jusqu'à 5 mL/s et 300 psi.



Gripper Plus^{MC} Power P.A.C. — Aiguilles de Huber sécurisées.
Fabriquées sans latex de caoutchouc naturel, sans carottage, non siliconées, pince de préhension profilée amovible, plateforme d'aiguille matelassée, tubulure de rallonge de 20 cm* avec ou sans site en Y

Site en Y sans aiguille, site d'injection sans aiguille activé par raccord Luer	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	16 mm	21-3460-24	12/boîte
	19 mm	21-3461-24	12/boîte
	25 mm	21-3462-24	12/boîte
	32 mm	21-3463-24	12/boîte
● 20G	16 mm	21-3464-24	12/boîte
	19 mm	21-3465-24	12/boîte
	25 mm	21-3466-24	12/boîte
	32 mm	21-3467-24	12/boîte
● 19G	19 mm	21-3468-24	12/boîte
	25 mm	21-3469-24	12/boîte
	32 mm	21-3470-24	12/boîte
Sans site en Y	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	16 mm	21-3370-24	12/boîte
	19 mm	21-3366-24	12/boîte
	25 mm	21-3371-24	12/boîte
	32 mm	21-3372-24	12/boîte
● 20G	16 mm	21-3369-24	12/boîte
	19 mm	21-3367-24	12/boîte
	25 mm	21-3362-24	12/boîte
	32 mm	21-3363-24	12/boîte
● 19G	19 mm	21-3368-24	12/boîte
	25 mm	21-3364-24	12/boîte
	32 mm	21-3365-24	12/boîte

* Fabriquées avec une tubulure sans plastifiant DEHP

Aiguilles sécurisées Gripper^{MC} Micro sans carottage à canule émoussée

Compatibles IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas



Aiguilles sécurisées Gripper ^{MC} Micro à canule émoussée, sans carottage Fabriquées sans latex de caoutchouc naturel, sans carottage, non siliconées, site de perfusion matelassé, tubulure de rallonge* de 20 cm avec ou sans site en Y			
Site en Y sans aiguille, site d'injection sans aiguille activé par raccord Luer	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	19 mm	21-3271-24	12/boîte
	25 mm	21-3272-24	12/boîte
	32 mm	21-3273-24	12/boîte
● 20G	19 mm	21-3276-24	12/boîte
	25 mm	21-3277-24	12/boîte
	32 mm	21-3278-24	12/boîte
● 19G	19 mm	21-3280-24	12/boîte
	25 mm	21-3281-24	12/boîte
	32 mm	21-3282-24	12/boîte
Sans site en Y	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	19 mm	21-3251-24	12/boîte
	25 mm	21-3252-24	12/boîte
	32 mm	21-3253-24	12/boîte
● 20G	19 mm	21-3256-24	12/boîte
	25 mm	21-3257-24	12/boîte
	32 mm	21-3258-24	12/boîte
● 19G	19 mm	21-3260-24	12/boîte
	25 mm	21-3261-24	12/boîte
	32 mm	21-3262-24	12/boîte

* Fabriquées avec une tubulure sans plastifiant DEHP

Aiguilles de Huber sécurisées Gripper Plus^{MC}

Compatibles IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas



Aiguilles de Huber sécurisées Gripper Plus^{MC}
Fabriquées sans latex de caoutchouc naturel, sans carottage, non siliconées, pince de préhension profilée amovible, plateforme d'aiguille matelassée, tubulure de rallonge* de 20 cm avec ou sans site en Y

Site en Y sans aiguille, site d'injection sans aiguille activé par raccord Luer	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	16 mm	21-2960-24	12/boîte
	19 mm	21-2961-24	12/boîte
	25 mm	21-2962-24	12/boîte
	32 mm	21-2963-24	12/boîte
● 20G	16 mm	21-2964-24	12/boîte
	19 mm	21-2965-24	12/boîte
	25 mm	21-2966-24	12/boîte
	32 mm	21-2967-24	12/boîte
● 19G	19 mm	21-2968-24	12/boîte
	25 mm	21-2969-24	12/boîte
	32 mm	21-2970-24	12/boîte
Site en Y avec capuchon d'injection amovible sur le site en Y du raccord Luer-Lok	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	16 mm	21-2860-24	12/boîte
	19 mm	21-2861-24	12/boîte
	25 mm	21-2862-24	12/boîte
	32 mm	21-2863-24	12/boîte
● 20G	16 mm	21-2864-24	12/boîte
	19 mm	21-2865-24	12/boîte
	25 mm	21-2866-24	12/boîte
	32 mm	21-2867-24	12/boîte
● 19G	19 mm	21-2868-24	12/boîte
	25 mm	21-2869-24	12/boîte
	32 mm	21-2870-24	12/boîte
Sans site en Y	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	16 mm	21-2770-24	12/boîte
	19 mm	21-2766-24	12/boîte
	25 mm	21-2760-24	12/boîte
	32 mm	21-2761-24	12/boîte
● 20G	16 mm	21-2769-24	12/boîte
	19 mm	21-2767-24	12/boîte
	25 mm	21-2762-24	12/boîte
	32 mm	21-2763-24	12/boîte
● 19G	19 mm	21-2768-24	12/boîte
	25 mm	21-2764-24	12/boîte
	32 mm	21-2765-24	12/boîte

* Fabriquées avec une tubulure sans plastifiant DEHP

Aiguilles de Huber Gripper^{MC}

Compatibles IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas



Aiguilles de Huber Gripper ^{MC} Fabriquées sans latex de caoutchouc naturel, sans carottage, non siliconées, pince de préhension profilée amovible, plateforme d'aiguille matelassée, tubulure de rallonge* de 20 cm avec ou sans site en Y			
Site en Y avec capuchon d'injection amovible sur le site en Y du raccord Luer-Lok	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	16 mm	21-2938-24	12/boîte
	19 mm	21-2939-24	12/boîte
	25 mm	21-2940-24	12/boîte
	32 mm	21-2941-24	12/boîte
● 20G	16 mm	21-2946-24	12/boîte
	19 mm	21-2947-24	12/boîte
	25 mm	21-2948-24	12/boîte
	32 mm	21-2949-24	12/boîte
● 19G	19 mm	21-2955-24	12/boîte
	25 mm	21-2956-24	12/boîte
	32 mm	21-2957-24	12/boîte
Sans site en Y	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	16 mm	21-2737-24	12/boîte
	19 mm	21-2733-24	12/boîte
	25 mm	21-2714-24	12/boîte
	32 mm	21-2715-24	12/boîte
● 20G	16 mm	21-2736-24	12/boîte
	19 mm	21-2734-24	12/boîte
	25 mm	21-2717-24	12/boîte
	32 mm	21-2718-24	12/boîte
● 19G	19 mm	21-2735-24	12/boîte
	25 mm	21-2720-24	12/boîte
	32 mm	21-2721-24	12/boîte

* Fabriquées avec une tubulure sans plastifiant DEHP

Aiguilles de Huber avec embase en plastique Port-A-Cath^{MC}

Compatibles IRM sous certaines conditions jusqu'à 3 teslas



Aiguilles de Huber avec embase en plastique Port-A-Cath ^{MC} Sans carottage, non siliconées			
Droites	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	25 mm	21-2005-24	12/boîte
	38 mm	21-2007-24	12/boîte
● 20G	25 mm	21-2013-24	12/boîte
	38 mm	21-2015-24	12/boîte
● 19G	25 mm	21-2021-24	12/boîte
	51 mm	21-2027-24	12/boîte
Courbées à 90°	Longueur	Référence	Quantité
● 22G	13 mm	21-2316-24	12/boîte
	25 mm	21-2006-24	12/boîte
	38 mm	21-2008-24	12/boîte
● 20G	13 mm	21-2317-24	12/boîte
	19 mm	21-2287-24	12/boîte
	25 mm	21-2014-24	12/boîte
	38 mm	21-2016-24	12/boîte
● 19G	25 mm	21-2022-24	12/boîte
	38 mm	21-2026-24	12/boîte

