



Sistema di prelievo ematico SafeSet™


Riduce gli sprechi di sangue e aumenta l'efficienza della procedura di prelievo ematico.

Un sistema di campionamento del sangue in linea, chiuso, senza ago, che riduce gli sprechi di sangue e al tempo stesso riduce al minimo il rischio di contaminazione della linea EV e di trasmissione di malattie infettive.

icumedical
human connections

Sistema di prelievo ematico SafeSet

In risposta ai problemi e ai rischi associati alla gestione del sangue, ICU Medical ha sviluppato il sistema di prelievo ematico SafeSet. SafeSet è un sistema intuitivo e di facile impiego che aiuta a conservare il sangue proteggendolo dall'esposizione ad agenti patogeni trasmissibili per via ematica e aumentando l'efficienza e la sicurezza della procedura di prelievo.



Definizione della sicurezza e dell'efficienza del sistema SafeSet

- › SafeSet ha un design in linea chiuso che aiuta a proteggere il sangue dei pazienti dall'esposizione a microrganismi che possono provocare infezioni del torrente circolatorio e contribuisce a tutelare gli operatori sanitari, limitando l'esposizione ai possibili agenti patogeni a trasmissione ematica.
- › Il volume di sangue estratto può essere reinfuso nel paziente; ciò riduce gli sprechi di sangue e il rischio di anemia iatrogena.
- › Due opzioni per i dispositivi di accesso senza ago – luer e cannula – aiutano a proteggere gli operatori dall'esposizione alle malattie infettive.
- › L'alloggiamento in polycarbonato contribuisce a proteggere la guaina e lo stantuffo dall'esposizione ad ambienti non sterili.
- › Le configurazioni del kit sono adatte a popolazioni di pazienti adulti e neonatali/pediatrici.
- › Disponibile come sistema autonomo o con i kit di monitoraggio pressorio ICU Medical Transpac™.

Specifiche del prodotto

Serbatoio	Adulti, 1-10 ml e neonatale/pediatrico, 1-3 ml
Senza componenti in lattice	Sì

Accessori del prodotto

Cannula smussa schermata
Cannula smussa schermata con supporto

SafeSet: un sistema di conservazione del sangue che aiuta a raggiungere gli obiettivi della gestione ematica.

icumedical
human connections