




## 麻酔回路関連製品

### General Anesthesia Airway-Circuit Systems

麻酔／呼吸回路 | 麻酔バッグ | 麻酔マスク | 回路用人工鼻フィルタ | アクセサリ

## 麻酔／呼吸シングルリム回路

呼気と吸気を1本化した2重管タイプの麻酔／呼吸回路です。



### 麻酔／呼吸シングルリム回路（成人用）

品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	販売単位
C1032J	102	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	20個/箱
C1034J	152	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	15個/箱

### 麻酔／呼吸シングルリム回路／麻酔バッグ（成人用）

品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	麻酔バッグ	販売単位
C1036J	102	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	20セット/箱
C1038J	152	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	15セット/箱

## 麻酔／呼吸RX回路

蛇管の長さ及び角度／形状を調整することができる麻酔／呼吸回路です。



### 麻酔／呼吸RX回路（成人用）

品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	販売単位
C45101314J	84-221	レギュラエルボ	－	20個/箱
C45091315J	84-221	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	20個/箱
C45101316J	84-221	ガスサンプリングエルボ	－	20個/箱
C45041318J	84-221	スイベル/ポート付	－	20個/箱

### 麻酔／呼吸RX回路／麻酔バッグ（成人用）

品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	麻酔バッグ	販売単位
C45101340-NLJ	84-221	レギュラエルボ	－	3.0L ノンラテックス	20セット/箱
C45091342-NLJ	84-221	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	20セット/箱
C45101344-NLJ	84-221	ガスサンプリングエルボ	－	3.0L ノンラテックス	20セット/箱
C45041347-NLJ	84-221	スイベル/ポート付	－	3.0L ノンラテックス	20セット/箱
450952-NL	107-305	ガスサンプリングエルボ	ブリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	12セット/箱

### 麻酔／呼吸RX回路（小児用）

品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	販売単位
C48101319J	51-127	レギュラエルボ	－	50個/箱
C49101320J	102-254	レギュラエルボ	－	20個/箱

### 麻酔／呼吸RX回路／麻酔バッグ（小児用）

品番	長さ (cm)	コネクタ	麻酔バッグ	販売単位
C48291348-NLJ	51-127	レギュラエルボ	1.0L ノンラテックス	50セット/箱
C49291349-NLJ	102-254	レギュラエルボ	1.0L ノンラテックス	20セット/箱

## 麻酔／呼吸回路

呼気、吸気とチューブが2本ある標準的な麻酔／呼吸回路です。



麻酔／呼吸回路 (成人用)					
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ		販売単位
C37101304J	102	レギュラエルボ	—		20個/箱
C37091305J	102	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ		20個/箱
C37101306J	102	ガスサンプリングエルボ	—		20個/箱
C37101307J	152	レギュラエルボ	—		15個/箱
C37101308J	183	ガスサンプリングエルボ	—		15個/箱

麻酔／呼吸回路／麻酔バッグ (成人用)					
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	麻酔バッグ	販売単位
C37101324-NLJ	102	レギュラエルボ	—	3.0L ノンラテックス	20セット/箱
C37091326-NLJ	102	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	20セット/箱
C37101327-NLJ	102	ガスサンプリングエルボ	—	3.0L ノンラテックス	20セット/箱
C37101329-NLJ	152	レギュラエルボ	—	3.0L ノンラテックス	15セット/箱
C37101330-NLJ	183	ガスサンプリングエルボ	—	3.0L ノンラテックス	15セット/箱
C37101368-NLJ	152	レギュラエルボ	—	2.0L ノンラテックス	15セット/箱

麻酔／呼吸回路 (小児用)					
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ		販売単位
C37291309J	91	レギュラエルボ	—		20個/箱
C37291311J	91	ガスサンプリングエルボ	—		20個/箱

麻酔／呼吸回路／麻酔バッグ (小児用)					
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	麻酔バッグ	販売単位
C37291332-NLJ	91	レギュラエルボ	—	1.0L ノンラテックス	20セット/箱
C37201333-NLJ	91	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	1.0L ノンラテックス	20セット/箱
C37291334-NLJ	91	ガスサンプリングエルボ	—	1.0L ノンラテックス	20セット/箱

## ノンラテックス麻酔バッグ



品番	品名	販売単位
670012	0.5L ノンラテックス ディスポ麻酔バッグ	25個/箱
670001	1L ノンラテックス ディスポ麻酔バッグ	25個/箱
670002	2L ノンラテックス ディスポ麻酔バッグ	25個/箱
670003	3L ノンラテックス ディスポ麻酔バッグ	25個/箱

販売名: PORTEX・麻酔回路システム  
 認証番号: 229AIBZX00031000

## カテーテルマウント・フレックスチューブ



100/594/000 100/590/000 65-68-130 002837

品番	品名	滅菌状態	販売単位
100/594/000	カテーテルマウント 回転コネクタ付 <sup>※1</sup>	滅菌	10個/箱
100/590/000	カテーテルマウント 回転コネクタなし <sup>※1</sup>	滅菌	20個/箱
65-68-130	ダブルスイベル・カテーテルマウント (リユーズブル) <sup>※2</sup>	未滅菌	10個/箱
002837	フレックスチューブ <sup>※3</sup>	未滅菌	50個/箱

※1 販売名: カテーテルマウント  
 認証番号: 20200BZY00661000

※2 販売名: VBMダブルスイベル・カテーテルマウント  
 承認番号: 22000BZX01116000

※3 販売名: PORTEX・呼吸回路  
 承認番号: 22100BZX00952000

## その他



100/255/150 225-3507-800 001575 225-3422-800

品番	品名	規格・サイズ	販売単位
100/255/150	ダブル回転コネクタ <sup>※4</sup>	15mm O.D./15mm I.D.	10個/箱
225-3507-800	L型クリアエルボー <sup>※5</sup>	22mm O.D./15mm I.D./15mm O.D.	10個/箱
001575	トラキTアダプタ <sup>※6</sup>	22mm O.D./22mm O.D./22mm O.D./15mm I.D.	50個/箱
225-3422-800	ガスサンプリングラインオス/オスルアー	—	50本/箱

※4 販売名: カテーテルマウント  
 認証番号: 20200BZY00661000

※5 販売名: PORTEX・麻酔回路システム  
 認証番号: 229AIBZX00031000

※6 販売名: PORTEX・呼吸回路  
 承認番号: 22100BZX00952000

## エアークッションマスク アドバンス<sup>※7</sup>

- フィットしやすいエアークッション  
 痩せた患者など、様々な輪郭にフィットし、ソフトなエアークッションでシール。空気量はバルブで調整。
- 持ちやすい柔らかなシェル  
 手の小さなドクターでも保持しやすいようシェルを柔らかく低い凹型に、すべりにくいようリップをつけたデザイン。



品番	仕様	カラーコード	販売単位
KM-361	成人用 大	● レッド	10個/箱
KM-362	成人用 中	● イエロー	10個/箱
KM-363	成人用 小	● グリーン	10個/箱

未滅菌・単回使用

## エアークッションフェイスマスク<sup>※7</sup>



品番	仕様	カラーコード	販売単位
KM-201	成人用 大	● レッド	10個/箱
KM-202	成人用 中	● イエロー	10個/箱
KM-203	成人用 小	● グリーン	10個/箱
KM-204	小児用	○ ホワイト	10個/箱
KM-205	乳児用	● ブラウン	10個/箱
KM-206	新生児用	● オレンジ	10個/箱

未滅菌・単回使用

## プレミアムプラス<sup>TM</sup> フェイスマスク<sup>※8</sup> ■ エアークッションはポートで調節可能（乳児用を除く）



品番	仕様	カラーコード	販売単位
15245	成人用 大	● ブルー	50個/箱
15255	成人用	● レッド	50個/箱
15248	小児用 大	● グリーン	50個/箱
15270	小児用	● イエロー	50個/箱
15052	乳児用 大	● ピンク	50個/箱
15071	乳児用	○ ホワイト	50個/箱

未滅菌・単回使用

※7 販売名：エアークッションフェイスマスク  
 認証番号：22000BZX00293000  
 製造販売業者：クー・メディカル・ジャパン株式会社

※8 販売名：ポーテックス・麻酔マスク  
 認証番号：227AIBZX00022000

## 回路用人工鼻フィルタ



品番	品名	推奨一回換気量	フィルタ効率	水分アウトプット (mgH <sub>2</sub> O/L)	流量抵抗 (cmH <sub>2</sub> O)	死腔 (mL)	重量 (g)	滅菌	販売単位
51007944	インスパイア 回路用人工鼻フィルタ 1000 成人用 滅菌ストレートタイプ <sup>※9</sup>	150~1000mL	細菌 99.9999%以上 ウイルス 99.99%以上	34.5 (Vt1000mL)	3.6 (30L/分)	35	30	EOG 滅菌済	25個/箱
51007945	インスパイア 回路用人工鼻フィルタ Midi 小児用 滅菌ストレートタイプ <sup>※9</sup>	60~500mL	細菌 99.9999%以上 ウイルス 99.99%以上	32 (Vt500mL)	3.6 (30L/分)	22	20	EOG 滅菌済	25個/箱
002874	回路用人工鼻フィルタ ストレートHEPA <sup>※10</sup>	150~1500mL	99.9999%	31 (Vt500mL)	1.4 (30L/分)	55	40	未滅菌	50個/箱
002821	回路用人工鼻フィルタ アンゲル <sup>※10</sup>	200~1500mL	99.999%	31 (Vt500mL)	1.0 (30L/分)	66	31	未滅菌	50個/箱
002823P	回路用人工鼻フィルタ ストレートミドル <sup>※10</sup>	120~1500mL	99.999%	>31 (Vt500mL)	1.3 (15L/分)	33	21	未滅菌	50個/箱
002825	回路用人工鼻フィルタ アンゲルミドル <sup>※10</sup>	90~1500mL	99.999%	31 (Vt250mL)	1.1 (15L/分)	32	18	未滅菌	50個/箱
002862	ブリージングフィルタ <sup>※11</sup>	—	>99.9%	—	3.0 (60L/分)	32	20	未滅菌	40個/箱

## 回路用人工鼻



品番	品名	推奨一回換気量	フィルタ効率	水分アウトプット (mgH <sub>2</sub> O/L)	流量抵抗 (cmH <sub>2</sub> O)	死腔 (mL)	重量 (g)	滅菌	販売単位
100/580/015	サーモベント600 <sup>※12</sup>	~600mL	—	27 (Vt500mL)	1.0(30L/分) 2.9(60L/分) 5.7(90L/分)	11	10	ガンマ線 滅菌	20個/箱
100/582/000	サーモベント1200 <sup>※12</sup>	600~1200mL	—	24 (Vt1000mL)	0.4(30L/分) 1.2(60L/分) 2.4(90L/分)	32	18	ガンマ線 滅菌	20個/箱

※9 販売名：Inspired 人工鼻フィルタ  
認証番号：301AMBZX00003000  
製造販売業者：株式会社 Inspired Medical Japan

※10 販売名：回路用人工鼻フィルタ  
認証番号：224AIBZX00033000

※11 販売名：PORTEX・フィルタ  
承認番号：22000BZX01126000

※12 販売名：PORTEX・サーモベント  
認証番号：20600BZY00060000

## 麻酔導入セット

手術に必要なデバイスを組み合わせて  
1つのセットでご提供します。

- セット化によりデバイスが集約できるため管理が容易になり、準備の手間やゴミの削減が期待できます。
- デバイスのシングルユース化により、再生による製品劣化や交差感染の防止、医療事故リスクの低減に繋がることが期待できます。



改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。  
ご使用前に、電子添文、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

製造販売業者

**ICUメディカルジャパン株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

受注センター：0120-582-855

For safe and proper use, refer to the Instructions for Use.

© 2025 ICU Medical Inc. | [www.icumed.com](http://www.icumed.com) | P25-7120-JP | 0110003 | Page 8 of 8

**icumedical**  
human connections

[www.icumed.com](http://www.icumed.com)