



BLUパーク™ BLUグリッグス™ 経皮的気管切開キット

Every Breath Counts

icumedical
human connections

BLU パーク BLU グリッグス 経皮的気管切開キット

BLU パークおよび BLU グリッグスには、ベッドサイドや手術室で処置を行うために必要なアイテムが一つに同梱されています。

ロングダイレータS型

- BLU パーク (品番:101/562/000 および 101/563/***) に同梱。
- 人間工学的に考慮されたデザインで気管の過度な穿刺や損傷を防ぐのに役立ちます。
- スライドポートからアクセスすることで術野にある患者様の頭部からガイドワイヤを遠ざけることができます。



ガイドワイヤ片手用

- 利き手が左右どちらでも使用でき、操作が容易になりました。




ガイドワイヤ・ダイレーティング鉗子 (GWDF)

- BLU グリッグスの一部キット (品番: 101/891/***) には、留置したガイドワイヤに沿って挿入することができるよう、特別にデザインされた鉗子を同梱しています。



BLU セレクト™ 気管切開チューブ

- 従来のブルーラインウルトラ気管切開チューブの利点に加え、明瞭なサイズ表記とサイズごとのカラーによる識別性の向上と、可塑剤 DEHP 不使用により、BLU セレクト気管切開チューブとして生まれ変わりました。



構成品

BLU パーク (品番 101/563/***)



BLU パーク経皮的気管切開キット



品番	キット内の 気管切開チューブ	チューブサイズ(mm)			静止カフ外径 (mm)	チューブ 角度	販売単位
		内径	外径	長さ			
101/562/000	—	—	—	—	—	—	1セット/箱
101/563/070	BLUセレクトサククションエイド カフ付(二重管) 品番:101/870	7.0	10.5	70.0	24.0	105°	1セット/箱
101/563/080		8.0	11.9	75.5	30.0	105°	1セット/箱
101/563/090		9.0	13.3	81.0	30.0	105°	1セット/箱

BLU グリッグス経皮的気管切開キット



品番	ガイドワイヤ・ダイレー ティング鉗子 (GWDF)	キット内の 気管切開チューブ	チューブサイズ(mm)			静止カフ外径 (mm)	チューブ 角度	販売単位
			内径	外径	長さ			
101/891/070	あり	BLUセレクト サククションエイド カフ付(二重管) 品番:101/870	7.0	10.5	70.0	24.0	105°	1セット/箱
101/891/080	あり		8.0	11.9	75.5	30.0	105°	1セット/箱
101/891/090	あり		9.0	13.3	81.0	30.0	105°	1セット/箱
101/893/070	なし		7.0	10.5	70.0	24.0	105°	1セット/箱
101/893/080	なし		8.0	11.9	75.5	30.0	105°	1セット/箱
101/893/090	なし		9.0	13.3	81.0	30.0	105°	1セット/箱

構成品一覧

※数字は構成品の個数を示します。

品名	BLUパーク		BLUグリッグス	
	101/562	101/563	101/891	101/893
① スカルペル	1	1	1	1
② シリンジ(5&10mL)	2	2	2	2
③ 穿刺針& ④ カニューレ	1	1	1	1
⑤ イントロデューサ針	1	1	1	1
⑥ ショートダイレータ	1	1	1	1
⑦ ロングダイレータ S型	1	1	0	0
⑧ ガイディングカテーテル	1	1	0	0
⑨ イントロデューサ	0	1	0	0
⑩ ソフトイントロデューサ (7, 8, 9mm)	3	0	0	0
⑪ ガイドワイヤ・ダイレーティング鉗子 (GWDF)	0	0	1	0
⑫ ガイドワイヤ 片手用	1	1	1	1
⑬ 気管切開チューブ (オブチュレータ付)	0	1	1	1
⑭ インナーカニューレ	0	2	2	2
⑮ チューブ取り外し用ウェッジ	1	1	1	1
⑯ 鉗子	1	1	0	0
⑰ ガーゼ	10	10	10	10
⑱ ドレッシング材	1	1	1	1
⑲ 潤滑剤	2	2	2	2
⑳ ニードルホルダ	1	1	1	1
㉑ チューブホルダ	1	1	1	1
㉒ クリーニングブラシ	1	1	1	1
㉓ サクションコントロールバルブ	0	1	1	1

販売名：経皮的気管切開キット
認証番号：230AIBZX00020000

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に、電子添文、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

製造販売業者

ICUメディカルジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

受注センター：0120-582-855

icumedical
human connections

For safe and proper use, refer to the Instructions for Use.

© 2025 ICU Medical Inc. | www.icumed.com | P25-6243-JP | 0101031 | Page 4 of 4

www.icumed.com