



CADD™ Ambulante Infusionssysteme

Produktkatalog

icumedical
human connections

Ambulante CADD Infusionssets mit integriertem Flow Stop

Ambulante CADD Infusionssets mit integriertem Flow Stop schützen vor unregelmäßigen Schwerkraft-Flüssigkeitsinfusionen, indem sie den Flussweg schließen, wenn das Verabreichungsset oder das Reservoir aus der Pumpe entfernt wird.



CADD Standard-Infusionssets mit integriertem Flow Stop

- › maximale Zufuhr rate bis zu 250 ml/h mit CADD-Solis™ Pumpen ab Modell 2110 v3 und CADD-Solis™ VIP Pumpen, alle Modelle
- › maximale Zufuhr rate bis zu 175 ml/h mit CADD-Solis Pumpen Modell 2100 (alle Versionen) und Modell 2110 v1.0 und v2.0
- › maximale Zufuhr rate bis zu 125 ml/h mit CADD-Legacy™ Pumpen

■ Blau gestreifter Schlauch ■ Gelb gestreifter Schlauch. Alle anderen sind farblos.







	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Schlauchlänge	Vorfüllvolumen	Ersetzt
	21-7321-24	12 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit weiblichem Luer-Anschluss, Flow Stop, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	259 cm	2,7 ml	21-7021-24
	21-7322-24	12 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	198 cm	2,3 ml	21-7022-24 21-7034-24
	21-7323-24	12 Stk./Karton	Blau gestreiftes CADD Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	198 cm	2,3 ml	21-7023-24
	21-7324-24	12 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	312 cm	3,2 ml	21-7024-24
	21-7359-24	12 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit männlichem Luer-Anschluss, Flow Stop, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	175 cm	2 ml	21-7059-24
	21-7390-24	12 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit weiblichem Luer-Anschluss, Flow Stop, 7,6-cm-Y-Verlängerung, Einweg-Rückschlagventil mit weiblichem Luer-Anschluss, Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss und Klemmen	259 cm mit 7,6-cm-Y-Verlängerung	4 ml	21-7090-24
	21-7391-24	12 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, 7,6-cm-Y-Verlängerung, Einweg-Rückschlagventil mit weiblichem Luer-Anschluss, Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss und Klemmen	274 cm mit 7,6-cm-Y-Verlängerung	4,2 ml	21-7091-24
	21-7624-24	12 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Infusionsset, Anstechdorn, Flow Stop, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem NRFit®-Anschluss	312 cm	3,2 ml	21-7024-24 21-7324-24



CADD Standard-Infusionssets mit Luftfiltern und integriertem Flow Stop

- › maximale Zufuhrate bis zu 250 ml/h mit CADD-Solis Pumpen ab Modell 2110 v3 und CADD-Solis VIP Pumpen, alle Modelle
- › maximale Zufuhrate bis zu 175 ml/h mit CADD-Solis Pumpen Modell 2100 (alle Versionen) und Modell 2110 v1.0 und v2.0
- › maximale Zufuhrate bis zu 125 ml/h mit CADD-Legacy Pumpen

■ Blau gestreifter Schlauch ■ Gelb gestreifter Schlauch. Alle anderen sind farblos.

	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Schlauchlänge	Vorfüllvolumen	Ersetzt
	21-7343-24	15 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 1,2-Mikrometer-Filter, Klemme, nadelfreie Injektionsstelle und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	290 cm	14 ml	21-7333-24
	21-7346-24	15 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter, Spiralschlauch, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	239 cm	7 ml	21-7336-24 21-7036-24
	21-7363-24	15 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 1,2-Mikrometer-Filter, Spiralschlauch, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	239 cm	7 ml	21-7383-24 21-7083-24 21-7071-24
	21-7349-24	12 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Luftfilter, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	330 cm	6 ml	21-7339-24 21-7039-24
	21-7394-24	12 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	274 cm	3,3 ml	21-7094-24
	21-7395-24	12 Stk./Karton	CADD Infusionsset mit weiblichem Luer-Anschluss, Flow Stop, Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	259 cm	3,1 ml	21-7095-24
	21-7649-24	12 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Infusionsset, Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem NRFit-Anschluss	330 cm	6 ml	21-7639-24 21-7039-24 21-7339-24



CADD Hochleistungs-Infusionssets mit integriertem Flow Stop

- › maximale Zufuhrate bis zu 500 ml/h mit CADD-Solis Pumpen ab Modell 2110 v3 oder CADD-Solis VIP Pumpen, alle Modelle
- › NICHT KOMPATIBEL mit CADD-Legacy Pumpen und CADD-Solis Pumpen Modell 2100 (alle Versionen) und Modell 2110 v1.0 und v2.0

■ Blau gestreifter Schlauch ■ Gelb gestreifter Schlauch. Alle anderen sind farblos.

	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Schlauchlänge	Vorfüllvolumen	Ersetzt
	21-7345-24	15 Stk./Karton	CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Luftfilter, Klemme, Injektionsstelle und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	300 cm	17 ml	21-7355-24 21-7055-24 21-7055V-24
	21-7357-24	15 Stk./Karton	CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	234 cm	11 ml	21-7057-24 21-7057V-24
	21-7364-24	15 Stk./Karton	CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 1,2-Mikrometer-Luftfilter, Luer-aktivierte nadelfreie Injektionsstelle, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	297 cm	17 ml	21-7375-24 21-7075-24 21-7075V-24
	21-7361-24	15 Stk./Karton	CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 1,2-Mikrometer-Luftfilter, Klemme, Injektionsstelle und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	297 cm	17 ml	21-7381-24 21-7081-24 21-7389-24 21-7089-24
	21-7386-24	15 Stk./Karton	CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 1,2-Mikrometer-Luftfilter, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	264 cm	15 ml	
	21-7384-24	15 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	312 cm	16 ml	
	21-7365-24	15 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Luftfilter, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem Luer-Anschluss	343 cm	20 ml	21-7385-24 21-7085-24
	21-7684-24	15 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Hochleistungs-Infusionsset, Anstechdorn, Flow Stop, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem NRFit-Anschluss	312 cm	16 ml	
	21-7665-24	15 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Hochleistungs-Infusionsset, Anstechdorn, Flow Stop, Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter, Klemme und Einweg-Rückschlagventil mit männlichem NRFit-Anschluss	340 cm	20 ml	21-7685-24



CADD Medikamentenkassetten-Reservoirs mit integriertem Flow Stop

Verbessern Sie die Patientenmobilität und Arzneimittelsicherheit mit abschließbaren Medikamentenkassetten. Vorausgefüllt oder leer zur Befüllung verfügbar, um jeder Verschreibung zu entsprechen.

- > maximale Zufuhrate bis zu 250 ml/h mit CADD-Solis Pumpen ab Modell 2110 v3 und CADD-Solis VIP Pumpen, alle Modelle
- > maximale Zufuhrate bis zu 175 ml/h mit CADD-Solis Pumpen Modell 2100 (alle Versionen) und Modell 2110 v1.0 und v2.0
- > maximale Zufuhrate bis zu 125 ml/h mit CADD-Legacy Pumpen

Muss mit CADD Verlängerungssets verwendet werden

■ Blau gestreifter Schlauch ■ Gelb gestreifter Schlauch. Alle anderen sind farblos.

	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Schlauchlänge	Ersetzt
	21-7301-24	12 Stk./Karton	CADD 50-ml-Medikamentenkassetten-Reservoir mit Flow Stop, Klemme, weiblichem Luer-Anschluss und nicht belüfteter Kappe	20 cm	21-7001-24
	21-7302-24	12 Stk./Karton	CADD 100-ml-Medikamentenkassetten-Reservoir mit Flow Stop, Klemme, weiblichem Luer-Anschluss und nicht belüfteter Kappe	20 cm	21-7002-24
	21-7300-24	12 Stk./Karton	Gelbes CADD 100-ml-Medikamentenkassetten-Reservoir mit Flow Stop, Klemme, weiblichem Luer-Anschluss und nicht belüfteter Kappe	20 cm	21-7100-24
	21-7308-24	12 Stk./Karton	Farbloses CADD 250-ml-Medikamentenkassetten-Reservoir mit Flow Stop, Klemme, weiblichem Luer-Anschluss und nicht belüfteter Kappe	20 cm	
	21-7309-24	12 Stk./Karton	Gelbes CADD 250-ml-Medikamentenkassetten-Reservoir mit Flow Stop, Klemme, weiblichem Luer-Anschluss und nicht belüfteter Kappe	20 cm	
	21-7310-24	12 Stk./Karton	Blaues CADD 250-ml-Medikamentenkassetten-Reservoir mit Flow Stop, Klemme, weiblichem Luer-Anschluss und nicht belüfteter Kappe	20 cm	
	21-7600-24	12 Stk./Karton	Gelbes CADD 100-ml-Medikamentenkassetten-Reservoir mit weiblichem NRFit-Anschluss, Flow Stop, Klemme und nicht belüftetem Stopfen	20 cm	21-7100-24 21-7300-24
	21-7609-24	12 Stk./Karton	Gelbes CADD 250-ml-Medikamentenkassetten-Reservoir mit weiblichem NRFit-Anschluss, Flow Stop, Klemme und nicht belüftetem Stopfen	20 cm	21-7309-24
	21-7664-24	50 Stk./Karton	CADD Fülladapter mit männlichem NRFit-Anschluss und weiblichem Luer-Anschluss		
	24-1009-64	50 Stk./Karton	Kappe mit NRFit, weiblich, gelb		
	24-1004-64	50 Stk./Karton	Kappe mit NRFit, männlich, nicht belüftet, gelb		



CADD Verlängerungssets

Zur Verwendung mit CADD Medikamentenkassetten-Reservoirs.
Integriertes Anti-Siphon-Ventil für Schutz gegen freien Fluss von Flüssigkeiten.

■ Blau gestreifter Schlauch ■ Gelb gestreifter Schlauch. Alle anderen sind farblos.

	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Schlauchlänge	Vorfüllvolumen	Ersetzt
	21-7045-24 21-7060-24	50 Stk./Karton 12 Stk./Karton	CADD Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), integriertes Anti-Siphon-Ventil und Klemme	76 cm	1,1 ml	
	21-7046-24 21-7061-24	50 Stk./Karton 12 Stk./Karton	CADD Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), integriertes Anti-Siphon-Ventil und Klemme	114 cm	1,4 ml	
	21-7047-24 21-7062-24	50 Stk./Karton 12 Stk./Karton	CADD Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), integriertes Anti-Siphon-Ventil und Klemme	152 cm	1,7 ml	
	21-7092-24	12 Stk./Karton	CADD Rückschlagventil-Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), integriertes Anti-Siphon-Ventil, Y-Verlängerung mit Einweg-Rückschlagventil mit weiblichem Luer-Anschluss und Klemme	173 cm mit 7,6 cm Y-Verlängerung	2,9 ml	
	21-7115-24	12 Stk./Karton	CADD Rückschlagventil-Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter, integriertes Anti-Siphon-Ventil mit Klemme und Y-Verlängerung mit Einweg-Rückschlagventil mit weiblichem Luer-Anschluss	175 cm mit 7,6-cm-Y- Verlängerung	3,2 ml	
	21-7105-24	12 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), integriertes Anti-Siphon-Ventil und Klemme	229 cm	2,3 ml	
	21-7044-24	25 Stk./Karton	CADD Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter und integriertes Anti-Siphon-Ventil mit Klemme	140 cm	4 ml	21-7040-24
	21-7052-24	50 Stk./Karton	CADD Verlängerungsset mit kleinem Durchmesser, mit männlichem Luer-Anschluss, Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter, Klemme und integriertes Anti-Siphon-Ventil mit männlichem Luer-Anschluss	152 cm	1,1 ml	
	21-7106-24	50 Stk./Karton	CADD Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter, integriertes Anti-Siphon-Ventil und Klemme	152 cm	1,8 ml	
	21-7147-24	12 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter und integriertes Anti-Siphon-Ventil und Klemme	254 cm	5 ml	21-7107-24
	21-7108-24	50 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter und integriertes Anti-Siphon-Ventil und Klemme	229 cm	2,4 ml	
	21-7109-24	50 Stk./Karton	Blau gestreiftes CADD Verlängerungsset mit Luer-Anschluss (männlich/männlich), Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter und integriertes Anti-Siphon-Ventil mit Klemme	229 cm	2,4 ml	
	21-1200-24	12 Stk./Karton	Anstechdom-Set mit männlichem Luer-Lock und Klemme	30 cm	0,5 ml	
	21-7605-24	12 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Verlängerungsset mit NRFit-Anschluss (männlich/männlich), integriertes Anti-Siphon-Ventil und Klemme	229 cm	2,3 ml	21-7105-24
	21-7608-24	50 Stk./Karton	Gelb gestreiftes CADD Verlängerungsset mit NRFit-Anschluss (männlich/männlich), Luft eliminierender 0,2-Mikrometer-Filter und integriertes Anti-Siphon-Ventil und Klemme	229 cm	2,4 ml	21-7108-24

CADD ambulante Infusionspumpen und Programmiersoftware



CADD-Solis ambulante Infusionssysteme

Artikelnummer	Beschreibung
21-2111-0402-XX* ■	CADD-Solis v4.2 Ambulante PCA-Pumpe, unterstützt das drahtlose Kommunikationsmodul
21-2112-0402-XX* ■	CADD-Solis v4.2 Ambulante Pumpe mit gelbem Tastenfeld, unterstützt das drahtlose Kommunikationsmodul



Programmiersoftware für CADD-Solis ambulante Pumpen

Artikelnummer	Beschreibung
67-2470-040300-XX*	Elektronisches Software-Update auf CADD-Solis v4.3.0 Pumpen-Firmware
21-2176-0100-25	Elektronische Software, CADD-Solis Download (CSDL) Dienstprogramm, v1.0
21-2194-0403-25	PharmGuard™ Administrator v4.3 Software für Medikationssicherheit für CADD-Solis und CADD-Solis VIP Pumpen
21-2138-0100-25	PharmGuard Administrator Exporttool für MSS-Protokollbibliothek
21-2137-0101-25	CADD-Solis Netzwerk-Konfigurationsdienstprogramm für Solis Wireless



CADD-Solis VIP ambulante Infusionspumpe

Artikelnummer	Beschreibung
21-2120-0105-XX* ■	CADD-Solis VIP 2120 ambulante Infusionspumpe, PharmGuard aktiviert (blaues Etikett)
21-2127-0105-XX* ■	CADD-Solis VIP 2120 ambulante Infusionspumpe, manueller Modus (Standardeinstellungen) (schwarzes Etikett)

CADD Pumpenzubehör



CADD-Solis Stromquellen und Kommunikationsmodul

Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt entweder über 4 AA-Batterien, einen Netzadapter mit Netzkabel, einen wiederaufladbaren Akku oder ein drahtloses Kommunikationsmodul.

Artikelnummer	Beschreibung
21-2160-XX*	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
21-2131-25	CADD-Solis drahtloses Kommunikationsmodul für die Verwendung mit CADD-Solis v4 Pumpen – außerhalb der USA
21-0270-25	AC-Adapter – Wandbefestigung für die Verwendung mit CADD-Solis Pumpen



Ferndosierungskabel

Artikelnummer	Beschreibung
21-2186-25	Ferndosierungskabel (CADD-Solis Pumpe)



CADD-Solis Pumpen-Lockboxen mit uneingeschränktem Tastatur-Zugriff

Artikelnummer	Beschreibung
21-2188-25	Große Lockbox mit CADD Tastenverriegelung – farblos, kompatibel mit CADD-Solis Pumpe und Standard-IV-Beuteln bis zu 500 ml
21-2189-25	Große Lockbox mit CADD Tastenverriegelung – gelb, kompatibel mit CADD-Solis Pumpe und Standard-IV-Beuteln bis zu 500 ml

* Wählen Sie Ihre Sprachversion aus: Siehe letzte Seite.



Zubehör für Befestigung am Infusionsständer

Artikelnummer	Beschreibung
21-6120-24	Verriegelbare Infusionsständerbefestigungsklemme Zur Befestigung direkt an der Rückseite einer Pumpe oder Lockbox
21-6118-24	Infusionsständerbefestigungsklemme (nicht verriegelbar)
21-2135-25	Adapter für Infusionsständerbefestigungsklemme Für die Verwendung mit den CADD-Solis Pumpen und der Infusionsständerbefestigungsklemme oder der verriegelbaren Infusionsständerbefestigungsklemme. Nicht zu verwenden, wenn das Kommunikationsmodul an die Pumpe angeschlossen ist



Tragetaschen

Zur Verwendung mit allen CADD Pumpen

Wiederverwendbare Tragetaschen

Artikelnummer	Beschreibung
21-2169-24	Rucksack (Kapazität 3 l) (A)
21-2166-24	Rucksack (Kapazität 1 l) (B)
21-2168-25	250-/500-ml-Pumpentragetasche mit Hüftgurt und Schultergurt (C)
21-2165-64	50-/100-ml-Pumpentragetasche (D)
21-2167-25	250-/500-ml-Pumpentragetasche mit Hüftgurt (E)

Einweg-Tragetaschen

Artikelnummer	Beschreibung
21-2170-64	50-/100-ml-Pumpentragetasche (F)
21-2171-25	250-/500-ml-Pumpentragetasche (G)



Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung
21-2185-51	CADD Pumpenschlüssel zur Verwendung mit allen CADD Pumpen
21-2100-25	Griff für Fernposierungskabel, Wartungskit
21-2184-51	CADD-Solis Akkuabdeckung
67-2130-51	Wartungskit für den wiederaufladbaren Akku, CADD-Solis drahtloses Kommunikationsmodul
67-2474-51	Ersatz-Infusionsständerbefestigungsklemme, CADD-Solis drahtloses Kommunikationsmodul
21-2104-25	Wartungskit, Isolator, Federkontaktstift, CADD-Solis 20 Stück (für 5 Pumpen)
21-6188-51	Reparaturkit, CADD Lockbox, Ersatzverriegelung
21-2103-25	Wartungskit, CADD Lockbox, Verriegelungsstiftverlängerung (für 25 Lockboxen)

Sprachversion

Der zweistellige Sprachcode sollte verwendet werden, um das „XX“ in den auf den vorherigen Seiten durch ein Sternchen (*) markierten Elementen zu ersetzen.

Sprache	Code	CADD-Solis v4.2	CADD-Solis VIP	CADD-Solis Pumpen-Firmware	Akku
Französisch	-02	x	x	x	x
Deutsch	-03	x	x	x	x
Niederländisch	-06	x	x	x	x
Italienisch	-07	x	x	x	x
Spanisch	-08	x	x	x	x
Japanisch	-09	x		x	x
Dänisch	-12	x	x	x	x
Norwegisch	-13		x		x
Schwedisch	-14	x	x	x	x
Finnisch	-15		x		x
Portugiesisch	-17	x	x	x	x
Englisch	-50		x		
	-51	x			x

Das Produkt entspricht der geltenden Gesetzgebung und verfügt über die entsprechende CE-Kennzeichnung. (2797)
Weitere Informationen zu Warnhinweisen und/oder Sicherheitsvorkehrungen sind dem Benutzerhandbuch des Herstellers zu entnehmen.