

Gripper™

Aiguille d'accès pour chambre implantable



Aiguille de Huber non sécurisée

- › Une aiguille de Huber non sécurisée destinée à l'administration de médicaments à partir de chambres implantables
- › Disponible dans différentes gauges et longueurs
- › Une embase à faible encombrement avec une plateforme rembourrée qui repose contre la peau lorsqu'elle est en place
- › Zone de préhension profilée et amovible pour une insertion facile
- › Aiguille non siliconée
- › La tubulure d'extension de 20 cm de long est disponible avec ou sans site en Y avec un capuchon d'injection amovible sur le raccord Luer-lock
- › Tubulure d'extension avec clamps à code couleur
- › Volume de purge : 0,3 mL ou 0,5 mL, en fonction de la présence ou de l'absence de site en Y sur la tubulure d'extension
- › Pression nominale jusqu'à 45 psi

Informations de commande

Site en Y - avec capuchon d'injection amovible sur le site en Y du raccord Luer-lock

Référence	Gauge	Longueur (mm)	Unités
21-2938-24		16	
21-2939-24	● 22	19	12/boîte
21-2940-24		25	
21-2941-24		32	
21-2946-24		16	
21-2947-24	● 20	19	12/boîte
21-2948-24		25	
21-2949-24		32	
21-2955-24		19	
21-2956-24	● 19	25	12/boîte
21-2957-24		32	

Sans site en Y

Référence	Gauge	Longueur (mm)	Unités
21-2737-24		16	
21-2733-24	● 22	19	12/boîte
21-2714-24		25	
21-2715-24		32	
21-2736-24		16	
21-2734-24	● 20	19	12/boîte
21-2717-24		25	
21-2718-24		32	
21-2735-24		19	
21-2720-24	● 19	25	12/boîte
21-2721-24		32	



Ce produit est conforme à la législation en vigueur et porte le marquage CE correspondant. Pour obtenir plus d'informations, d'avertissements et/ou de mesures de sécurité, reportez-vous au mode d'emploi du fabricant. Ce document ne remplace pas le mode d'emploi officiel. Pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité, reportez-vous au manuel d'utilisation approprié.