

Gripper™

Aghi per accesso ai port



Aghi Huber

- › Aghi di Huber per la somministrazione o il prelievo di fluidi da sistemi impiantabili port
- › Disponibile in diversi calibri e lunghezze
- › Ingombro minimo, base con cuscinetto spesso e soffice al contatto con la cute
- › Area di presa sagomata rimovibile che agevola l'inserimento
- › Ago non siliconato, non carotante
- › È disponibile un set di infusione lungo 20 cm con o senza raccordo a Y con tappo di iniezione rimovibile sul luer-lock
- › Set di infusione con clamp con codifica a colori
- › Volume di riempimento: 0,3 ml o 0,5 ml a seconda della versione del set di infusione con o senza raccordo a Y
- › Pressione nominale fino a 45 psi

Informazioni per gli ordini

Raccordo a Y – Tappo di iniezione rimovibile sul raccordo a Y luer-lock

Codice prodotto	Gauge	Lunghezza (mm)	Unità
21-2938-24		16	
21-2939-24		19	
21-2940-24	● 22	25	12/confezione
21-2941-24		32	
21-2946-24		16	
21-2947-24		19	
21-2948-24	● 20	25	12/confezione
21-2949-24		32	
21-2955-24		19	
21-2956-24	● 19	25	12/confezione
21-2957-24		32	

Senza raccordo a Y

Codice prodotto	Gauge	Lunghezza (mm)	Unità
21-2737-24		16	
21-2733-24		19	
21-2714-24	● 22	25	12/confezione
21-2715-24		32	
21-2736-24		16	
21-2734-24		19	
21-2717-24	● 20	25	12/confezione
21-2718-24		32	
21-2735-24		19	
21-2720-24	● 19	25	12/confezione
21-2721-24		32	



Il prodotto è conforme alle normative attuali e ha il corrispettivo marchio CE. Per informazioni aggiuntive, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del fabbricante.