



Sistemi infusionali portatili CADD™

Catalogo dei prodotti

Set di tubi portatili CADD con protezione di arresto del flusso Flow Stop

I set di tubi portatili CADD con Flow Stop contribuiscono a proteggere dall'infusione incontrollata di fluidi a gravità attivando la chiusura del percorso del fluido quando il set d'infusione oppure il serbatoio vengono rimossi dalla pompa.



Set d'infusione standard CADD con protezione di arresto del flusso Flow Stop

- › Velocità di infusione massima fino a 250 ml/ora con pompe CADD-Solis™ modello 2110 v3 (e successive) e pompe CADD-Solis VIP™, tutti i modelli
- › Velocità di infusione massima fino a 175 ml/ora con pompe CADD-Solis modello 2100 (tutte le versioni) e modello 2110 v1.0 e v2.0
- › Velocità di infusione massima fino a 125 ml/ora con pompe CADD-Legacy™

■ Tubo a strisce blu ■ Tubo a strisce gialle; tutti gli altri sono trasparenti.

	N. di riferimento	Unità	Descrizione	Lunghezza del tubo	Vol. di riempimento	Sostituisce
	21-7321-24	12/scatola	Set d'infusione CADD con luer femmina, arresto del flusso, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	259 cm	2,7 ml	21-7021-24
	21-7322-24	12/scatola	Set d'infusione CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	198 cm	2,3 ml	21-7022-24 21-7034-24
	21-7323-24	12/scatola	Set d'infusione CADD a strisce blu con perforatore per sacche, arresto del flusso, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	198 cm	2,3 ml	21-7023-24
	21-7324-24	12/scatola	Set d'infusione CADD a strisce gialle con perforatore per sacche, arresto del flusso, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	312 cm	3,2 ml	21-7024-24
	21-7359-24	12/scatola	Set d'infusione CADD con luer maschio, arresto del flusso, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	175 cm	2 ml	21-7059-24
	21-7390-24	12/scatola	Set d'infusione CADD con luer femmina, arresto del flusso, prolunga a y da 7,6 cm, valvola di controllo a una via con luer femmina, valvola di controllo a una via con luer maschio e morsetti	259 cm con prolunga a y da 7,6 cm	4 ml	21-7090-24
	21-7391-24	12/scatola	Set d'infusione CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, prolunga a y da 7,6 cm, valvola di controllo a una via con luer femmina, valvola di controllo a una via con luer maschio e morsetti	274 cm con prolunga a y da 7,6 cm	4,2 ml	21-7091-24
	21-7624-24	12/scatola	Set d'infusione a strisce gialle CADD, perforatore per sacche, arresto del flusso, morsetto e valvola di controllo a una via con connettore maschio NRFit™	312 cm	3,2 ml	21-7024-24 21-7324-24



Set d'infusione standard CADD con filtri di eliminazione dell'aria e protezione di arresto del flusso Flow Stop

- › Velocità di infusione massima fino a 250 ml/ora con pompe CADD-Solis modello 2110 v3 (e successive) e pompe CADD-Solis VIP, tutti i modelli
- › Velocità di infusione massima fino a 175 ml/ora con pompe CADD-Solis modello 2100 (tutte le versioni) e modello 2110 v1.0 e v2.0
- › Velocità di infusione massima fino a 125 ml/ora con pompe CADD-Legacy

■ Tubo a strisce blu ■ Tubo a strisce gialle; tutti gli altri sono trasparenti.










	N. di riferimento	Unità	Descrizione	Lunghezza del tubo	Vol. di riempimento	Sostituisce
	21-7343-24	15/scatola	Set d'infusione CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 1,2 micron, morsetto, sito di iniezione senza ago e valvola di controllo a una via con luer maschio	290 cm	14 ml	21-7333-24
	21-7346-24	15/scatola	Set d'infusione CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron, tubo a spirale, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	239 cm	7 ml	21-7336-24 21-7036-24
	21-7363-24	15/scatola	Set d'infusione CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 1,2 micron, tubo a spirale, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	239 cm	7 ml	21-7383-24 21-7083-24 21-7071-24
	21-7349-24 ■	12/scatola	Set d'infusione a strisce gialle CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	330 cm	6 ml	21-7339-24 21-7039-24
	21-7394-24	12/scatola	Set d'infusione CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	287 cm	5,4 ml	21-7094-24
	21-7649-24 ■	12/scatola	Set d'infusione a strisce gialle CADD, perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron, morsetto e valvola di controllo a una via con connettore maschio NRFit	330 cm	6 ml	21-7639-24 21-7039-24 21-7339-24



Set d'infusione per grandi volumi CADD con protezione di arresto del flusso Flow Stop

- › Velocità di infusione massima fino a 500 ml/ora con pompe CADD-Solis modello 2110 v3 (e successive) o pompe CADD-Solis VIP, tutti i modelli
- › NON COMPATIBILI con le pompe CADD-Legacy, CADD-Solis modello 2100 (tutte le versioni) e modello 2110 v1.0 e v2.0

■ Tubo a strisce blu ■ Tubo a strisce gialle; tutti gli altri sono trasparenti.

	N. di riferimento	Unità	Descrizione	Lunghezza del tubo	Vol. di riempimento	Sostituisce
	21-7345-24	15/scatola	Set d'infusione per grandi volumi CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron, morsetto, sito di iniezione e valvola di controllo a una via con luer maschio	300 cm	17 ml	21-7355-24 21-7055-24 21-7055V-24
	21-7357-24	15/scatola	Set d'infusione per grandi volumi CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	234 cm	11 ml	21-7057-24 21-7057V-24
	21-7364-24	15/scatola	Set d'infusione per grandi volumi CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 1,2 micron, sito di iniezione senza ago attivato da luer, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	297 cm	17 ml	21-7375-24 21-7075-24 21-7075V-24
	21-7361-24	15/scatola	Set d'infusione per grandi volumi CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 1,2 micron, morsetto, sito di iniezione e valvola di controllo a una via con luer maschio	297 cm	17 ml	21-7381-24 21-7081-24 21-7389-24 21-7089-24
	21-7386-24	15/scatola	Set d'infusione per grandi volumi CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 1,2 micron, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	264 cm	15 ml	
	21-7384-24 ■	15/scatola	Set d'infusione per grandi volumi a strisce gialle CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	312 cm	16 ml	
	21-7365-24 ■	15/scatola	Set d'infusione per grandi volumi a strisce gialle CADD con perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron, morsetto e valvola di controllo a una via con luer maschio	343 cm	20 ml	21-7385-24 21-7085-24
	21-7684-24 ■	15/scatola	Set d'infusione per grandi volumi a strisce gialle CADD, perforatore per sacche, arresto del flusso, morsetto e valvola di controllo a una via con connettore maschio NRFit	312 cm	16 ml	
	21-7665-24 ■	15/scatola	Set d'infusione per grandi volumi a strisce gialle CADD, perforatore per sacche, arresto del flusso, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron, morsetto e valvola di controllo a una via con connettore maschio NRFit	340 cm	20 ml	21-7685-24



Serbatoi a cassetta per farmaci CADD con protezione di arresto del flusso Flow Stop

Le cassette per farmaci autonome permettono al paziente di spostarsi e assicurano la sicurezza dei farmaci.

Sono disponibili pre-riempite oppure vuote da riempire in base a ogni singola prescrizione

- › Velocità di infusione massima fino a 250 ml/ora con pompe CADD-Solis modello 2110 v3 (e successive) e pompe CADD-Solis VIP, tutti i modelli
- › Velocità di infusione massima fino a 175 ml/ora con pompe CADD-Solis modello 2100 (tutte le versioni) e modello 2110 v1.0 e v2.0
- › Velocità di infusione massima fino a 125 ml/ora con pompe CADD-Legacy

Devono essere utilizzati con i set prolunghe CADD

■ Tubo a strisce blu ■ Tubo a strisce gialle; tutti gli altri sono trasparenti.

	N. di riferimento	Unità	Descrizione	Lunghezza del tubo	Sostituisce
	21-7301-24	12/scatola	Serbatoio a cassetta per farmaci CADD da 50 ml con arresto del flusso, morsetto, luer femmina e tappo senza sfiato	20 cm	21-7001-24
	21-7302-24	12/scatola	Serbatoio a cassetta per farmaci CADD da 100 ml con arresto del flusso, morsetto, luer femmina e tappo senza sfiato	20 cm	21-7002-24
	21-7300-24 ■	12/scatola	Serbatoio a cassetta per farmaci CADD giallo da 100 ml con arresto del flusso, morsetto, luer femmina e tappo senza sfiato	20 cm	21-7100-24
	21-7308-24	12/scatola	Serbatoio a cassetta per farmaci CADD trasparente da 250 ml con arresto del flusso, morsetto, luer femmina e tappo senza sfiato	20 cm	
	21-7309-24 ■	12/scatola	Serbatoio a cassetta per farmaci CADD giallo da 250 ml con arresto del flusso, morsetto, luer femmina e tappo senza sfiato	20 cm	
	21-7310-24 ■	12/scatola	Serbatoio a cassetta per farmaci CADD blu da 250 ml con arresto del flusso, morsetto, luer femmina e tappo senza sfiato	20 cm	
	21-7600-24 ■	12/scatola	Serbatoio a cassetta per farmaci CADD giallo da 100 ml con connettore femmina NRFit, arresto del flusso, morsetto e tappo senza sfiato	20 cm	21-7100-24 21-7300-24
	21-7609-24 ■	12/scatola	Serbatoio a cassetta per farmaci CADD giallo da 250 ml con connettore femmina NRFit, arresto del flusso, morsetto e tappo senza sfiato	20 cm	21-7309-24
	21-7664-24	50/scatola	Adattatore di riempimento CADD con connettore NRFit maschio e luer femmina		
	24-1009-64	50/scatola	Tappo con NRFit, femmina, giallo		
	24-1004-64	50/scatola	Tappo con NRFit, maschio, senza sfiato, giallo		



Set prolunghe CADD

Da utilizzare con i serbatoi a cassetta per farmaci CADD

Sono tutti integrati con valvole anti reflusso per la protezione dal flusso libero di liquidi

■ Tubo a strisce blu ■ Tubo a strisce gialle; tutti gli altri sono trasparenti.

	N. di riferimento	Unità	Descrizione	Lunghezza del tubo	Vol. di riempimento	Sostituisce
	21-7045-24	50/scatola	Set prolunga CADD con luer maschio/maschio, valvola anti reflusso integrata e morsetto	76 cm	1,1 ml	
	21-7060-24	12/scatola				
	21-7046-24	50/scatola	Set prolunga CADD con luer maschio/maschio, valvola anti reflusso integrata e morsetto	114 cm	1,4 ml	
	21-7061-24	12/scatola				
	21-7047-24	50/scatola	Set prolunga CADD con luer maschio/maschio, valvola anti reflusso integrata e morsetto	152 cm	1,7 ml	
	21-7062-24	12/scatola				
	21-7092-24	12/scatola	Set prolunga con valvola di controllo CADD con luer maschio/maschio, valvola anti reflusso integrata, prolunga a y con valvola di controllo a una via con luer femmina e morsetto	173 cm con prolunga a y da 7,6 cm	2,9 ml	
	21-7115-24	12/scatola	Set prolunga con valvola di controllo CADD con luer maschio/maschio, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron, valvola anti reflusso integrata con morsetto e prolunga a y con valvola di controllo a una via con luer femmina	170 cm con prolunga a y da 7,6 cm	5,4 ml	
	21-7105-24	12/scatola	Set prolunga a strisce gialle CADD con luer maschio/maschio, valvola anti reflusso integrata e morsetto	229 cm	2,3 ml	
	21-7044-24	25/scatola	Set prolunga CADD con luer maschio/maschio, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron e valvola anti reflusso integrata con morsetto	140 cm	4 ml	21-7040-24
	21-7147-24	12/scatola	Set prolunga a strisce gialle CADD con luer maschio/maschio, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron e valvola anti reflusso integrata con morsetto	254 cm	5 ml	21-7107-24
	21-7109-24	50/scatola	Set prolunga a strisce blu CADD con luer maschio/maschio, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron e valvola anti reflusso integrata con morsetto	193 cm	4,5 ml	
	21-1200-24	12/scatola	Set perforatore per sacche con luer lock maschio e morsetto	30 cm	0,5 ml	
	21-7605-24	12/scatola	Set prolunga a strisce gialle CADD con connettore maschio/maschio NRFit, valvola anti reflusso integrata e morsetto	229 cm	2,3 ml	21-7105-24
	21-7608-24	50/scatola	Set prolunga a strisce gialle CADD con connettore maschio/maschio NRFit, filtro di eliminazione dell'aria da 0,2 micron e valvola anti reflusso integrata con morsetto	251 cm	4,8 ml	21-7108-24

Pompe infusionali portatili CADD e software di programmazione



Sistemi infusionali portatili CADD-Solis

N. di riferimento	Descrizione
21-2111-0402-XX* ■	Pompa portatile per PCA CADD-Solis v4.2
21-2112-0402-XX* ■	Pompa portatile CADD-Solis v4.2 con tastierino giallo



Software di programmazione per pompe portatili CADD-Solis

N. di riferimento	Descrizione
67-2470-040300-XX*	Aggiornamento software elettronico al firmware della pompa CADD-Solis v4.3.0
21-2176-0100-25	Software elettronico, utilità di download CADD-Solis (CSDL), v1.0
21-2194-0403-25	Software per la sicurezza dei farmaci PharmGuard™ Administrator v4.3 Per pompe CADD-Solis e CADD-Solis VIP
21-2138-0100-25	Strumento di esportazione della libreria di protocolli del software per la sicurezza dei farmaci PharmGuard Administrator



Pompa infusionale portatile CADD-Solis VIP

N. di riferimento	Descrizione
21-2120-0105-XX* ■	Pompa infusionale portatile CADD-Solis VIP 2120, abilitata per PharmGuard (etichetta blu)
21-2127-0105-XX* ■	Pompa infusionale portatile CADD-Solis VIP 2120, modalità manuale (impostazioni standard) (etichetta nera)

*Scegliere la versione della lingua: vedere l'ultima pagina.

Accessori per pompa CADD



Fonti di alimentazione CADD-Solis

La pompa è alimentata da 4 batterie AA, un adattatore CA con cavo di alimentazione e un pacco batteria ricaricabile.

N. di riferimento	Descrizione
21-2160-XX*	Pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio
21-0270-25	Adattatore CA – Montaggio a parete per l'uso con le pompe CADD-Solis

Cavo per dosaggio remoto

N. di riferimento	Descrizione
21-2186-25	Cavo per dosaggio remoto (pompa CADD-Solis)

Cassette di sicurezza per pompa CADD-Solis con libero accesso alla tastiera

N. di riferimento	Descrizione
21-2188-25	Cassetta di sicurezza grande con blocco tasti CADD — Trasparente e compatibile con pompa CADD-Solis e sacche per infusione endovenosa standard fino a 500 ml
21-2189-25 	Cassetta di sicurezza grande con blocco tasti CADD — Gialla e compatibile con pompa CADD-Solis e sacche per infusione endovenosa standard fino a 500 ml

*Scegliere la versione della lingua: vedere l'ultima pagina.



Accessori per montaggio su asta

N. di riferimento	Descrizione
21-6120-24	Staffa per montaggio su asta bloccabile Progettata per l'attacco diretto al retro di una pompa o alla cassetta di sicurezza
21-6118-24	Staffa per montaggio su asta (non bloccabile)
21-2135-25	Adattatore per staffa per montaggio su asta Per l'uso con pompa CADD-Solis e staffa per montaggio su asta bloccabile e non bloccabile. Da non utilizzare quando il modulo di comunicazione è collegato alla pompa



Borse

Da utilizzare con tutte le pompe CADD

Borse riutilizzabili

N. di riferimento	Descrizione
21-2169-24	Zaino (capacità di 3 l) (A)
21-2166-24	Zaino (capacità di 1 l) (B)
21-2168-25	Borsa per pompa da 250/500 ml con cintura e tracolla (C)
21-2165-64	Borsa per pompa da 50/100 ml (D)
21-2167-25	Borsa per pompa da 250/500 ml con cintura (E)

Borse monouso

N. di riferimento	Descrizione
21-2170-64	Borsa per pompa da 50/100 ml (F)
21-2171-25	Borsa per pompa da 250/500 ml (G)



Parti di ricambio

N. di riferimento	Descrizione
21-2185-51	Chiave per pompa CADD da utilizzare con tutte le pompe CADD
21-2100-25	Fermacavo cavo per dosaggio remoto, kit di manutenzione
21-2184-51	Sportello batteria CADD-Solis
67-2130-51	Kit di manutenzione batteria ricaricabile, modulo di comunicazione wireless CADD-Solis
67-2474-51	Aggancio per montaggio su asta di ricambio, modulo di comunicazione wireless CADD-Solis
21-2104-25	Kit di manutenzione, isolatore, pin pogo, CADD-Solis 20/cad. (per 5 pompe)
21-6188-51	Kit di riparazione, cassetta di sicurezza CADD, blocco di ricambio
21-2103-25	Kit di manutenzione, cassetta di sicurezza CADD, prolunga perno di bloccaggio (per cassetta di sicurezza 25/cad.)

Versione in lingua

Il codice lingua a due cifre deve essere utilizzato per sostituire "XX" nelle voci riportate nelle pagine precedenti con un asterisco (*).

Lingua	Codice	CADD-Solis v4.2	CADD-Solis VIP	Firmware della pompa CADD-Solis	Pacco batteria
Francese	-02	x	x	x	x
Tedesco	-03	x	x	x	x
Olandese	-06	x	x	x	x
Italiano	-07	x	x	x	x
Spagnolo	-08	x	x	x	x
Giapponese	-09	x		x	x
Danese	-12	x	x	x	x
Norvegese	-13		x		x
Svedese	-14	x	x	x	x
Finlandese	-15		x		x
Portoghese	-17	x	x	x	x
Inglese	-50		x		
	-51	x			x

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente e reca il marchio CE corrispondente (2797).
Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento al manuale utente del produttore.

icumedical
human connections