



Gefäßzugänge

Produktkatalog

icumedical
human connections

Arterielle Blutentnahme	4
Pro-Vent Plus™ Kits für die arterielle Blutentnahme, 3 ml.....	4
Pro-Vent Plus™ Kits für die arterielle Blutentnahme, 1 ml.....	4
Pulsator Plus™ Kits für die arterielle Blutentnahme	5
Blutentnahme	6
Saf-T Holder™ Produkte und Bluttransfervorrichtungen	6
Sol-Care™ Sicherheits-Blutentnahmekanüle mit vormontiertem Halter.....	6
Sol-Care™ Sicherheits-Blutentnahmekanüle mit Luer-Anschluss für Mehrfachentnahmen	6
SOL-M™ Halter für Blutentnahmeröhrchen	6
Sol-Care™ Sicherheits-Blutentnahmekanüle mit Luer-Anschluss für Mehrfachentnahmen	6
SOL-M™ Halter für Blutentnahmeröhrchen mit Luer-Lock-Adapter	6
Subkutane Needle-Pro™ Produkte für die Blutentnahme	7
Safe-T-Lance™ Plus Sicherheitslanzetten	7
Neoheel™ Sicherheitslanzetten	7
Injektionen	8
Nadeln und Nadel/Spritzen-Kombinationen	8
Needle-Pro Edge™ Sicherheits-Injektionsnadeln.....	8
Needle-Pro Edge™ Sicherheits-Injektionsnadel/Spritzen-Kombinationen	9
Needle-Pro™ Sicherheits-Injektionsnadeln	10
Needle-Pro™ Sicherheits-Injektionsnadel/Spritzen-Kombination (3 ml, Luer-Lock)	10
Needle-Pro™ Sicherheits-Insulinspritzen (dauerhaft befestigt)	10
Insulinspritzen mit Needle-Pro Edge™ Sicherheits-Injektionsnadeln	11
Needle-Pro™ Sicherheits-TB-Spritzen (dauerhaft befestigt)	11
TB-Spritzen mit Needle-Pro Edge™ Sicherheits-Injektionsnadeln	11
Stumpfe Füllnadel	11
Periphere IV-Katheter	12
Deltaven® Einzelport	12
Deltaven® Einzelport mit Absperrhahn und nadelfreiem Konnektor	12
Deltaven® Dualport mit Endkappen	12
Deltaven® Dualport mit zwei nadelfreien Konnektoren	13
ViaValve™ IV-Sicherheitskatheter mit Blutkontrolle (röntgendicht/Polyurethan)	14
ViaValve™ IV-Sicherheitskatheter mit Flügeln (röntgendicht/Polyurethan)	14
ProtectIV™ IV-Sicherheitskatheter (röntgendicht/Fluorethylen-Propylen-Polymer).....	14
ProtectIV Plus™ IV-Sicherheitskatheter (röntgendicht/Polyurethan)	14
ProtectIV™ IV-Sicherheitskatheter mit Flügeln (röntgendicht/Fluorethylen-Propylen-Polymer)	14

ProtectIV Plus™ IV-Sicherheitskatheter mit Flügeln (röntgendicht/Polyurethan)	15
SuperCath® 5 IV-Sicherheitskatheter – ohne Flügel	15
SuperCath® 5 IV-Sicherheitskatheter – mit Flügeln	15
Jelco™ IV-Katheter (FEP, röntgendicht) – gerade	16
Jelco™ IV-Katheter, transparent (FEP, nicht röntgendicht) – gerade	16
Jelco™ 2 IV-Katheter (FEP, röntgendicht) – Injektionsventil	16
Optiva™ IV-Katheter (Polyurethan) – gerade	16
Optiva™ W IV-Katheter (Polyurethan) – mit Fixationsflügeln	17
Optiva™ 2 IV-Katheter (Polyurethan) – mit Injektionsventil.....	17
Ports	18
Port-A-Cath II Power P.A.C.™ Implantierbare Venenzugangssysteme aus Polysulfon/Titan	18
Port-A-Cath II Power P.A.C.™ Systeme mit SafeSheath® ablösbaren Einführhilfen mit Ventil	19
Port-A-Cath Power P.A.C.™ implantierbare Venenzugangssysteme aus Titan.....	19
P.A.S. Port™ T2 Power P.A.C.™ implantierbare periphere Venenzugangssysteme aus Titan	20
Port-A-Cath II™ Systeme mit SafeSheath ablösbaren Einführhilfen mit Ventil.....	20
Port-A-Cath II™ implantierbare Venenzugangssysteme aus Polysulfon/Titan.....	21
Port-A-Cath™ implantierbare Venenzugangssysteme aus Titan	22
P.A.S. Port™ implantierbare periphere Venenzugangssysteme.....	23
Port-A-Cath™ Systemzubehör.....	23
Nadeln für den Port-Zugang	24
Gripper Plus Power P.A.C.™ Huber Sicherheitspunktionsnadeln	24
Gripper Micro™ nichtstanzende Sicherheitspunktionsnadeln mit stumpfer Kanüle.....	25
Gripper Plus™ Huber Sicherheitspunktionsnadeln	26
Gripper™ Huber Nadeln.....	27
Port-A-Cath™ Huber Nadeln mit Kunststoffansatz.....	28
Subkutanen Infusions-Set	28
Cleo™ 90 Kompaktes subkutanen Infusions-Set.....	28

Arterielle Blutentnahme

Pro-Vent Plus Kits für die arterielle Blutentnahme, 3 ml

Artikel-nummer	Beschreibung	Nadelgröße	Nadellänge	Sicherheitsvorrichtung	Filter-Pro™	Heparin	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
4645PG	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 3 ml	22 G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4698PG	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 3 ml	23 G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4590PG	Luer-Lock Pro-Vent Plus, 3 ml	22 G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4558PG	Luer-Lock Pro-Vent Plus, 3 ml	23 G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4645PE	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 3 ml	22 G	25 mm	Needle-Pro	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4698LH	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 3 ml	23 G	25 mm	Needle-Pro	•	7 IE/ml Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4698PE	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 3 ml	23 G	25 mm	Needle-Pro	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
G1689	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 3 ml	25 G	16 mm	Needle-Pro	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4646E	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 3 ml	—	—	Scheibe	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4648PE	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 3 ml	22 G	25 mm	Scheibe	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4658PE	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 3 ml	23 G	25 mm	Scheibe	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4558PE	Luer-Lock Pro-Vent Plus, 3 ml	23 G	25 mm	Scheibe	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200

Pro-Vent Plus Kits für die arterielle Blutentnahme, 1 ml

Artikel-nummer	Beschreibung	Nadelgröße	Nadellänge	Sicherheitsvorrichtung	Filter-Pro	Heparin	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
4629PG	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 1 ml	23 G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4619PG	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 1 ml	25 G	16 mm	Needle-Pro Edge	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4629PE	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 1 ml	23 G	25 mm	Needle-Pro	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4619PE	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 1 ml	25 G	16 mm	Needle-Pro	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4616E	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 1 ml	—	—	Scheibe	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4628PE	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 1 ml	23 G	25 mm	Scheibe	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4618PE	Luer-Slip Pro-Vent Plus, 1 ml	25 G	16 mm	Scheibe	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200

Pulsator Plus Kits für die arterielle Blutentnahme								
Artikelnummer	Beschreibung	Nadelgröße	Nadellänge	Sicherheitsvorrichtung	Filter-Pro	Heparin	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
Trockene Pulsator Plus Kits für die arterielle Blutentnahme, 3 ml								
4080PG	Luer-Lock Pulsator Plus, 3 ml	23 G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4080PE	Luer-Lock Pulsator Plus, 3 ml	23 G	25 mm	Needle-Pro	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4046E	Luer-Lock Pulsator Plus, 3 ml	—	—	Scheibe	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
Flüssige Pulsator Plus Kits für die arterielle Blutentnahme, 3 ml								
910/400/380G	Luer-Lock Pulsator Plus, 3 ml	22 G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	31 IE/ml Elektrolyt-balanciertes flüssiges Natrium-Heparin	—	100
910/400/385G	Luer-Slip Pulsator Plus, 3 ml	22 G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	31 IE/ml Elektrolyt-balanciertes flüssiges Natrium-Heparin	—	100
910/400/360	Luer-Lock Pulsator Plus, 3 ml	—	—	Scheibe	•	31 IE/ml Elektrolyt-balanciertes flüssiges Natrium-Heparin	—	100
910/400/365	Luer-Slip Pulsator Plus, 3 ml	—	—	Scheibe	•	31 IE/ml Elektrolyt-balanciertes flüssiges Natrium-Heparin	—	100

Portex LineDraw Plus Kits für die arterielle Blutentnahme							
Artikelnummer	Beschreibung	Nadel	Sicherheitsvorrichtung	Filter-Pro	Heparin	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
4041E	Luer-Slip-Aspirationsspritze, 1 ml	—	—	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4042E	Luer-Lock-Aspirationsspritze, 3 ml	—	—	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200
4043E	Luer-Slip-Aspirationsspritze, 3 ml	—	—	•	23,5 IE/ml balanciertes Lithium-Trocken-Heparin	50	200



Pro-Vent Plus Kits für die arterielle Blutentnahme



Portex LineDraw Plus Kits für die arterielle Blutentnahme



Pulsator Kits für die arterielle Blutentnahme



Filter-Pro



Needle-Pro



Needle-Pro Edge



Scheibe

Blutentnahme

	Saf-T Holder Produkte und Bluttransfervorrichtungen			
	Artikelnummer	Beschreibung	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	96000	Saf-T Holder mit männlichem Luer-Anschluss für Mehrfachentnahmen	50	200
	96000S	Kurzer Saf-T Holder mit männlichem Luer-Anschluss für Mehrfachentnahmen	50	200
	96002	Saf-T Holder mit weiblichem Luer-Anschluss	50	200
	96002S	Kurzer Saf-T Holder mit weiblichem Luer-Anschluss	50	200
	96004	Saf-T Holder Blutkulturgerät mit männlichem Luer-Adapter	–	50
	96005	Saf-T Holder Blutkulturgerät mit weiblichem Luer-Adapter	–	50

Alle Saf-T Holder Produkte verfügen über einen Luer-Anschluss für Mehrfachentnahmen

	Sol-Care Sicherheits-Blutentnahmekanüle mit vormontiertem Halter					
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Schlauchlänge	Farbcodiert	Einheiten/ Packung
	110201030002	21 G	19 mm	30 cm	●	25
	110201030006	23 G	19 mm	30 cm	●	25

	Sol-Care Sicherheits-Blutentnahmekanüle mit Luer-Anschluss für Mehrfachentnahmen					
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Schlauchlänge	Farbcodiert	Einheiten/ Packung
	110201030030	21 G	19 mm	18 cm	●	50
	110201030031	21 G	19 mm	30 cm	●	50
	110201030032	23 G	19 mm	18 cm	●	50
	110201030033	23 G	19 mm	30 cm	●	50
	110201030034	25 G	19 mm	18 cm	●	50
	110201030035	25 G	19 mm	30 cm	●	50

	Sol-M Halter für Blutentnahmeröhrchen			
	Artikelnummer	Beschreibung	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	110201050001	Halter für Blutentnahmeröhrchen zum Einmalgebrauch	250	1000

	Sol-Care Infusionsset mit Sicherheits-Blutentnahmekanüle					
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Schlauchlänge	Farbcodiert	Einheiten/ Packung
	213412SI	21 G	19 mm	30 cm	●	50
	233412SI	23 G	19 mm	30 cm	●	50
	253412SI	25 G	19 mm	30 cm	●	50

	Sol-M Halter für Blutentnahmeröhrchen mit Luer-Lock-Adapter			
	Artikelnummer	Beschreibung	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	110201050003	Röhrchenhalter für Mehrfachentnahmen mit rückseitigem Konnektor für Kanüle und Luer	50	800

	Subkutane Needle-Pro Produkte für die Blutentnahme					
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Stückzahl pro Schachtel	Stückzahl pro Karton
	4271	20 G	25 mm	●	100	800
	4270	20 G	38 mm	●	100	800
	4273	21 G	25 mm	●	100	800
	4272	21 G	38 mm	●	100	800
	4275	22 G	25 mm	●	100	800
	4274	22 G	38 mm	●	100	800
	4276	23 G	25 mm	●	100	800
	4277	25 G	16 mm	●	100	800
	4278	25 G	25 mm	●	100	800

	Safe-T-Lance Plus Sicherheitslanzetten						
	Artikelnummer	Beschreibung	Klingenbreite / Nadelgröße	Tiefe	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	1028-1	Kinder	1,5-mm-Klinge	1,2 mm	●	200	2000
	1005-1	Max. Fluss	1,5-mm-Klinge	1,6 mm	●	200	2000
	1008-1	Hoher Fluss	18 G Nadel	1,8 mm	●	200	2000
	1014-1	Normaler Fluss	21 G Nadel	1,8 mm	●	200	2000
	1020-1	Niedriger Fluss	25 G Nadel	1,4 mm	●	200	2000
	1025-1	Mikrofluss	28 G Nadel	1,6 mm	●	200	2000

	Neoheel Sicherheitslanzetten							
	Artikelnummer	Beschreibung	Tiefe des Einstichs	Länge des Einstichs	Blutvolumen	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	1050M	Mikro-Frühgeborenes Niedriges Geburtsgewicht < 1 kg	0,65 mm	1,40 mm	Mittel	●	50	200
	1051P	Frühgeborenes Niedriges Geburtsgewicht 1–2,5 kg	0,85 mm	1,75 mm	Mittel	●	50	200
	1052N	Neugeborenes Geburt bis 6 Monate 2,5–9 kg	1,00 mm	2,50 mm	Mittel	●	50	200
	1053T	Kleinkind 6–24 Monate > 9 kg	2,00 mm	3,00 mm	Hoch	●	50	200

	Needle-Pro Edge Sicherheits-Injektionsnadeln					
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Einheiten/Packung	Einheiten/Karton
	401810	18 G	25 mm	●	100	1000
	401815	18 G	38 mm	●	100	1000
	401910	19 G	25 mm	●	100	1000
	401915	19 G	38 mm	●	100	1000
	402010	20 G	25 mm	●	100	1000
	402015	20 G	38 mm	●	100	1000
	402110	21 G	25 mm	●	100	1000
	402115	21 G	38 mm	●	100	1000
	402210	22 G	25 mm	●	100	1000
	402215	22 G	38 mm	●	100	1000
	402310	23 G	25 mm	●	100	1000
	402315	23 G	38 mm	●	100	1000
	402558	25 G	16 mm	●	100	1000
	402510	25 G	25 mm	●	100	1000
	402515	25 G	38 mm	●	100	1000
	402605	26 G	13 mm	●	100	1000
	402705	27 G	13 mm	●	100	1000
	4027125	27 G	32 mm	●	100	1000
	403005	30 G	13 mm	●	100	1000



Needle-Pro Edge Sicherheits-Injektionsnadel/Spritzen-Kombinationen						
Artikelnummer	Beschreibung	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
431810	Luer-Lock, 3 ml	18 G	25 mm	●	50	400
431815	Luer-Lock, 3 ml	18 G	38 mm	●	50	400
431910	Luer-Lock, 3 ml	19 G	25 mm	●	50	400
431915	Luer-Lock, 3 ml	19 G	38 mm	●	50	400
432010	Luer-Lock, 3 ml	20 G	25 mm	●	50	400
432015	Luer-Lock, 3 ml	20 G	38 mm	●	50	400
432110	Luer-Lock, 3 ml	21 G	25 mm	●	50	400
432115	Luer-Lock, 3 ml	21 G	38 mm	●	50	400
432210	Luer-Lock, 3 ml	22 G	25 mm	●	50	400
432215	Luer-Lock, 3 ml	22 G	38 mm	●	50	400
432310	Luer-Lock, 3 ml	23 G	25 mm	●	50	400
432510	Luer-Lock, 3 ml	25 G	25 mm	●	50	400
432558	Luer-Lock, 3 ml	25 G	16 mm	●	50	400
452010	Luer-Lock, 5 ml	20 G	25 mm	●	50	400
452015	Luer-Lock, 5 ml	20 G	38 mm	●	50	400
452110	Luer-Lock, 5 ml	21 G	25 mm	●	50	400
452115	Luer-Lock, 5 ml	21 G	38 mm	●	50	400
452215	Luer-Lock, 5 ml	22 G	38 mm	●	50	400
4102010	Luer-Lock, 10 ml	20 G	25 mm	●	50	400
4102015	Luer-Lock, 10 ml	20 G	38 mm	●	50	400
4102115	Luer-Lock, 10 ml	21 G	38 mm	●	50	400

	Needle-Pro Sicherheits-Injektionsnadeln					
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	4281	18 G	25 mm	●	100	800
	4280	18 G	38 mm	●	100	800
	4283	19 G	25 mm	●	100	800
	4282	19 G	38 mm	●	100	800
	4285	20 G	25 mm	●	100	800
	4284	20 G	38 mm	●	100	800
	4287	21 G	25 mm	●	100	800
	4286	21 G	38 mm	●	100	800
	4289	22 G	25 mm	●	100	800
	4288	22 G	38 mm	●	100	800
	4290	23 G	25 mm	●	100	800
	4291	25 G	16 mm	●	100	800
	4292	25 G	25 mm	●	100	800
	4293	25 G	38 mm	●	100	800


	Needle-Pro Sicherheits-Injektionsnadel/Spritzen-Kombination (3 ml, Luer-Lock)					
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	4231	20 G	25 mm	●	50	400
	4230	20 G	38 mm	●	50	400
	4233	21 G	25 mm	●	50	400
	4232	21 G	38 mm	●	50	400
	4235	22 G	25 mm	●	50	400
	4234	22 G	38 mm	●	50	400
	4236	23 G	25 mm	●	50	400
	4237	25 G	16 mm	●	50	400
	4238	25 G	25 mm	●	50	400

	Needle-Pro Sicherheits-Insulinspritzen (dauerhaft befestigt)						
	Artikelnummer	Beschreibung	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	43125-03	U-100-Insulinspritze, 0,3 ml	31 G	6 mm	●	100	600
	42950-03	U-100-Insulinspritze, 0,3 ml	29 G	12,5 mm	●	100	600
	43125-05	U-100-Insulinspritze, 0,5 ml	31 G	6 mm	●	100	600
	42950-05	U-100-Insulinspritze, 0,5 ml	29 G	12,5 mm	●	100	600
	43125-1	U-100-Insulinspritze, 1 ml	31 G	6 mm	●	100	600
	42950-1	U-100-Insulinspritze, 1 ml	29 G	12,5 mm	●	100	600

	Insulinspritzen mit Needle-Pro Edge Sicherheits-Injektionsnadeln						
	Artikelnummer	Beschreibung	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	4317	Luer-Slip U-100 Insulin, 1 ml	26 G	12,5 mm	●	50	400
	4319	Luer-Slip U-100 Insulin, 1 ml	27 G	12,5 mm	●	50	400

	Needle-Pro Sicherheits-TB-Spritzen (dauerhaft befestigt)						
	Artikelnummer	Beschreibung	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	42638-TB	TB-Spritze, 1 ml	26 G	10 mm	●	100	600
	42750-TB	TB-Spritze, 1 ml	27 G	12,5 mm	●	100	600

	TB-Spritzen mit Needle-Pro Edge Sicherheits-Injektionsnadeln						
	Artikelnummer	Beschreibung	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	412558	Luer-Lock, 1 ml	25 G	16 mm	●	50	400
	412705	Luer-Lock, 1 ml	27 G	12,5 mm	●	50	400

	Stumpfe Füllnadel						
	Artikelnummer	Beschreibung	Nadelgröße	Nadellänge	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	BN1815	Luer-Lock	18 G	38 mm	●	100	1000
	BN1815F	Luer-Lock-Nadel mit Filter	18 G	38 mm	●	100	1000

Periphere IV-Katheter

	Deltaven Einzelport							
	Artikelnummer	Nadelgröße	Katheterlänge	Durchfluss (ml/min)	Nenndruck (psi)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	3856222	16	32 mm	125	330	●	25	100
	3845222	18	25 mm	65	330	●	25	100
	3846222	18	32 mm	63	330	●	25	100
	3847222	18	45 mm	58	330	●	25	100
	3835222	20	25 mm	47	330	●	25	100
	3836222	20	32 mm	42	330	●	25	100
	3837222	20	45 mm	38	330	●	25	100
	3824222	22	19 mm	37	330	●	25	100
	3825222	22	25 mm	31	330	●	25	100
	3814222	24	19 mm	24	330	●	25	100
	3804222	26	19 mm	15	N. z.	●	25	100

	Deltaven Einzelport mit Absperrhahn und nadelfreiem Konnektor							
	Artikelnummer	Größe (Gauge)	Katheterlänge	Durchfluss (ml/min)	Nenndruck (psi)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	3856422	16	32 mm	125	330	●	20	80
	3845422	18	25 mm	65	330	●	20	80
	3846422	18	32 mm	63	330	●	20	80
	3847422	18	45 mm	58	330	●	20	80
	3835422	20	25 mm	47	330	●	20	80
	3836422	20	32 mm	42	330	●	20	80
	3837422	20	45 mm	38	330	●	20	80
	3824422	22	19 mm	37	330	●	20	80
	3825422	22	25 mm	31	330	●	20	80
	3814422	24	19 mm	24	330	●	20	80
	3804422	26	19 mm	15	N. z.	●	20	80

	Deltaven Dualport mit Endkappen							
	Artikelnummer	Größe (Gauge)	Katheterlänge	Durchfluss (ml/min)	Nenndruck (psi)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
	3852022	16	32 mm	125	330	●	25	100
	3841022	18	25 mm	65	330	●	25	100
	3842022	18	32 mm	63	330	●	25	100
	3843022	18	45 mm	58	330	●	25	100
	3831022	20	25 mm	47	330	●	25	100
	3832022	20	32 mm	42	330	●	25	100
	3833022	20	45 mm	38	330	●	25	100
	3820022	22	19 mm	37	330	●	25	100
	3821022	22	25 mm	31	330	●	25	100
	3810022	24	19 mm	24	330	●	25	100
	3800022	26	19 mm	15	N. z.	●	25	100



Deltaven Dualport mit zwei nadelfreien Konnektoren							
Artikelnummer	Größe (Gauge)	Katheterlänge	Durchfluss (ml/min)	Nennndruck (psi)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton
3852522	16	32 mm	125	330	●	20	80
3841522	18	25 mm	65	330	●	20	80
3842522	18	32 mm	63	330	●	20	80
3843522	18	45 mm	58	330	●	20	80
3831522	20	25 mm	47	330	●	20	80
3832522	20	32 mm	42	330	●	20	80
3833522	20	45 mm	38	330	●	20	80
3820522	22	19 mm	37	330	●	20	80
3821522	22	25 mm	31	330	●	20	80
3810522	24	19 mm	24	330	●	20	80
3800522	26	19 mm	15	N. z.	●	20	80



ViaValve IV-Sicherheitskatheter mit Blutkontrolle (röntgendicht/Polyurethan)						
Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/Packung	Einheiten/Karton
3268	14 G	30 mm	360	●	50	200
3262	16 G	30 mm	220	●	50	200
3265	18 G	30 mm	110	●	50	200
3267*	20 G	22 mm	65	●	50	200
3266*	20 G	30 mm	63	●	50	200
3260*	22 G	22 mm	38	●	50	200
3263*	24 G	15 mm	24	●	50	200

* Mit einer FLASH-VUE Nadel mit Kerbe für eine frühzeitige Flashback-Erkennung



ViaValve IV-Sicherheitskatheter mit Flügeln (röntgendicht/Polyurethan)						
Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/Packung	Einheiten/Karton
3282	16 G	30 mm	360	●	50	200
3285	18 G	30 mm	110	●	50	200
3287*	20 G	22 mm	65	●	50	200
3286*	20 G	30 mm	63	●	50	200
3280*	22 G	22 mm	38	●	50	200
3283*	24 G	15 mm	24	●	50	200

* Mit einer FLASH-VUE Nadel mit Kerbe für eine frühzeitige Flashback-Erkennung

ProtectIV IV-Sicherheitskatheter (röntgendicht/Fluorethylen-Propylen-Polymer)							
Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/Packung	Einheiten/Karton	
3048	14 G	32 mm	325	●	50	200	
3042	16 G	32 mm	215	●	50	200	
3055	18 G	32 mm	110	●	50	200	
3057	20 G	25 mm	65	●	50	200	
3056	20 G	32 mm	63	●	50	200	
3050	22 G	25 mm	38	●	50	200	
3053	24 G	19 mm	24	●	50	200	

ProtectIV Plus IV-Sicherheitskatheter (röntgendicht/Polyurethan)							
Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/Packung	Einheiten/Karton	
3068	14 G	32 mm	325	●	50	200	
3062	16 G	32 mm	215	●	50	200	
3065	18 G	32 mm	110	●	50	200	
3067	20 G	25 mm	65	●	50	200	
3066	20 G	32 mm	63	●	50	200	
3060	22 G	25 mm	38	●	50	200	
3063	24 G	19 mm	24	●	50	200	

A medical syringe with a green plunger and a clear barrel, shown at an angle.	ProtectIV IV-Sicherheitskatheter mit Flügeln (röntgendicht/Fluorethylen-Propylen-Polymer)						
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/Packung	Einheiten/Karton
	3078	14 G	32 mm	325	●	50	200
	3072	16 G	32 mm	215	●	50	200
	3075	18 G	32 mm	110	●	50	200
	3077	20 G	25 mm	65	●	50	200
	3076	20 G	32 mm	63	●	50	200
	3070	22 G	25 mm	38	●	50	200
	3073	24 G	15 mm	24	●	50	200

	ProtectIV Plus IV-Sicherheitskatheter mit Flügeln (röntgendicht/Polyurethan)						
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/Packung	Einheiten/Karton
	3088	14 G	32 mm	325	●	50	200
	3082	16 G	32 mm	215	●	50	200
	3085	18 G	32 mm	110	●	50	200
	3087	20 G	25 mm	65	●	50	200
	3086	20 G	32 mm	63	●	50	200
	3080	22 G	25 mm	38	●	50	200
	3083	24 G	15 mm	24	●	50	200

	SuperCath 5 IV-Sicherheitskatheter – ohne Flügel						
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/Packung	Einheiten/Karton
	SP125-26-14T*	26 G	14 mm	14	●	50	200
	SP125-26-19T*	26 G	19 mm	12	●	50	200
	SP125-24-14T*	24 G	14 mm	21	●	50	200
	SP125-24-19T* SP120-24-19T	24 G	19 mm	16	●	50	200
	SP120-22-25T	22 G	25 mm	31	●	50	200
	SP120-22-31T	22 G	31 mm	28	●	50	200
	SP120-20-25T	20 G	25 mm	62	●	50	200
	SP120-20-31T	20 G	31 mm	55	●	50	200
	SP120-20-50T	20 G	50 mm	52	●	50	200
	SP120-18-31T	18 G	31 mm	100	●	50	200
	SP120-18-50T	18 G	50 mm	90	●	50	200
	SP120-16-31T SP125-16-31T*	16 G	31 mm	183	●	50	200
	SP125-14-31T*	14 G	31 mm	272	●	50	200

*Kein Ventil zum Schutz vor Blutexposition.

	SuperCath 5 IV-Sicherheitskatheter – mit Flügeln						
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/Packung	Einheiten/Karton
	SP125-26-14-WT*	26 G	14 mm	14	●	50	200
	SP125-24-14-WT*	24 G	14 mm	21	●	50	200
	SP125-24-19-WT* SP120-24-19-WT	24 G	19 mm	16	●	50	200
	SP120-22-25-WT	22 G	25 mm	31	●	50	200
	SP120-22-31-WT	22 G	31 mm	28	●	50	200
	SP120-20-25-WT	20 G	25 mm	62	●	50	200
	SP120-20-31-WT	20 G	31 mm	55	●	50	200
	SP120-20-50-WT	20 G	50 mm	52	●	50	200
	SP120-18-31-WT	18 G	31 mm	100	●	50	200
	SP120-18-50-WT	18 G	50 mm	90	●	50	200
	SP120-16-31-WT SP125-16-31-WT*	16 G	31 mm	183	●	50	200
	SP125-14-31-WT*	14 G	31 mm	272	●	50	200

*Kein Ventil zum Schutz vor Blutexposition.

	Jelco IV-Katheter (FEP, röntgendicht) – gerade							
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton	Obturator - Bestellnummern
	4038	14 G	50 mm	315	●	50	600	4215
	4032	16 G	50 mm	210	●	50	600	4217
	4035	18 G	32 mm	110	●	50	600	4219
	4034	18 G	45 mm	100	●	50	600	4218
	4036	20 G	32 mm	65	●	50	600	4220
	4039	20 G	45 mm	60	●	50	600	–
	4030	22 G	25 mm	38	●	50	600	4222
	4033	24 G	19 mm	24	●	50	600	4224

	Jelco IV-Katheter, transparent (FEP, nicht röntgendicht) – gerade							
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton	Obturator - Bestellnummern
	4018	14 G	50 mm	315	●	50	600	4215
	4012	16 G	50 mm	210	●	50	600	4217
	4014	18 G	45 mm	100	●	50	600	4218
	4016	20 G	32 mm	65	●	50	600	4220
	4010	22 G	25 mm	38	●	50	600	4222
	4013	24 G	19 mm	24	●	50	600	4224

	Jelco 2 IV-Katheter (FEP, röntgendicht) – Injektionsventil							
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton	Obturator - Bestellnummern
	MR14	14 G	45 mm	315	●	50	600	4514
	MR16	16 G	45 mm	210	●	50	600	4516
	MR18	18 G	45 mm	100	●	50	600	4518
	MR19	18 G	32 mm	110	●	50	600	4519
	MR20	20 G	32 mm	65	●	50	600	4520
	MR22	22 G	25 mm	38	●	50	600	4522

	Optiva IV-Katheter (Polyurethan) – gerade							
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton	Obturator - Bestellnummern
	5068	14 G	50 mm	315	●	50	600	4215
	5061	16 G	32 mm	225	●	50	600	–
	5062	16 G	50 mm	210	●	50	600	4217
	5065	18 G	32 mm	110	●	50	600	4219
	5064	18 G	45 mm	100	●	50	600	4218
	5066	20 G	32 mm	65	●	50	600	4220
	5069	20 G	45 mm	60	●	50	600	–
	5060	22 G	25 mm	38	●	50	600	4222
	5063	24 G	19 mm	24	●	50	600	4224

	Optiva W IV-Katheter (Polyurethan) – mit Fixationsflügeln							
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton	Obturator - Bestellnummern
	1114	14 G	45 mm	310	●	50	600	4514
	1116	16 G	45 mm	200	●	50	600	4516
	1119	18 G	32 mm	95	●	50	600	4519
	1118	18 G	45 mm	95	●	50	600	4518
	1120	20 G	32 mm	60	●	50	600	4520
	1122	22 G	25 mm	35	●	50	600	4522
	1124	24 G	19 mm	20	●	50	600	4514

	Optiva 2 IV-Katheter (Polyurethan) – mit Injektionsventil							
	Artikelnummer	Nadelgröße	Nadellänge	Durchfluss (ml/min)	Farbcode	Einheiten/ Packung	Einheiten/ Karton	Obturator - Bestellnummern
	1014	14 G	45 mm	315	●	50	600	4514
	1016	16 G	45 mm	210	●	50	600	4516
	1019	18 G	32 mm	110	●	50	600	4519
	1018	18 G	45 mm	100	●	50	600	4518
	1020	20 G	32 mm	65	●	50	600	4520
	1022	22 G	25 mm	38	●	50	600	4522

Port-A-Cath II Power P.A.C. Implantierbare Venenzugangssysteme aus Polysulfon/Titan

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla, Druckinjektion bis zu 5 ml/s und 300 psi

	Portale aus Polysulfon/Titan mit PolyFlow Kathetern aus Polyurethan								
		Größe der Einführhilfe	Katheternmaterial	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	Einlumiges Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4452-24 Kit 21-4453-24 Tray	1 0610586 03267 7 1 0610586 03268 4	1 1
	Einlumiges Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	1,6	76	21-4454-24 Kit 21-4455-24 Tray	1 0610586 03269 1 1 0610586 03270 7	1 1
	Einlumiges Low Profile™ Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4482-24 Kit 21-4483-24 Tray	1 0610586 03276 9 1 0610586 03277 6	1 1
	Einlumiges Low Profile™ Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	1,6	76	21-4470-24 Kit 21-4471-24 Tray	1 0610586 03273 8 1 0610586 03274 5	1 1
	Doppellumiges Low Profile™ Portal	10 Fr	Polyurethan	3,2	1,4/1,4	76	21-8468-24 Tray	1 0610586 03285 1	1
	Doppellumiges Low Profile™ Portal	7 Fr	Polyurethan	2,2	1,0/1,0	76	21-8466-24 Tray	1 0610586 03283 7	1

Kitumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel, Venenheber und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung.

Trayumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel (außer bei vormontierten Systemen), Venenheber, besonders dünnwandige 18G Einführnadel, „J“-Führungsdraht/-Führungsdrähte, Satz aus Gefäßdilator/Schleuseneinführhilfe, 90° Port-A-Cath™ Nadel, Gripper Plus™ Power P.A.C. Sicherheitsnadel, 2 Spritzen, Tunnelwerkzeug und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung(en).

Alle Systeme werden unmontiert geliefert.

Port-A-Cath II Power P.A.C. Systeme mit ablösbaren Einführhilfen mit Ventil

Länge der Einführschleuse – 13 cm Länge der Dilatatorschleuse – 18 cm

	Port-A-Cath II Power P.A.C. Systeme mit ablösbaren Einführhilfen mit Ventil								
		Größe der Einführhilfe	Katheternmaterial	Außen-Ø (mm)	Länge (cm)	Konnektor	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	Einlumiges Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	76	Ultra-Lock™ Konnektor	21-4474-24 Tray	1 0610586 03996 6	1
	Einlumiges Low Profile™ Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	76	Ultra-Lock™ Konnektor	21-4475-24 Tray	1 0610586 03997 3	1
	Einlumiges Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	76	Ultra-Lock™ Konnektor	21-4476-24 Tray	1 0610586 03998 0	1
	Einlumiges Low Profile™ Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	76	Ultra-Lock™ Konnektor	21-4477-24 Tray	1 0610586 03999 7	1
	Doppellumiges Low Profile™ Portal	7 Fr	Polyurethan	2,2	76	Wing-Lock™ Konnektor	21-8469-24 Tray	1 0610586 04000 9	1
	Doppellumiges Low Profile™ Portal	10 Fr	Polyurethan	3,2	76	Wing-Lock™ Konnektor	21-8470-24 Tray	1 0610586 04001 6	1

Einführhilfen sind in den Port-A-Cath™ Systemtrays von ICU Medical und darüber hinaus als separate Sets erhältlich.

Port-A-Cath Power P.A.C. implantierbare Venenzugangssysteme aus Titan

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla, Druckinjektion bis zu 5 ml/s und 300 psi

	Konturierte Portale aus Titan mit PolyFlow Kathetern aus Polyurethan								
		Größe der Einführhilfe	Katheternmaterial	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	Einlumiges Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	1,6	76	21-4422-24 Kit	1 0610586 03261 5	1
							21-4423-24 Tray	1 0610586 03262 2	1
	Einlumiges Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4424-24 Kit	1 0610586 03263 9	1
							21-4425-24 Tray	1 0610586 03264 6	1
	Einlumiges Low Profile™ Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4436-24 Kit	1 0610586 03265 3	1
							21-4437-24 Tray	1 0610586 03266 0	1

Kitumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel, Venenheber und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung.

Trayumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel (außer bei vormontierten Systemen), Venenheber, besonders dünnwandige 18G Einführnadel, „J“-Führungsdraht/-Führungsdrähte, Satz aus Gefäßdilator/Schleuseneinführhilfe, 90° Port-A-Cath™ Nadel, Gripper Plus™ Power P.A.C. Sicherheitsnadel(n), 2 Spritzen, Tunnelwerkzeug und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung(en).

Alle Systeme werden unmontiert geliefert.

P.A.S. Port T2 Power P.A.C. implantierbare periphere Venenzugangssysteme aus Titan

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla, Druckinjektion bis zu 5 ml/s und 300 psi

	Konturierte Portale aus Titan mit PolyFlow Kathetern aus Polyurethan								
		Größe der Einführhilfe	Kathetermaterial	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	Peripheres einlumiges Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4872-24 Kit	1 0610586 03280 6	1
							21-4873-24 Tray	1 0610586 03281 3	1

Kitumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel, Venenheber und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung.

Trayumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel (außer bei vormontierten Systemen), Venenheber, besonders dünnwandige 18G Einführnadel, „J“-Führungsdraht/-Führungsdrähte, Satz aus Gefäßdilator/Schleuseneinführhilfe, 90° Port-A-Cath™ Nadel, Gripper Plus™ Power P.A.C. Sicherheitsnadel(n), 2 Spritzen, Tunnelwerkzeug und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung(en).

Alle Systeme werden unmontiert geliefert.

Port-A-Cath II Systeme mit ablösbaren Einführhilfen mit Ventil

	Port-A-Cath II Systeme mit ablösbaren Einführhilfen mit Ventil Länge der Einführschleuse – 13 cm Länge der Dilatatorschleuse – 18 cm								
		Größe der Einführhilfe	Kathetermaterial	Außen-Ø (mm)	Länge (cm)	Konnektor	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	Einlumiges Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	76	Ultra-Lock™ Konnektor	21-4066-24 Tray	1 0610586 03990 4	1
	Einlumiges Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	76	Ultra-Lock™ Konnektor	21-4067-24 Tray	1 0610586 03991 1	1
	Einlumiges Low Profile™ Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	76	Ultra-Lock™ Konnektor	21-4068-24 Tray	1 0610586 03992 8	1
	Einlumiges Low Profile™ Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	76	Ultra-Lock™ Konnektor	21-4069-24 Tray	1 0610586 03993 5	1

Einführhilfen sind in den Port-A-Cath™ Systemtrays von ICU Medical und darüber hinaus als separate Sets erhältlich.

Port-A-Cath II implantierbare Venenzugangssysteme aus Polysulfon/Titan

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla

	Portale aus Polysulfon/Titan mit PolyFlow Kathetern aus Polyurethan								
		Größe der Einführhilfe	Katheternmaterial	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	Einlumiges Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4052-24 Kit	1 0610586 02352 1	1
							21-4053-24 Tray	1 0610586 02353 8	1
	Einlumiges Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	1,6	76	21-4054-24 Kit	1 0610586 02354 5	1
							21-4055-24 Tray	1 0610586 02355 2	1
	Einlumiges Low Profile™ Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4082-24 Kit	1 0610586 02385 9	1
							21-4083-24 Tray	1 0610586 02361 3	1
	Einlumiges Low Profile™ Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	1,6	76	21-4070-24 Kit	1 0610586 01782 7	1
							21-4071-24 Tray	1 0610586 01784 1	1

Kitumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel (außer bei vormontierten Systemen), Venenheber und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung(en).

Trayumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel (außer bei vormontierten Systemen), Venenheber, besonders dünnwandige 18G Einführnadel, „J“-Führungsdraht/-Führungsdrähte, Satz aus Gefäßdilator/Schleuseneinführhilfe, 90° Port-A-Cath™ Nadel, Gripper Plus™ Sicherheitsnadel, 2 Spritzen, Tunnelwerkzeug und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung.

Alle Systeme werden unmontiert geliefert.

Portale aus Polysulfon/Titan mit Silikonkathetern								
	Größe der Einführhilfe	Katheternmaterial	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
Einlumiges Portal	9 Fr	Silikon	2,8	1,0	76	21-4050-24 Kit 21-4051-24 Tray	1 0610586 02350 7 1 0610586 02351 4	1 1

Kitumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel (außer bei vormontierten Systemen), Venenheber und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung(en).

Trayumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel (außer bei vormontierten Systemen), Venenheber, besonders dünnwandige 18G Einführnadel, „J“-Führungsdraht/-Führungsdrähte, Satz aus Gefäßdilator/Schleuseneinführhilfe, 90° Port-A-Cath™ Nadel, Gripper Plus Sicherheitsnadel, 2 Spritzen, Tunnelwerkzeug und Point-Lok Kanülenschutzvorrichtung.

Alle Systeme werden unmontiert geliefert.

Port-A-Cath implantierbare Venenzugangssysteme aus Titan

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla

	Konturierte Portale aus Titan mit PolyFlow Kathetern aus Polyurethan							
	Größe der Einführhilfe	Kathetermaterial	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
Einlumiges Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4024-24 Kit	1 0610586 02379 8	1
						21-4025-24 Tray	1 0610586 02380 4	1
Einlumiges Portal	8,5 Fr	Polyurethan	2,6	1,6	76	21-4022-24 Kit	1 0610586 02377 4	1
						21-4023-24 Tray	1 0610586 02378 1	1
Einlumiges Low Profile™ Portal	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4036-24 Kit	1 0610586 02383 5	1
						21-4037-24 Tray	1 0610586 02384 2	1

Konturierte Portale aus Titan mit Silikonkathetern								
	Größe der Einführhilfe	Kathetermaterial	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
Einlumiges Portal	9 Fr	Silikon	2,8	1,0	76	21-4008-24 Kit	1 0610586 02374 3	1
						21-4009-24 Tray	1 0610586 02375 0	1
Einlumiges Low Profile™ Portal	9 Fr	Silikon	2,8	1,0	76	21-4034-24 Kit	1 0610586 02381 1	1
						21-4035-24 Tray	1 0610586 02382 8	1

Kitumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel (außer bei vormontierten Systemen), Venenheber und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung(en).

Trayumfang: Portal, Katheter, Port-A-Cath™ gerade Nadel, stumpfe Nadel (außer bei vormontierten Systemen), Venenheber, besonders dünnwandige 18G Einführnadel, „J“-Führungsdraht/-Führungsdrähte, Satz aus Gefäßdilator/Schleuseneinführhilfe, 90° Port-A-Cath™ Nadel, Gripper Plus™ Sicherheitsnadel(n), 2 Spritzen, Tunnelwerkzeug und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung(en).

Alle Systeme werden unmontiert geliefert.

P.A.S. Port implantierbare periphere Venenzugangssysteme

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla

	Portal aus Titan mit Katheter aus Polyurethan							
	Größe der Einführhilfe	Kathetermaterial	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
P.A.S. Port™ T2 Portal aus Titan	6 Fr	Polyurethan	1,9	1,0	76	21-4572-24 Kit	1 0610586 02516 7	1
						21-4573-24 Tray	1 0610586 02517 4	1

Port-A-Cath Systemzubehör



ablösbare Einführhilfen ohne Ventil					
	Länge der Schleuse (cm)	Länge des Dilatators (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
6 French umfasst zwei Führungsdrähte	16	19	21-2320-24	3 0610586 02511 6	5 pro Karton
7 French	16	19	21-2471-24*	3 0610586 04015 7	5 pro Karton
8,5 French	16	19	21-2470-24	3 0610586 02514 7	5 pro Karton
9 French	16	19	21-2340-24	3 0610586 02512 3	5 pro Karton
10 French	16	19	21-2472-24*	3 0610586 04016 4	5 pro Karton
11 French	16	19	21-2386-24	3 0610586 02513 0	5 pro Karton

Ablösbare Einführhilfen ohne Ventil sind in den Port-A-Cath™ Systemtrays von ICU Medical und darüber hinaus als separate Sets erhältlich.

*Solange der Vorrat reicht

	ablösbare Einführhilfen-Sets mit Ventil					
		Länge der Schleuse (cm)	Länge des Dilatators (cm)	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	6 French	13	18	21-2476-24*	3 0610586 04020 1	5 pro Karton
	7 French	13	18	21-2477-24*	3 0610586 04021 8	5 pro Karton
	8,5 French	13	18	21-2478-24*	3 0610586 04022 5	5 pro Karton
	9 French	13	18	21-2479-24*	3 0610586 04023 2	5 pro Karton
	10 French	13	18	21-2480-24*	3 0610586 04024 9	5 pro Karton
	11 French	13	18	21-2481-24*	3 0610586 04025 6	5 pro Karton

*Solange der Vorrat reicht

Subkutanes Tunnelgerät			
	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
3,2 mm Außendurchmesser x 24 cm lang, solider verformbarer Edelstahl, Einwegprodukt	21-0125-24	3 0610586 01319 9	5 pro Karton

Umfang der Einführhilfen-Sets: Besonders dünnwandige 18G Einführnadel, „J“-Führungsdraht, Satz aus Gefäßdilatator/Schleuseneinführhilfe, 90° Port-A-Cath™ Nadel (außer 21-2320), 2 Spritzen und Point-Lok™ Kanülenschutzvorrichtung.

Gripper Plus Power P.A.C. Huber Sicherheitspunktionsnadeln

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla, Druckinjektion bis zu 5 ml/s und 300 psi

	Gripper Plus POWER P.A.C. Huber Sicherheitspunktionsnadeln naturkautschukfrei, nichtstanzend, nicht silikonisiert, abnehmbarer konturierter Griff, gepolsterte Nadelplattform, 20 cm Verlängerungsschlauch* mit oder ohne Y-Anschluss				
	Nadelloser Y-Anschluss Luer-aktivierte nadellose Einstichstelle	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	● 20 gauge	16 mm	21-3464-24	3 0610586 03363 6	12 pro Karton
		19 mm	21-3465-24	3 0610586 03304 3	12 pro Karton
		25 mm	21-3466-24	3 0610586 03305 0	12 pro Karton
		32 mm	21-3467-24	3 0610586 03306 7	12 pro Karton
	● 19 gauge	19 mm	21-3468-24	3 0610586 03307 4	12 pro Karton
		25 mm	21-3469-24	3 0610586 03308 1	12 pro Karton
		32 mm	21-3470-24	3 0610586 03309 8	12 pro Karton
	Ohne Y-Anschluss	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	● 20 gauge	16 mm	21-3369-24	3 0610586 03302 9	12 pro Karton
		19 mm	21-3367-24	3 0610586 03300 5	12 pro Karton
		25 mm	21-3362-24	3 0610586 03296 1	12 pro Karton
		32 mm	21-3363-24	3 0610586 03297 8	12 pro Karton
	● 19 gauge	19 mm	21-3368-24	3 0610586 03301 2	12 pro Karton
		25 mm	21-3364-24	3 0610586 03298 5	12 pro Karton
		32 mm	21-3365-24	3 0610586 03299 2	12 pro Karton

* Mit Schläuchen ohne DEHP

Gripper Micro nichtstanzende Sicherheitspunktionsnadeln mit stumpfer Kanüle

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla

	Gripper Micro nichtstanzende Sicherheitspunktionsnadeln mit stumpfer Kanüle, naturkautschukfrei, nichtstanzend, nicht silikonisiert, gepolsterte Nadelpattform, 20 cm Verlängerungsschlauch * mit oder ohne Y-Anschluss				
	Nadelloser Y-Anschluss Luer-aktivierte nadellose Einstichstelle	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	● 22 gauge	19 mm	21-3271-24	3 0610586 02988 6	12 pro Karton
		25 mm	21-3272-24	3 0610586 02989 3	12 pro Karton
		32 mm	21-3273-24	3 0610586 02990 9	12 pro Karton
	● 20 gauge	19 mm	21-3276-24	3 0610586 02993 0	12 pro Karton
		25 mm	21-3277-24	3 0610586 02994 7	12 pro Karton
		32 mm	21-3278-24	3 0610586 02995 4	12 pro Karton
	● 19 gauge	19 mm	21-3280-24	3 0610586 02997 8	12 pro Karton
		25 mm	21-3281-24	3 0610586 02998 5	12 pro Karton
		32 mm	21-3282-24	3 0610586 02999 2	12 pro Karton
	Ohne Y-Anschluss	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	● 22 gauge	19 mm	21-3251-24	3 0610586 02974 9	12 pro Karton
		25 mm	21-3252-24	3 0610586 02975 6	12 pro Karton
		32 mm	21-3253-24	3 0610586 02976 3	12 pro Karton
	● 20 gauge	19 mm	21-3256-24	3 0610586 02979 4	12 pro Karton
		25 mm	21-3257-24	3 0610586 02980 0	12 pro Karton
		32 mm	21-3258-24	3 0610586 02981 7	12 pro Karton
	● 19 gauge	19 mm	21-3260-24	3 0610586 02983 1	12 pro Karton
		25 mm	21-3261-24	3 0610586 02984 8	12 pro Karton
		32 mm	21-3262-24	3 0610586 02985 5	12 pro Karton

* Mit Schläuchen ohne DEHP

Gripper Plus Huber Sicherheitspunktionsnadeln

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla

	Gripper Plus Huber Sicherheitspunktionsnadeln naturkautschukfrei, nichtstanzend, nicht silikonisiert, abnehmbarer konturierter Griff, gepolsterte Nadelplattform, 20 cm Verlängerungsschlauch * mit oder ohne Y-Anschluss				
	Nadelloser Y-Anschluss Luer-aktivierte nadellose Einstichstelle	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	● 22 gauge	16 mm	21-2960-24	3 0610586 02768 4	12 pro Karton
		19 mm	21-2961-24	3 0610586 02769 1	12 pro Karton
		25 mm	21-2962-24	3 0610586 02770 7	12 pro Karton
		32 mm	21-2963-24	3 0610586 02771 4	12 pro Karton
	● 20 gauge	16 mm	21-2964-24	3 0610586 02772 1	12 pro Karton
		19 mm	21-2965-24	3 0610586 02773 8	12 pro Karton
		25 mm	21-2966-24	3 0610586 02774 5	12 pro Karton
		32 mm	21-2967-24	3 0610586 02775 2	12 pro Karton
	● 19 gauge	19mm	21-2968-24	3 0610586 02776 9	12 pro Karton
		25 mm	21-2969-24	3 0610586 02777 6	12 pro Karton
		32 mm	21-2970-24	3 0610586 02778 3	12 pro Karton
	Abnehmbare Split-Septum-Injektionskappe am Luer-Lock-Y-Anschluss	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	● 22 gauge	16 mm	21-2860-24	3 0610586 02564 2	12 pro Karton
		19 mm	21-2861-24	3 0610586 02565 9	12 pro Karton
		25 mm	21-2862-24	3 0610586 02566 6	12 pro Karton
		32 mm	21-2863-24	3 0610586 02567 3	12 pro Karton
	● 20 gauge	16 mm	21-2864-24	3 0610586 02568 0	12 pro Karton
		19 mm	21-2865-24	3 0610586 02569 7	12 pro Karton
		25 mm	21-2866-24	3 0610586 02570 3	12 pro Karton
		32 mm	21-2867-24	3 0610586 02571 0	12 pro Karton
	● 19 gauge	19 mm	21-2868-24	3 0610586 02572 7	12 pro Karton
		25 mm	21-2869-24	3 0610586 02573 4	12 pro Karton
		32 mm	21-2870-24	3 0610586 02574 1	12 pro Karton
	Ohne Y-Anschluss	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	● 22 gauge	16 mm	21-2770-24	3 0610586 02563 5	12 pro Karton
		19 mm	21-2766-24	3 0610586 02559 8	12 pro Karton
		25 mm	21-2760-24	3 0610586 02553 6	12 pro Karton
		32 mm	21-2761-24	3 0610586 02554 3	12 pro Karton
	● 20 gauge	16 mm	21-2769-24	3 0610586 02562 8	12 pro Karton
		19 mm	21-2767-24	3 0610586 02560 4	12 pro Karton
		25 mm	21-2762-24	3 0610586 02555 0	12 pro Karton
		32 mm	21-2763-24	3 0610586 02556 7	12 pro Karton
	● 19 gauge	19 mm	21-2768-24	3 0610586 02561 1	12 pro Karton
		25 mm	21-2764-24	3 0610586 02557 4	12 pro Karton
		32 mm	21-2765-24	3 0610586 02558 1	12 pro Karton

* Mit Schläuchen ohne DEHP

Gripper Huber Nadeln

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla

Gripper Huber Nadeln naturkautschukfrei, nichtstanzend, nicht silikonisiert, abnehmbarer konturierter Griff, gepolsterte Nadelplattform, 20 cm Verlängerungsschlauch * mit oder ohne Y-Anschluss				
Abnehmbare Injektionskappe am Luer-Lock-Y-Anschluss	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
● 22 gauge	16 mm	21-2938-24	3 0610586 02321 1	12 pro Karton
	19 mm	21-2939-24	3 0610586 01674 9	12 pro Karton
	25 mm	21-2940-24	3 0610586 01675 6	12 pro Karton
	32 mm	21-2941-24	3 0610586 01676 3	12 pro Karton
● 20 gauge	16 mm	21-2946-24	3 0610586 02323 5	12 pro Karton
	19 mm	21-2947-24	3 0610586 01677 0	12 pro Karton
	25 mm	21-2948-24	3 0610586 01678 7	12 pro Karton
	32 mm	21-2949-24	3 0610586 01679 4	12 pro Karton
● 19 gauge	19 mm	21-2955-24	3 0610586 01680 0	12 pro Karton
	25 mm	21-2956-24	3 0610586 01681 7	12 pro Karton
	32 mm	21-2957-24	3 0610586 01682 4	12 pro Karton
Ohne Y-Anschluss	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
● 22 gauge	16 mm	21-2737-24	3 0610586 02320 4	12 pro Karton
	19 mm	21-2733-24	3 0610586 01584 1	12 pro Karton
	25 mm	21-2714-24	3 0610586 01578 0	12 pro Karton
	32 mm	21-2715-24	3 0610586 01579 7	12 pro Karton
● 20 gauge	16 mm	21-2736-24	3 0610586 02322 8	12 pro Karton
	19 mm	21-2734-24	3 0610586 01585 8	12 pro Karton
	25 mm	21-2717-24	3 0610586 01580 3	12 pro Karton
	32 mm	21-2718-24	3 0610586 01581 0	12 pro Karton
● 19 gauge	19 mm	21-2735-24	3 0610586 01586 5	12 pro Karton
	25 mm	21-2720-24	3 0610586 01582 7	12 pro Karton
	32 mm	21-2721-24	3 0610586 01583 4	12 pro Karton

* Mit Schläuchen ohne DEHP

Port-A-Cath Huber Nadeln mit Kunststoffansatz

Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla

	Port-A-Cath Huber Nadeln mit Kunststoffansatz, nichtstanzend, nicht silikonisiert				
	Gerade	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	● 22 gauge	25 mm	21-2005-24	3 0610586 02399 0	12 pro Karton
		38 mm	21-2007-24	3 0610586 02401 0	12 pro Karton
	● 20 gauge	25 mm	21-2013-24	3 0610586 02403 4	12 pro Karton
		38 mm	21-2015-24	3 0610586 02405 8	12 pro Karton
	● 19 gauge	25 mm	21-2021-24	3 0610586 02407 2	12 pro Karton
		51 mm	21-2027-24	3 0610586 02846 9	12 pro Karton
	Um 90° gebogen	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
	● 22 gauge	13 mm	21-2316-24	3 0610586 02411 9	12 pro Karton
		25 mm	21-2006-24	3 0610586 02400 3	12 pro Karton
		38 mm	21-2008-24	3 0610586 02402 7	12 pro Karton
	● 20 gauge	13 mm	21-2317-24	3 0610586 02412 6	12 pro Karton
		19 mm	21-2287-24	3 0610586 02408 9	12 pro Karton
		25 mm	21-2014-24	3 0610586 02404 1	12 pro Karton
		38 mm	21-2016-24	3 0610586 02406 5	12 pro Karton
	● 19 gauge	25 mm	21-2022-24	3 0610586 02805 6	12 pro Karton
		38 mm	21-2026-24	3 0610586 02806 3	12 pro Karton

Subkutanes Infusions-Set

	Cleo 90 Kompaktes subkutanes Infusions-Set		
	Produktreferenz	Kanülenlänge (mm)	Schlauchlänge
	21-7220-24	6	61 cm
	21-7221-24	6	79 cm
	21-7222-24	6	107 cm
	21-7230-24	9	61 cm
	21-7231-24	9	79 cm
	21-7232-24	9	107 cm

Steril, in 10er-Packungen

Das Produkt entspricht den geltenden Gesetzen und trägt die entsprechende CE-Kennzeichnung.
Weitere Informationen, Warnungen und / oder Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers.