



SuperCath[®] 5

26-G-IV-Sicherheitskatheter



Sicherheitstechnologie für periphere IV-Katheter, die Ihnen den Zugang zu kleinen, schwierigen Gefäßen erleichtert.

icumedical
human connections

Unterstützung bei der Bereitstellung einer sicheren und effektiven Versorgung bei gleichzeitiger Einhaltung der klinischen Empfehlungen



Der SuperCath 5 ist der erste und einzige gerade 26-G-Sicherheitskatheter, der für einen optimierten Gefäßzugang bei Neugeborenen konzipiert wurde. Die einzigartige Nadelgröße und die integrierte Nadelkerbe helfen Ihnen, die Erfolgsquote beim ersten Einführen zu steigern und mehrfache Einführversuche zu vermeiden, und die integrierte Rückfluss-Kammer maximiert die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Visualisierung der korrekten Einführung in kleine, schwierige Gefäße.

Empfehlung laut „Infusion Therapy Standards of Practice“ (Praxisstandards für Infusionspflegekräfte):

Wählen Sie stets denjenigen peripheren Katheter mit dem kleinsten Durchmesser, der für die verordnete Therapie und die Bedürfnisse des Patienten geeignet ist.¹



Maximieren Sie die Erfolgsquote beim ersten Einführen

Die Nadelkerben-Technologie hilft Ihnen dabei, sicherzustellen, dass der Katheter beim ersten Einführen korrekt im Gefäß positioniert ist.

Minimieren Sie Unannehmlichkeiten für den Patienten

Mit der kleinen Nadel (26 G) mit Kerbe können Sie Unannehmlichkeiten für den Patienten und die Notwendigkeit mehrfacher Einführversuche reduzieren.

Reduzieren Sie das Risiko für Nadelstichverletzungen

Mit dem Druckknopf und federbelasteten Spitzenschutz vermeiden Sie versehentliche Nadelstichverletzungen und Kontakt mit der Kanüle.

Produktinformationen

Artikelnummer ohne Flügel	Artikelnummer mit Flügeln	Größe (Gauge)	Länge (mm)	AD (mm)	ID (mm)	Flussrate (ml/min)
SP125-26-14T*	SP125-26-14-WT*	• 26	14	0,6	0,4	14
SP125-26-19T*		• 26	19	0,6	0,4	12

*Kein Ventil zum Schutz vor Blutexposition.

1. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice (Praxisstandards für Infusionspflegekräfte). J Infus Nurs. 2016; 39 (suppl 1): S51

SuperCath ist eine eingetragene Marke von MediKit Co., Ltd.

© 2023 ICU Medical, Inc. | P23-4630-EMEA-DE

Das Produkt entspricht den geltenden Rechtsvorschriften und verfügt über die entsprechende CE-Kennzeichnung. Weitere Informationen, Warnhinweise und/oder Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

icumedical
human connections

Deutschland: +49 2349 7849009
Österreich: +43 800296430
| www.icumed.com