



Catálogo de productos de acceso vascular

icumedical
human connections

Obtención de muestras de sangre arterial	4
Kits de obtención de muestras de sangre arterial de 3 ml Pro-Vent Plus™	4
Kits de obtención de muestras de sangre arterial de 1 ml Pro-Vent Plus™	4
Kits de obtención de muestras de sangre arterial Pulsator™	5
Kits de obtención de muestras de sangre arterial Portex™ LineDraw™ Plus	5
Extracción de sangre.....	6
Dispositivos Saf-T Holder™ y dispositivos de transferencia de sangre	6
Aguja de seguridad de extracción de sangre Sol-Care™ con soporte premontado.....	6
Aguja de seguridad de extracción de sangre Sol-Care™ con Luer multimuestra	6
Soporte de la cánula de extracción de sangre Sol-M™	6
Aguja de seguridad de extracción de sangre Sol-Care™ con Luer multimuestra	6
Soporte de la cánula de extracción de sangre Sol-M™ con adaptador Luer Lock.....	6
Dispositivos Needle-Pro™ hipodérmicos para extracción de sangre.....	7
Lancetas de seguridad Safe-T-Lance™ Plus	7
Lancetas de seguridad neoheel™	7
Hipodérmicas	8
Combinaciones de agujas y aguja/jeringa	8
Agujas hipodérmicas de seguridad Needle-Pro Edge™	8
Combinaciones de aguja hipodérmica/jeringa de seguridad Needle-Pro Edge™	9
Agujas hipodérmicas de seguridad Needle-Pro™	10
Combinación de aguja hipodérmica/jeringa de seguridad Needle-Pro™ (conexión Luer lock 3 ml)	10
Jeringas para insulina de seguridad Needle-Pro™ (montadas permanentemente)	10
Jeringas para insulina con agujas hipodérmicas de seguridad Needle-Pro Edge™	11
Jeringas TB de seguridad Needle-Pro™ (montadas permanentemente).....	11
Jeringas TB con agujas hipodérmicas de seguridad Needle-Pro Edge™	11
Aguja de llenado roma.....	11
Catéteres i.v. periféricos.....	12
Un solo puerto Deltaven®	12
Un solo puerto Deltaven® con llave de paso y conector sin aguja.....	12
Dos puertos Deltaven® con tapones terminales.....	12
Dos puertos Deltaven® con conectores sin aguja dobles	13
Catéteres i.v. de seguridad ViaValve™ con control sanguíneo (radiopacos/poliuretano).....	14
Catéteres i.v. de seguridad con aletas ViaValve™ (radiopacos/poliuretano)	14
Catéteres i.v. de seguridad ProtectIV™ (radiopacos/polímero de propileno etileno fluorado)	14
Catéteres i.v. de seguridad ProtectIV Plus™ (radiopacos/poliuretano)	14
Catéteres i.v. de seguridad con aletas ProtectIV™ (radiopacos/polímero de propileno etileno fluorado)	14

Catéteres i.v. de seguridad con aletas ProtectIV™ Plus (radiopacos/poliuretano).....	15
Catéter i.v. de seguridad SuperCath® 5 – Sin aletas.....	15
Catéter i.v. de seguridad SuperCath® 5 – Con aletas	15
Catéter i.v. Jelco™ (radiopaco de FEP) – Recto	16
Catéter i.v. Jelco™ transparente (no radiopaco de FEP) – Recto.....	16
Catéter i.v. Jelco™ 2 (radiopaco de FEP) – Válvula de inyección	16
Catéter i.v. Optiva™ (poliuretano) – Recto	16
Catéter i.v. Optiva™ W (poliuretano) – Con aletas de fijación	17
Catéter i.v. Optiva™ 2 (poliuretano) – Con válvula de inyección.....	17
Port.....	18
Sistemas de acceso venoso implantables de polisulfona/titanio Port-A-Cath II Power P.A.C.™	18
Sistemas Port-A-Cath II Power P.A.C.™ con introductores pelables con válvula SafeSheath®	19
Sistemas de acceso venoso implantables de titanio Port-A-Cath Power P.A.C.™	19
Sistemas de acceso venoso periférico implantables de titanio P.A.S. Port™ T2 Power P.A.C.™	20
Sistemas Port-A-Cath II™ con introductores pelables con válvula SafeSheath®	20
Sistemas de acceso venoso implantables de polisulfona/titanio Port-A-Cath II™	21
Sistemas de acceso venoso implantables de titanio Port-A-Cath™	22
Sistemas de acceso venoso periférico implantables P.A.S. Port™ T2	22
Sistemas de acceso venoso implantables P.A.S. Port™ Elite.....	22
Accesorios del sistema Port-A-Cath™	23
Agujas acceso Port.....	24
Agujas Huber de seguridad Gripper Plus Power P.A.C.™	24
Agujas de seguridad con cánula en punta roma Gripper Micro™	25
Agujas Huber de seguridad Gripper Plus™	26
Agujas Huber Gripper™	27
Agujas Huber con pabellón de plástico Port-A-Cath™	28
Equipo de infusión subcutánea.....	28
Equipo de infusión subcutánea todo en uno Cleo™ 90	28

Obtención de muestras de sangre arterial

Kits de obtención de muestras de sangre arterial de 3 ml Pro Vent Plus

Código de producto	Descripción	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Dispositivo de seguridad	Filter-Pro™	Heparina	Unidades/caja	Unidades/estuche
4645PG	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 3 ml	22G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4698PG	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 3 ml	23G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4590PG	Conexión Luer Lock Pro-Vent Plus 3 ml	22G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4558PG	Conexión Luer Lock Pro-Vent Plus 3 ml	23G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4645PE	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 3 ml	22G	25 mm	Needle-Pro	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4698LH	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 3 ml	23G	25 mm	Needle-Pro	•	Heparina con litio seca 7 UI/ml	50	200
4698PE	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 3 ml	23G	25 mm	Needle-Pro	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
G1689	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 3 ml	25G	16 mm	Needle-Pro	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4646E	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 3 ml	—	—	Disco	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4648PE	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 3 ml	22G	25 mm	Disco	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4658PE	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 3 ml	23G	25 mm	Disco	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4558PE	Conexión Luer Lock Pro-Vent Plus 3 ml	23G	25 mm	Disco	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200

Kits de obtención de muestras de sangre arterial de 1 ml Pro Vent Plus

Código de producto	Descripción	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Dispositivo de seguridad	Filter-Pro	Heparina	Unidades/caja	Unidades/estuche
4629PG	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 1 ml	23G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4619PG	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 1 ml	25G	16 mm	Needle-Pro Edge	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4629PE	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 1 ml	23G	25 mm	Needle-Pro	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4619PE	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 1 ml	25G	16 mm	Needle-Pro	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4616E	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 1 ml	—	—	Disco	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4628PE	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 1 ml	23G	25 mm	Disco	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4618PE	Punta Luer Slip Pro-Vent Plus 1 ml	25G	16 mm	Disco	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200

Kits de obtención de muestras de sangre arterial Pulsator								
Código de producto	Descripción	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Dispositivo de seguridad	Filter-Pro	Heparina	Unidades/caja	Unidades/estuche
Kits de obtención de muestras de sangre arterial con heparina seca de 3 ml Pulsator								
4080PG	Conexión Luer Lock Pulsator Plus 3 ml	23G	25 mm	Needle-Pro Edge	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4080PE	Conexión Luer Lock Pulsator Plus 3 ml	23G	25 mm	Needle-Pro	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4046E	Conexión Luer Lock Pulsator Plus 3 ml	—		Disco	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200

Kits de obtención de muestras de sangre arterial Portex LineDraw Plus							
Código de producto	Descripción	Aguja	Dispositivo de seguridad	Filter-Pro	Heparina	Unidades/caja	Unidades/estuche
4041E	Jeringa de aspiración con punta Luer Slip 1 ml	—	—	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4042E	Jeringa de aspiración con conexión Luer Lock 3 ml	—	—	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4043E	Jeringa de aspiración con punta Luer Slip 3 ml	—	—	•	Heparina equilibrada con litio seca 23,5 UI/ml	50	200
4041LH	Jeringa de aspiración con punta Luer Slip 1 ml	—	—		Heparina con litio seca 7 UI/ml	50	200



Kit de obtención de muestras de sangre arterial Pro-Vent Plus



Kits de obtención de muestras de sangre arterial Portex LineDraw Plus



Kits de obtención de muestras de sangre arterial Pulsator



Filter-Pro



Needle-Pro



Needle-Pro Edge



Disco

Extracción de sangre

	Dispositivos Saf-T Holder y dispositivos de transferencia de sangre			
	Código de producto	Descripción	Unidades/caja	Unidades/estuche
	96000	Saf-T Holder con adaptador Luer macho multimuestra	50	200
	96000S	Saf-T Holder corto con adaptador Luer macho multimuestra	50	200
	96002	Saf-T Holder con adaptador Luer hembra	50	200
	96002S	Short Saf-T Holder corto con adaptador Luer hembra	50	200
	96004	Dispositivo de hemocultivo Saf-T Holder con adaptador Luer macho	–	50
	96005	Dispositivo de hemocultivo Saf-T Holder con adaptador Luer hembra	–	50
	96007	Adaptador para tubo pediátrico	–	50

Todos los dispositivos Saf-T Holder incorporan un adaptador Luer multimuestra

	Aguja de seguridad de extracción de sangre Sol Care con soporte premontado					
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del tubo	Código de colores	Unidades/caja
	110201030002	21G	19 mm	30 cm	●	25
	110201030006	23G	19 mm	30 cm	●	25

	Aguja de seguridad de extracción de sangre Sol Care con Luer multimuestra					
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del tubo	Código de colores	Unidades/caja
	110201030030	21G	19 mm	18 cm	●	50
	110201030031	21G	19 mm	30 cm	●	50
	110201030032	23G	19 mm	18 cm	●	50
	110201030033	23G	19 mm	30 cm	●	50
	110201030034	25G	19 mm	18 cm	●	50
	110201030035	25G	19 mm	30 cm	●	50

	Soporte de la cánula de extracción de sangre Sol M			
	Código de producto	Descripción	Unidades/caja	Unidades/estuche
	110201050001	Soporte de la cánula de extracción de sangre de un solo uso	250	1000

	Juego de infusión para la aguja de seguridad de extracción de sangre Sol Care					
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del tubo	Código de colores	Unidades/caja
	213412SI	21G	19 mm	30 cm	●	50
	233412SI	23G	19 mm	30 cm	●	50
	253412SI	25G	19 mm	30 cm	●	50

	Soporte de la cánula de extracción de sangre Sol M con adaptador Luer Lock			
	Código de producto	Descripción	Unidades/caja	Unidades/estuche
	110201050003	Soporte del tubo multimuestra con aguja trasera y conector Luer	50	800

	Dispositivos Needle Pro hipodérmicos para extracción de sangre					
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades por caja	Unidades por estuche
	4271	20G	25 mm	●	100	800
	4270	20G	38 mm	●	100	800
	4273	21G	25 mm	●	100	800
	4272	21G	38 mm	●	100	800
	4275	22G	25 mm	●	100	800
	4274	22G	38 mm	●	100	800
	4276	23G	25 mm	●	100	800
	4277	25G	16 mm	●	100	800
	4278	25G	25 mm	●	100	800

	Lancetas de seguridad Safe T Lance Plus						
	Código de producto	Descripción	Ancho de cuchilla/ Calibre de la aguja	Profundidad	Código de colores	Unidades/ caja	Unidades/ estuche
	1028-1	Pedriátrico	Cuchilla de 1,5 mm	1,2 mm		200	2000
	1005-1	Flujo máx.	Cuchilla de 1,5 mm	1,6 mm		200	2000
	1008-1	Flujo alto	Aguja de 18 G	1,8 mm		200	2000
	1014-1	Flujo normal	Aguja de 21 G	1,8 mm		200	2000
	1020-1	Flujo bajo	Aguja de 25 G	1,4 mm		200	2000
	1025-1	Flujo micro	Aguja de 28 G	1,6 mm		200	2000

	Lancetas de seguridad neoheel							
	Código de producto	Descripción	Profundidad de la incisión	Longitud de la incisión	Volumen de sangre	Código de colores	Unidades/ caja	Unidades/ estuche
	1050M	Muy prematuro Peso al nacer bajo < 1 kg	0,65 mm	1,40 mm	Medio	●	50	200
	1051P	Prematuro Peso al nacer bajo 1-2,5 kg	0,85 mm	1,75 mm	Medio	●	50	200
	1052N	Recién nacido-6 meses 2,5-9 kg	1,00 mm	2,50 mm	Medio	●	50	200
	1053T	Niño pequeño 6-24 meses > 9 kg	2,00 mm	3,00 mm	Alto	●	50	200

Hipodérmicas

Combinaciones de agujas y aguja/jeringa

	Agujas hipodérmicas de seguridad Needle Pro Edge					
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	401810	18G	25 mm	●	100	1000
	401815	18G	38 mm	●	100	1000
	401910	19G	25 mm	●	100	1000
	401915	19G	38 mm	●	100	1000
	402010	20G	25 mm	●	100	1000
	402015	20G	38 mm	●	100	1000
	402110	21G	25 mm	●	100	1000
	402115	21G	38 mm	●	100	1000
	402210	22G	25 mm	●	100	1000
	402215	22G	38 mm	●	100	1000
	402310	23G	25 mm	●	100	1000
	402315	23G	38 mm	●	100	1000
	402558	25G	16 mm	●	100	1000
	402510	25G	25 mm	●	100	1000
	402515	25G	38 mm	●	100	1000
	402605	26G	13 mm	●	100	1000
	402705	27G	13 mm	●	100	1000
	4027125	27G	32 mm	●	100	1000
	403005	30G	13 mm	●	100	1000



Combinaciones de aguja hipodérmica/jeringa de seguridad Needle Pro Edge

Código de producto	Descripción	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
431810	Conexión Luer Lock 3 ml	18G	25 mm	●	50	400
431815	Conexión Luer Lock 3 ml	18G	38 mm	●	50	400
431910	Conexión Luer Lock 3 ml	19G	25 mm	●	50	400
431915	Conexión Luer Lock 3 ml	19G	38 mm	●	50	400
432010	Conexión Luer Lock 3 ml	20G	25 mm	●	50	400
432015	Conexión Luer Lock 3 ml	20G	38 mm	●	50	400
432110	Conexión Luer Lock 3 ml	21G	25 mm	●	50	400
432115	Conexión Luer Lock 3 ml	21G	38 mm	●	50	400
432210	Conexión Luer Lock 3 ml	22G	25 mm	●	50	400
432215	Conexión Luer Lock 3 ml	22G	38 mm	●	50	400
432310	Conexión Luer Lock 3 ml	23G	25 mm	●	50	400
432510	Conexión Luer Lock 3 ml	25G	25 mm	●	50	400
432558	Conexión Luer Lock 3 ml	25G	16 mm	●	50	400
452010	Conexión Luer Lock 5 ml	20G	25 mm	●	50	400
452015	Conexión Luer Lock 5 ml	20G	38 mm	●	50	400
452110	Conexión Luer Lock 5 ml	21G	25 mm	●	50	400
452115	Conexión Luer Lock 5 ml	21G	38 mm	●	50	400
452215	Conexión Luer Lock 5 ml	22G	38 mm	●	50	400
4102010	Conexión Luer Lock 10 ml	20G	25 mm	●	50	400
4102015	Conexión Luer Lock 10 ml	20G	38 mm	●	50	400
4102115	Conexión Luer Lock 10 ml	21G	38 mm	●	50	400

	Agujas hipodérmicas de seguridad Needle Pro					
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	4281	18G	25 mm		100	800
	4280	18G	38 mm		100	800
	4283	19G	25 mm		100	800
	4282	19G	38 mm		100	800
	4285	20G	25 mm		100	800
	4284	20G	38 mm		100	800
	4287	21G	25 mm		100	800
	4286	21G	38 mm		100	800
	4289	22G	25 mm		100	800
	4288	22G	38 mm		100	800
	4290	23G	25 mm		100	800
	4291	25G	16 mm		100	800
	4292	25G	25 mm		100	800
	4293	25G	38 mm		100	800

	Combinación de aguja hipodérmica/jeringa de seguridad Needle Pro (conexión Luer lock 3 ml)					
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	4231	20G	25 mm		50	400
	4230	20G	38 mm		50	400
	4233	21G	25 mm		50	400
	4232	21G	38 mm		50	400
	4235	22G	25 mm		50	400
	4234	22G	38 mm		50	400
	4236	23G	25 mm		50	400
	4237	25G	16 mm		50	400
	4238	25G	25 mm		50	400

	Jeringas para insulina de seguridad Needle Pro (montadas permanentemente)						
	Código de producto	Descripción	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	43125-03	Jeringa para insulina U-100 0,3 ml	31G	6 mm		100	600
	42950-03	Jeringa para insulina U-100 0,3 ml	29G	12,5 mm		100	600
	43125-05	Jeringa para insulina U-100 0,5 ml	31G	6 mm		100	600
	42950-05	Jeringa para insulina U-100 0,5 ml	29G	12,5 mm		100	600
	43125-1	Jeringa para insulina U-100 1 ml	31G	6 mm		100	600
	42950-1	Jeringa para insulina U-100 1 ml	29G	12,5 mm		100	600

	Jeringas para insulina con agujas hipodérmicas de seguridad Needle Pro Edge						
	Código de producto	Descripción	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	4317	Punta Luer Slip U-100 1 ml	26G	12,5 mm	●	50	400
	4319	Punta Luer Slip U-100 1 ml	27G	12,5 mm	●	50	400

	Jeringas TB de seguridad Needle Pro (montadas permanentemente)						
	Código de producto	Descripción	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	42638-TB	Jeringa TB de 1 ml	26G	10 mm	●	100	600
	42750-TB	Jeringa TB de 1 ml	27G	12,5 mm	●	100	600

	Jeringas TB con agujas hipodérmicas de seguridad Needle Pro Edge						
	Código de producto	Descripción	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	412558	Conexión Luer Lock 1 ml	25G	16 mm	●	50	400
	412705	Conexión Luer Lock 1 ml	27G	12,5 mm	●	50	400

	Aguja de llenado roma						
	Código de producto	Descripción	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	BN1815	Conexión Luer Lock	18G	38 mm	●	100	1000
	BN1815F	Aguja filtrada con conexión Luer Lock	18G	38 mm	●	100	1000

Catéteres i.v. periféricos

	Un solo puerto Deltaven							
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud del catéter	Flujo (ml/min)	PSI nominales	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	3856222	16	32 mm	125	330	●	25	100
	3845222	18	25 mm	65	330	●	25	100
	3846222	18	32 mm	63	330	●	25	100
	3847222	18	45 mm	58	330	●	25	100
	3835222	20	25 mm	47	330	●	25	100
	3836222	20	32 mm	42	330	●	25	100
	3837222	20	45 mm	38	330	●	25	100
	3824222	22	19 mm	37	330	●	25	100
	3825222	22	25 mm	31	330	●	25	100
	3814222	24	19 mm	24	330	●	25	100
	3804222	26	19 mm	15	N/C	●	25	100

	Un solo puerto Deltaven con llave de paso y conector sin aguja							
	Código de producto	Calibre	Longitud del catéter	Flujo (ml/min)	PSI nominales	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	3856422	16	32 mm	125	330	●	20	80
	3845422	18	25 mm	65	330	●	20	80
	3846422	18	32 mm	63	330	●	20	80
	3847422	18	45 mm	58	330	●	20	80
	3835422	20	25 mm	47	330	●	20	80
	3836422	20	32 mm	42	330	●	20	80
	3837422	20	45 mm	38	330	●	20	80
	3824422	22	19 mm	37	330	●	20	80
	3825422	22	25 mm	31	330	●	20	80
	3814422	24	19 mm	24	330	●	20	80
	3804422	26	19 mm	15	N/C	●	20	80

	Dos puertos Deltaven con tapones terminales							
	Código de producto	Calibre	Longitud del catéter	Flujo (ml/min)	PSI nominales	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	3852022	16	32 mm	125	330	●	25	100
	3841022	18	25 mm	65	330	●	25	100
	3842022	18	32 mm	63	330	●	25	100
	3843022	18	45 mm	58	330	●	25	100
	3831022	20	25 mm	47	330	●	25	100
	3832022	20	32 mm	42	330	●	25	100
	3833022	20	45 mm	38	330	●	25	100
	3820022	22	19 mm	37	330	●	25	100
	3821022	22	25 mm	31	330	●	25	100
	3810022	24	19 mm	24	330	●	25	100
	3800022	26	19 mm	15	N/C	●	25	100



Dos puertos Deltaven con conectores sin aguja dobles							
Código de producto	Calibre	Longitud del catéter	Flujo (ml/min)	PSI nominales	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
3852522	16	32 mm	125	330	●	20	80
3841522	18	25 mm	65	330	●	20	80
3842522	18	32 mm	63	330	●	20	80
3843522	18	45 mm	58	330	●	20	80
3831522	20	25 mm	47	330	●	20	80
3832522	20	32 mm	42	330	●	20	80
3833522	20	45 mm	38	330	●	20	80
3820522	22	19 mm	37	330	●	20	80
3821522	22	25 mm	31	330	●	20	80
3810522	24	19 mm	24	330	●	20	80
3800522	26	19 mm	15	N/C	●	20	80

	Catéteres i.v. de seguridad ViaValve con control sanguíneo (radiopacos/poliuretano)						
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	3268	14G	30 mm	360	●	50	200
	3262	16G	30 mm	220	●	50	200
	3265	18G	30 mm	110	●	50	200
	3267*	20G	22 mm	65	●	50	200
	3266*	20G	30 mm	63	●	50	200
	3260*	22G	22 mm	38	●	50	200
	3263*	24G	15 mm	24	●	50	200

* Incluye una aguja FLASH-VUE con muescas para la detección precoz del retroceso de sangre

	Catéteres i.v. de seguridad con aletas ViaValve (radiopacos/poliuretano)						
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	3282	16G	30 mm	360	●	50	200
	3285	18G	30 mm	110	●	50	200
	3287*	20G	22 mm	65	●	50	200
	3286*	20G	30 mm	63	●	50	200
	3280*	22G	22 mm	38	●	50	200
	3283*	24G	15 mm	24	●	50	200

* Incluye una aguja FLASH-VUE con muescas para la detección precoz del retroceso de sangre

	Catéteres i.v. de seguridad ProtectIV (radiopacos/polímero de propileno etileno fluorado)						
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	3048	14G	32 mm	325	●	50	200
	3042	16G	32 mm	215	●	50	200
	3055	18G	32 mm	110	●	50	200
	3057	20G	25 mm	65	●	50	200
	3056	20G	32 mm	63	●	50	200
	3050	22G	25 mm	38	●	50	200
	3053	24G	19 mm	24	●	50	200

	Catéteres i.v. de seguridad ProtectIV Plus (radiopacos/poliuretano)						
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	3068	14G	32 mm	325	●	50	200
	3062	16G	32 mm	215	●	50	200
	3065	18G	32 mm	110	●	50	200
	3067	20G	25 mm	65	●	50	200
	3066	20G	32 mm	63	●	50	200
	3060	22G	25 mm	38	●	50	200
	3063	24G	19 mm	24	●	50	200

	Catéteres i.v. de seguridad con aletas ProtectIV (radiopacos/polímero de propileno etileno fluorado)						
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	3078	14G	32 mm	325	●	50	200
	3072	16G	32 mm	215	●	50	200
	3075	18G	32 mm	110	●	50	200
	3077	20G	25 mm	65	●	50	200
	3076	20G	32 mm	63	●	50	200
	3070	22G	25 mm	38	●	50	200
	3073	24G	15 mm	24	●	50	200

	Catéteres i.v. de seguridad con aletas ProtectIV Plus (radiopacos/poliuretano)						
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	3088	14G	32 mm	325	●	50	200
	3082	16G	32 mm	215	●	50	200
	3085	18G	32 mm	110	●	50	200
	3087	20G	25 mm	65	●	50	200
	3086	20G	32 mm	63	●	50	200
	3080	22G	25 mm	38	●	50	200
	3083	24G	15 mm	24	●	50	200

	Catéter i.v. de seguridad SuperCath 5 – Sin aletas						
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	SP125-26-14T*	26G	14 mm	14	●	50	200
	SP125-26-19T*	26G	19 mm	12	●	50	200
	SP125-24-14T*	24G	14 mm	21	●	50	200
	SP125-24-19T*	24G	19 mm	16	●	50	200
	SP120-24-19T						
	SP120-22-25T	22G	25 mm	31	●	50	200
	SP120-22-31T	22G	31 mm	28	●	50	200
	SP120-20-25T	20G	25 mm	62	●	50	200
	SP120-20-31T	20G	31 mm	55	●	50	200
	SP120-20-50T	20G	50 mm	52	●	50	200
	SP120-18-31T	18G	31 mm	100	●	50	200
	SP120-18-50T	18G	50 mm	90	●	50	200
	SP120-16-31T	16G	31 mm	183	●	50	200
	SP125-16-31T*						
	SP125-14-31T*	14G	31 mm	272	●	50	200

*Sin válvula de contención sanguínea.

	Catéter i.v. de seguridad SuperCath 5 – Con aletas						
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche
	SP125-26-14-WT*	26G	14 mm	14	●	50	200
	SP125-26-19WT*	26	19 mm	12	●	50	200
	SP125-24-14-WT*	24G	14 mm	21	●	50	200
	SP125-24-19-WT*	24G	19 mm	16	●	50	200
	SP120-24-19-WT						
	SP120-22-25-WT	22G	25 mm	31	●	50	200
	SP120-22-31-WT	22G	31 mm	28	●	50	200
	SP120-20-25-WT	20G	25 mm	62	●	50	200
	SP120-20-31-WT	20G	31 mm	55	●	50	200
	SP120-20-50-WT	20G	50 mm	52	●	50	200
	SP120-18-31-WT	18G	31 mm	100	●	50	200
	SP120-18-50-WT	18G	50 mm	90	●	50	200
	SP120-16-31-WT	16G	31 mm	183	●	50	200
	SP125-16-31-WT*						
	SP125-14-31-WT*	14G	31 mm	272	●	50	200

*Sin válvula de contención sanguínea.

	Catéter i.v. Jelco (radiopaco de FEP) – Recto							
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche	Códigos del obturador
	4038	14G	50 mm	315	●	50	600	4215
	4032	16G	50 mm	210	●	50	600	4217
	4035	18G	32 mm	110	●	50	600	4219
	4034	18G	45 mm	100	●	50	600	4218
	4036	20G	32 mm	65	●	50	600	4220
	4039	20G	45 mm	60	●	50	600	–
	4030	22G	25 mm	38	●	50	600	4222
	4033	24G	19 mm	24	●	50	600	4224

	Catéter i.v. Jelco transparente (no radiopaco de FEP) – Recto							
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche	Códigos del obturador
	4018	14G	50 mm	315	●	50	600	4215
	4012	16G	50 mm	210	●	50	600	4217
	4014	18G	45 mm	100	●	50	600	4218
	4016	20G	32 mm	65	●	50	600	4220
	4010	22G	25 mm	38	●	50	600	4222
	4013	24G	19 mm	24	●	50	600	4224

	Catéter i.v. Jelco 2 (radiopaco de FEP) – Válvula de inyección							
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche	Códigos del obturador
	MR14	14G	45 mm	315	●	50	600	4514
	MR16	16G	45 mm	210	●	50	600	4516
	MR18	18G	45 mm	100	●	50	600	4518
	MR19	18G	32 mm	110	●	50	600	4519
	MR20	20G	32 mm	65	●	50	600	4520
	MR22	22G	25 mm	38	●	50	600	4522

	Catéter i.v. Optiva (poliuretano) – Recto							
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche	Códigos del obturador
	5068	14G	50 mm	315	●	50	600	4215
	5061	16G	32 mm	225	●	50	600	–
	5062	16G	50 mm	210	●	50	600	4217
	5065	18G	32 mm	110	●	50	600	4219
	5064	18G	45 mm	100	●	50	600	4218
	5066	20G	32 mm	65	●	50	600	4220
	5069	20G	45 mm	60	●	50	600	–
	5060	22G	25 mm	38	●	50	600	4222
	5063	24G	19 mm	24	●	50	600	4224

	Catéter i.v. Optiva W (poliuretano) – Con aletas de fijación							
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche	Códigos del obturador
	1114	14G	45 mm	310	●	50	600	4514
	1116	16G	45 mm	200	●	50	600	4516
	1119	18G	32 mm	95	●	50	600	4519
	1118	18G	45 mm	95	●	50	600	4518
	1120	20G	32 mm	60	●	50	600	4520
	1122	22G	25 mm	35	●	50	600	4522
	1124	24G	19 mm	20	●	50	600	4514

	Catéter i.v. Optiva 2 (poliuretano) – Con válvula de inyección							
	Código de producto	Calibre de la aguja	Longitud de la aguja	Flujo (ml/min)	Código de colores	Unidades/caja	Unidades/estuche	Códigos del obturador
	1014	14G	45 mm	315	●	50	600	4514
	1016	16G	45 mm	210	●	50	600	4516
	1019	18G	32 mm	110	●	50	600	4519
	1018	18G	45 mm	100	●	50	600	4518
	1020	20G	32 mm	65	●	50	600	4520
	1022	22G	25 mm	38	●	50	600	4522

Sistemas de acceso venoso implantables de polisulfona/titanio

Port-A-Cath II Power P.A.C.

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas, inyección power hasta 5 ml/s y 300 psi

	Portales de polisulfona/titanio con catéteres de poliuretano PolyFlow™							
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
	Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4452-24 Kit	1 0610586 03267 7 c/u
							21-4453-24 Bandeja	1 0610586 03268 4 c/u
	Portal de una sola luz	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	1,6	76	21-4454-24 Kit	1 0610586 03269 1 c/u
							21-4455-24 Bandeja	1 0610586 03270 7 c/u
	Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4482-24 Kit	1 0610586 03276 9 c/u
							21-4483-24 Bandeja	1 0610586 03277 6 c/u
	Portal de una sola luz Low Profile	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	1,6	76	21-4470-24 Kit	1 0610586 03273 8 c/u
							21-4471-24 Bandeja	1 0610586 03274 5 c/u
	Portal de dos luces Low Profile	10 Fr	Poliuretano	3,2	1,4/1,4	76	21-8468-24 Bandeja	1 0610586 03285 1 c/u
							21-8466-24 Bandeja	1 0610586 03283 7 c/u
	Portal de dos luces Low Profile	7 Fr	Poliuretano	2,2	1,0/1,0	76	21-8466-24 Bandeja	1 0610586 03283 7 c/u
							21-8466-24 Bandeja	1 0610586 03283 7 c/u

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas y dispositivo Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja de seguridad Gripper Plus Power P.A.C., 2 jeringas, tunelizador y dispositivo(s) Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas Port-A-Cath II Power P.A.C. con introductores pelables con válvula

Longitud de la vaina introductora, 13 cm; longitud de la vaina del dilatador, 18 cm

	Sistemas Port A Cath Power P.A.C. con introductores pelables con válvula								
		Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	Longitud (cm)	Conector	Código de producto	GTIN	Unidad
	Portal de una sola luz	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	76	Conector Ultra-Lock	21-4474-24 Bandeja	1 0610586 03996 6	c/u
	Portal de una sola luz Low Profile	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	76	Conector Ultra-Lock	21-4475-24 Bandeja	1 0610586 03997 3	c/u
	Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1,9	76	Conector Ultra-Lock	21-4476-24 Bandeja	1 0610586 03998 0	c/u
	Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1,9	76	Conector Ultra-Lock	21-4477-24 Bandeja	1 0610586 03999 7	c/u
	Portal de dos luces Low Profile	7 Fr	Poliuretano	2,2	76	Conector Wing-Lock	21-8469-24 Bandeja	1 0610586 04000 9	c/u
	Portal de dos luces Low Profile	10 Fr	Poliuretano	3,2	76	Conector Wing-Lock	21-8470-24 Bandeja	1 0610586 04001 6	c/u

Los introductores están disponibles en las bandejas del sistema Port-A-Cath de ICU Medical y también como equipos independientes.

Sistemas de acceso venoso implantables de titanio Port-A-Cath Power P.A.C.

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas, inyección power hasta 5 ml/s y 300 psi

	Portales de Titanio con Catéteres de Poliuretano PolyFlow								
		Tamaño del introductor	Catheter Material	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
	Portal de una sola luz	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	1,6	76	21-4422-24 Kit	1 0610586 03261 5	c/u
							21-4423-24 Bandeja	1 0610586 03262 2	c/u
	Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4424-24 Kit	1 0610586 03263 9	c/u
							21-4425-24 Bandeja	1 0610586 03264 6	c/u
	Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4436-24 Kit	1 0610586 03265 3	c/u
							21-4437-24 Bandeja	1 0610586 03266 0	c/u

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas y dispositivo(s) Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja de seguridad Gripper Plus, 2 jeringas, tunelizador y dispositivo Point-Lok .

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas de acceso venoso periférico implantables de titanio P.A.S. Port T2 Power P.A.C.

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética)
hasta 3 teslas, inyección power hasta 5 ml/s y 300 psi

	Portales contorneados de titanio con catéteres de poliuretano PolyFlow							
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
Peripheral								
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4872-24 Kit	1 0610586 03280 6	c/u
						21-4873-24 Bandeja	1 0610586 03281 3	c/u

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas y dispositivo Point-Lok .

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja(s) de seguridad Gripper Plus Power P.A.C., 2 jeringas, tunelizador y dispositivo(s) Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas Port-A-Cath II con introductores pelables con válvula

	Sistemas Port A Cath II con introductores pelables con válvula Longitud de la vaina introductora, 13 cm; longitud de la vaina del dilatador, 18 cm							
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	Longitud (cm)	Conector	Código de producto	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	76	Conector Ultra-Lock	21-4066-24 Bandeja	1 0610586 03990 4	c/u
Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1,9	76	Conector Ultra-Lock	21-4067-24 Bandeja	1 0610586 03991 1	c/u
Portal de una sola luz Low Profile	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	76	Conector Ultra-Lock	21-4068-24 Bandeja	1 0610586 03992 8	c/u
Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1,9	76	Conector Ultra-Lock	21-4069-24 Bandeja	1 0610586 03993 5	c/u

Los introductores están disponibles en las bandejas del sistema Port-A-Cath de ICU Medical y también como equipos independientes.

Sistemas de acceso venoso implantables de polisulfona/titanio Port-A-Cath II

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas

	Portales de polisulfona/titanio con catéteres de poliuretano PolyFlow							
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
	Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4052-24 Kit	1 0610586 02352 1 c/u
							21-4053-24 Bandeja	1 0610586 02353 8 c/u
	Portal de una sola luz	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	1,6	76	21-4054-24 Kit	1 0610586 02354 5 c/u
							21-4055-24 Bandeja	1 0610586 02355 2 c/u
	Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4082-24 Kit	1 0610586 02385 9 c/u
							21-4083-24 Bandeja	1 0610586 02361 3 c/u
	Portal de una sola luz Low Profile	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	1,6	76	21-4070-24 Kit	1 0610586 01782 7 c/u
							21-4071-24 Bandeja	1 0610586 01784 1 c/u

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas y dispositivo(s) Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja de seguridad Gripper Plus, 2 jeringas, tunelizador y dispositivo Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Portales de polisulfona/titanio con catéteres de silicona								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	9 Fr	Silicona	2,8	1,0	76	21-4050-24 Kit	1 0610586 02350 7	c/u
						21-4051-24 Bandeja	1 0610586 02351 4	c/u

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas y dispositivo(s) Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja de seguridad Gripper Plus, 2 jeringas, tunelizador y dispositivo Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas de acceso venoso implantables de titanio Port-A-Cath

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas

	Portales de titanio con catéteres de poliuretano PolyFlow								
		Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
	Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4024-24 Kit	1 0610586 02379 8	c/u
							21-4025-24 Bandeja	1 0610586 02380 4	c/u
	Portal de una sola luz	8,5 Fr	Poliuretano	2,6	1,6	76	21-4022-24 Kit	1 0610586 02377 4	c/u
							21-4023-24 Bandeja	1 0610586 02378 1	c/u
	Portal de una sola luz Low Profile	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4036-24 Kit	1 0610586 02383 5	c/u
							21-4037-24 Bandeja	1 0610586 02384 2	c/u

Portales de titanio con catéteres de silicona								
	Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
Portal de una sola luz	9 Fr	Silicona	2,8	1,0	76	21-4008-24 Kit	1 0610586 02374 3	c/u
						21-4009-24 Bandeja	1 0610586 02375 0	c/u
Portal de una sola luz Low Profile	9 Fr	Silicona	2,8	1,0	76	21-4034-24 Kit	1 0610586 02381 1	c/u
						21-4035-24 Bandeja	1 0610586 02382 8	c/u

Los kits incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas y dispositivo(s) Point-Lok.

Las bandejas incluyen: portal, catéter, aguja recta Port-A-Cath, aguja roma, selector de venas, aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía(s) en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90°, aguja(s) de seguridad Gripper Plus, 2 jeringas, tunelizador y dispositivo(s) Point-Lok.

Todos los sistemas están desmontados.

Sistemas de acceso venoso periférico implantables P.A.S. Port T2

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas

	Portal de titanio con catéter de poliuretano								
		Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
	Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4572-24 Kit	1 0610586 02516 7	c/u
							21-4573-24 Bandeja	1 0610586 02517 4	c/u

Sistemas de acceso venoso implantables de plástico/titanio P.A.S. Port Elite

	Portal de plástico/titanio con catéter de poliuretano								
		Tamaño del introductor	Material del catéter	DE (mm)	DI (mm)	Longitud (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
	Portal de una sola luz	6 Fr	Poliuretano	1,9	1,0	76	21-4590-24 Kit	1 0610586 02154 1	c/u
							21-4591-24 Tray	1 0610586 02156 5	c/u

Accesorios del sistema Port-A-Cath

	Introducción de catéteres sin válvula					
		Longitud de la vaina (cm)	Longitud del dilatador (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
	6 Fr Incluye dos guías	16	19	21-2320-24	3 0610586 02511 6	5/caja
	7 Fr	16	19	21-2471-24*	3 0610586 04015 7	5/caja
	8,5 Fr	16	19	21-2470-24	3 0610586 02514 7	5/caja
	9 Fr	16	19	21-2340-24	3 0610586 02512 3	5/caja
	10 Fr	16	19	21-2472-24*	3 0610586 04016 4	5/caja
	11 Fr	16	19	21-2386-24	3 0610586 02513 0	5/caja

Los introductores pelables sin válvula están disponibles en las bandejas del sistema Port-A-Cath de ICU Medical y también como equipos independientes.

* Sujeto a disponibilidad



Equipos introductores — Equipos introductores pelables con válvula					
	Longitud de la vaina (cm)	Longitud del dilatador (cm)	Código de producto	GTIN	Unidad
6 Fr	13	18	21-2476-24*	3 0610586 04020 1	5/caja
7 Fr	13	18	21-2477-24*	3 0610586 04021 8	5/caja
8,5 Fr	13	18	21-2478-24*	3 0610586 04022 5	5/caja
9 Fr	13	18	21-2479-24*	3 0610586 04023 2	5/caja
10 Fr	13	18	21-2480-24*	3 0610586 04024 9	5/caja
11 Fr	13	18	21-2481-24*	3 0610586 04025 6	5/caja

* Sujeto a disponibilidad

	Tunelizador subcutáneo			
		Código de producto	GTIN	Unidad
	3,2 mm DE x 24 cm de longitud, acero inoxidable sólido maleable, desechable	21-0125-24	3 0610586 01319 9	5/caja

Los equipos introductores incluyen: aguja introductora de pared extradelgada de 18 G, guía en «J», conjunto de dilatador vascular/vaina introductora, aguja Port-A-Cath de 90° (excepto en 21-2320), 2 jeringas y dispositivo Point-Lok.

Agujas Huber de seguridad Gripper Plus Power P.A.C.

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas, inyección power hasta 5 ml/s y 300 psi

	Agujas Huber de seguridad Gripper Plus™ Power P.A.C. Agujas finas, no siliconizadas, sin látex de goma natural, con agarre contorneado desmontable, plataforma de aguja acolchada, tubo de extensión de 20 cm* con o sin Y				
	Con Y sin aguja Puerto de inyección sin aguja activado por Luer	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad
	● calibre 20	16 mm	21-3464-24	3 0610586 03363 6	12/caja
		19 mm	21-3465-24	3 0610586 03304 3	12/caja
		25 mm	21-3466-24	3 0610586 03305 0	12/caja
		32 mm	21-3467-24	3 0610586 03306 7	12/caja
	● calibre 19	19 mm	21-3468-24	3 0610586 03307 4	12/caja
		25 mm	21-3469-24	3 0610586 03308 1	12/caja
		32 mm	21-3470-24	3 0610586 03309 8	12/caja
	Sin Y	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad
	● calibre 20	16 mm	21-3369-24	3 0610586 03302 9	12/caja
		19 mm	21-3367-24	3 0610586 03300 5	12/caja
		25 mm	21-3362-24	3 0610586 03296 1	12/caja
		32 mm	21-3363-24	3 0610586 03297 8	12/caja
	● calibre 19	19 mm	21-3368-24	3 0610586 03301 2	12/caja
		25 mm	21-3364-24	3 0610586 03298 5	12/caja
		32 mm	21-3365-24	3 0610586 03299 2	12/caja

* Fabricado con tubo plastificado sin DEHP

Agujas de seguridad con cánula en punta roma Gripper Micro

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas



Agujas de seguridad con cánula en punta roma Gripper Micro				
Agujas finas, no siliconizadas, sin látex de goma natural, sitio de infusión acolchado, tubo de extensión de 20 cm* con o sin Y				
Con Y sin aguja Puerto de inyección sin aguja activado por Luer	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad
● calibre 22	19 mm	21-3271-24	3 0610586 02988 6	12/caja
	25 mm	21-3272-24	3 0610586 02989 3	12/caja
	32 mm	21-3273-24	3 0610586 02990 9	12/caja
● calibre 20	19 mm	21-3276-24	3 0610586 02993 0	12/caja
	25 mm	21-3277-24	3 0610586 02994 7	12/caja
	32 mm	21-3278-24	3 0610586 02995 4	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-3280-24	3 0610586 02997 8	12/caja
	25 mm	21-3281-24	3 0610586 02998 5	12/caja
	32 mm	21-3282-24	3 0610586 02999 2	12/caja
Sin Y	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad
● calibre 22	19 mm	21-3251-24	3 0610586 02974 9	12/caja
	25 mm	21-3252-24	3 0610586 02975 6	12/caja
	32 mm	21-3253-24	3 0610586 02976 3	12/caja
● calibre 20	19 mm	21-3256-24	3 0610586 02979 4	12/caja
	25 mm	21-3257-24	3 0610586 02980 0	12/caja
	32 mm	21-3258-24	3 0610586 02981 7	12/caja
● calibre 19	19 mm	21-3260-24	3 0610586 02983 1	12/caja
	25 mm	21-3261-24	3 0610586 02984 8	12/caja
	32 mm	21-3262-24	3 0610586 02985 5	12/caja

* Fabricado con tubo plastificado sin DEHP

Agujas Huber de seguridad Gripper Plus

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas

	Agujas Huber de seguridad Gripper Plus				
	Agujas finas, no siliconizadas, sin látex de goma natural, con agarre contorneado desmontable, plataforma de aguja acolchada, tubo de extensión de 20 cm* con o sin Y				
	Con Y sin aguja Puerto de inyección sin aguja activado por Luer	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad
● calibre 22		16 mm	21-2960-24	3 0610586 02768 4	12/caja
		19 mm	21-2961-24	3 0610586 02769 1	12/caja
		25 mm	21-2962-24	3 0610586 02770 7	12/caja
		32 mm	21-2963-24	3 0610586 02771 4	12/caja
● calibre 20		16 mm	21-2964-24	3 0610586 02772 1	12/caja
		19 mm	21-2965-24	3 0610586 02773 8	12/caja
		25 mm	21-2966-24	3 0610586 02774 5	12/caja
		32 mm	21-2967-24	3 0610586 02775 2	12/caja
● calibre 19		19mm	21-2968-24	3 0610586 02776 9	12/caja
		25 mm	21-2969-24	3 0610586 02777 6	12/caja
		32 mm	21-2970-24	3 0610586 02778 3	12/caja
	Con Y Tapón de inyección desmontable con septum dividido en la bifurcación con Luer-lock	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad
● calibre 22		16 mm	21-2860-24	3 0610586 02564 2	12/caja
		19 mm	21-2861-24	3 0610586 02565 9	12/caja
		25 mm	21-2862-24	3 0610586 02566 6	12/caja
		32 mm	21-2863-24	3 0610586 02567 3	12/caja
● calibre 20		16 mm	21-2864-24	3 0610586 02568 0	12/caja
		19 mm	21-2865-24	3 0610586 02569 7	12/caja
		25 mm	21-2866-24	3 0610586 02570 3	12/caja
		32 mm	21-2867-24	3 0610586 02571 0	12/caja
● calibre 19		19 mm	21-2868-24	3 0610586 02572 7	12/caja
		25 mm	21-2869-24	3 0610586 02573 4	12/caja
		32 mm	21-2870-24	3 0610586 02574 1	12/caja
	Sin Y	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad
● calibre 22		16 mm	21-2770-24	3 0610586 02563 5	12/caja
		19 mm	21-2766-24	3 0610586 02559 8	12/caja
		25 mm	21-2760-24	3 0610586 02553 6	12/caja
		32 mm	21-2761-24	3 0610586 02554 3	12/caja
● calibre 20		16 mm	21-2769-24	3 0610586 02562 8	12/caja
		19 mm	21-2767-24	3 0610586 02560 4	12/caja
		25 mm	21-2762-24	3 0610586 02555 0	12/caja
		32 mm	21-2763-24	3 0610586 02556 7	12/caja
● calibre 19		19 mm	21-2768-24	3 0610586 02561 1	12/caja
		25 mm	21-2764-24	3 0610586 02557 4	12/caja
		32 mm	21-2765-24	3 0610586 02558 1	12/caja

* Fabricado con tubo plastificado sin DEHP

Agujas Huber Gripper

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas

	Agujas Huber de seguridad Gripper				
	Agujas finas, no siliconizadas, sin látex de goma natural, con agarre contorneado desmontable, plataforma de aguja acolchada, tubo de extensión de 20 cm* con o sin Y				
Con Y Tapón de inyección desmontable en la bifurcación con Luer-lock	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad	
● calibre 22	16 mm	21-2938-24	3 0610586 02321 1	12/caja	
	19 mm	21-2939-24	3 0610586 01674 9	12/caja	
	25 mm	21-2940-24	3 0610586 01675 6	12/caja	
	32 mm	21-2941-24	3 0610586 01676 3	12/caja	
● calibre 20	16 mm	21-2946-24	3 0610586 02323 5	12/caja	
	19 mm	21-2947-24	3 0610586 01677 0	12/caja	
	25 mm	21-2948-24	3 0610586 01678 7	12/caja	
	32 mm	21-2949-24	3 0610586 01679 4	12/caja	
● calibre 19	19 mm	21-2955-24	3 0610586 01680 0	12/caja	
	25 mm	21-2956-24	3 0610586 01681 7	12/caja	
	32 mm	21-2957-24	3 0610586 01682 4	12/caja	
Sin Y	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad	
● calibre 22	16 mm	21-2737-24	3 0610586 02320 4	12/caja	
	19 mm	21-2733-24	3 0610586 01584 1	12/caja	
	25 mm	21-2714-24	3 0610586 01578 0	12/caja	
	32 mm	21-2715-24	3 0610586 01579 7	12/caja	
● calibre 20	16 mm	21-2736-24	3 0610586 02322 8	12/caja	
	19 mm	21-2734-24	3 0610586 01585 8	12/caja	
	25 mm	21-2717-24	3 0610586 01580 3	12/caja	
	32 mm	21-2718-24	3 0610586 01581 0	12/caja	
● calibre 19	19 mm	21-2735-24	3 0610586 01586 5	12/caja	
	25 mm	21-2720-24	3 0610586 01582 7	12/caja	
	32 mm	21-2721-24	3 0610586 01583 4	12/caja	

* Fabricado con tubo plastificado sin DEHP

Agujas Huber con pabellón de plástico Port-A-Cath

«MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de resonancia magnética) hasta 3 teslas

	Agujas Huber con pabellón de plástico Port A Cath, no siliconadas				
	Rectas	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad
	● calibre 22	25 mm	21-2005-24	3 0610586 02399 0	12/caja
		38 mm	21-2007-24	3 0610586 02401 0	12/caja
	● calibre 20	25 mm	21-2013-24	3 0610586 02403 4	12/caja
		38 mm	21-2015-24	3 0610586 02405 8	12/caja
	● calibre 19	25 mm	21-2021-24	3 0610586 02407 2	12/caja
		51 mm	21-2027-24	3 0610586 02846 9	12/caja
	Anguladas a 90°	Longitud	Código de producto	GTIN	Unidad
	● calibre 22	13 mm	21-2316-24	3 0610586 02411 9	12/caja
		25 mm	21-2006-24	3 0610586 02400 3	12/caja
		38 mm	21-2008-24	3 0610586 02402 7	12/caja
	● calibre 20	13 mm	21-2317-24	3 0610586 02412 6	12/caja
		19 mm	21-2287-24	3 0610586 02408 9	12/caja
		25 mm	21-2014-24	3 0610586 02404 1	12/caja
		38 mm	21-2016-24	3 0610586 02406 5	12/caja
	● calibre 19	25 mm	21-2022-24	3 0610586 02805 6	12/caja
		38 mm	21-2026-24	3 0610586 02806 3	12/caja

Equipo de infusión subcutánea

	Equipo de infusión subcutánea todo en uno Cleo 90		
	Código de producto	Longitud de la cánula (mm)	Longitud del tubo
	21-7220-24	6	61 cm
	21-7221-24	6	79 cm
	21-7222-24	6	107 cm
	21-7230-24	9	61 cm
	21-7231-24	9	79 cm
	21-7232-24	9	107 cm

Se suministra estéril en cajas de 10 unidades

El producto cumple con la legislación vigente y posee el correspondiente marcado CE.
Para información adicional, advertencias y/o precauciones de seguridad, consulte el manual de usuario del fabricante