



Gripper Micro™

Ago di accesso al port

Cannula con punta smussa, ago di sicurezza

- › Aghi Huber di sicurezza per la somministrazione o il prelievo di fluidi da sistemi impiantabili port
- › Disponibile in diversi calibri e lunghezze
- › Cannula con punta smussa non affilata, per la rimozione e lo smaltimento in sicurezza
- › Ago trocar non carotante che si blocca con scatto udibile e visibile per lo smaltimento di oggetti taglienti
- › Ingombro minimo, base con cuscinetto spesso e soffice al contatto con la cute
- › Ago non siliconato
- › Il set di infusione lungo 20 cm è disponibile con o senza raccordo a Y con sito di iniezione senza ago luer attivato
- › Set di infusione con clamp con codifica a colori
- › Volume di riempimento: 0,3 ml o 0,8 ml a seconda della versione del set di infusione con o senza raccordo a Y
- › La configurazione della cannula con punta smussa contribuisce a una maggiore velocità di flusso
- › Pressione nominale fino a 45 psi
- › Valutazione ANTT positiva

Informazioni per gli ordini

Raccordo a Y senza ago – sito di iniezione senza ago luer attivato

Codice prodotto	Gauge	Lunghezza (mm)	Unità
21-3271-24		19	
21-3272-24	● 22	25	12/confezione
21-3273-24		32	
21-3276-24		19	
21-3277-24	● 20	25	12/confezione
21-3278-24		32	
21-3280-24		19	
21-3281-24	● 19	25	12/confezione
21-3282-24		32	

Senza raccordo a Y

Codice prodotto	Gauge	Lunghezza (mm)	Unità
21-3251-24		19	
21-3252-24	● 22	25	12/confezione
21-3253-24		32	
21-3256-24		19	
21-3257-24	● 20	25	12/confezione
21-3258-24		32	
21-3260-24		19	
21-3261-24	● 19	25	12/confezione
21-3262-24		32	



Il prodotto è conforme alle normative attuali e ha il corrispettivo marchio CE. Per informazioni aggiuntive, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del fabbricante.