




グリッパー™ ポート専用針

総合カタログ

icumedical
human connections

グリッパープラス™

- 針刺し防止機構付
- Non-DEHP チューブ採用
- 3 テスラ MRI 対応（自己認証）




NAC Yサイト付

品番	ゲージ	針長	販売単位
21-2964-24	20G	16 mm	12本/箱
21-2965-24	20G	19 mm	12本/箱
21-2966-24	20G	25 mm	12本/箱
21-2960-24	22G	16 mm	12本/箱
21-2961-24	22G	19 mm	12本/箱
21-2962-24	22G	25 mm	12本/箱



Yサイト付

品番	ゲージ	針長	販売単位
21-2864-24	20G	16 mm	12本/箱
21-2865-24	20G	19 mm	12本/箱
21-2866-24	20G	25 mm	12本/箱
21-2860-24	22G	16 mm	12本/箱
21-2861-24	22G	19 mm	12本/箱
21-2862-24	22G	25 mm	12本/箱
21-2863-24	22G	32 mm	12本/箱



Yサイト無し

品番	ゲージ	針長	販売単位
21-2769-24	20G	16 mm	12本/箱
21-2767-24	20G	19 mm	12本/箱
21-2762-24	20G	25 mm	12本/箱
21-2770-24	22G	16 mm	12本/箱
21-2766-24	22G	19 mm	12本/箱
21-2760-24	22G	25 mm	12本/箱
21-2761-24	22G	32 mm	12本/箱

販売名：グリッパープラス
認証番号：220AIBZX00041000

グリッパープラス™ パワーP.A.C.™

- 針刺し防止機構付
- Non-DEHP チューブ採用
- 3 テスラ MRI 対応
- 注入圧 300psi、5mL/ 秒（ゲージ 19G および 20G の製品）、2mL/ 秒（ゲージ 22G の製品）までの高圧注入対応



NAC Yサイト付			
品番	ゲージ	針長	販売単位
21-3468-24	19G	19 mm	12本/箱
21-3469-24	19G	25 mm	12本/箱
21-3464-24	20G	16 mm	12本/箱
21-3465-24	20G	19 mm	12本/箱
21-3466-24	20G	25 mm	12本/箱
NEW 21-3460-24	22G	16 mm	12本/箱
NEW 21-3461-24	22G	19 mm	12本/箱
NEW 21-3462-24	22G	25 mm	12本/箱
NEW 21-3463-24	22G	32 mm	12本/箱



Yサイト無し			
品番	ゲージ	針長	販売単位
21-3368-24	19G	19 mm	12本/箱
21-3364-24	19G	25 mm	12本/箱
21-3369-24	20G	16 mm	12本/箱
21-3367-24	20G	19 mm	12本/箱
21-3362-24	20G	25 mm	12本/箱
NEW 21-3370-24	22G	16 mm	12本/箱
NEW 21-3366-24	22G	19 mm	12本/箱
NEW 21-3371-24	22G	25 mm	12本/箱
NEW 21-3372-24	22G	32 mm	12本/箱

販売名：グリッパープラス・パワーP.A.C.
認証番号：225AIBZX00015000

グリッパーマイクロ™

- 穿刺時針分離型安全機構付
- Non-DEHP チューブ採用
- 3 テスラ MRI 対応（自己認証）



NAC Yサイト付

品番	ゲージ	針長	販売単位
21-3276-24	20G	19 mm	12本/箱
21-3277-24	20G	25 mm	12本/箱
21-3271-24	22G	19 mm	12本/箱
21-3272-24	22G	25 mm	12本/箱



Yサイト無し

品番	ゲージ	針長	販売単位
21-3256-24	20G	19 mm	12本/箱
21-3257-24	20G	25 mm	12本/箱
21-3251-24	22G	19 mm	12本/箱
21-3252-24	22G	25 mm	12本/箱

販売名：グリッパーマイクロ
認証番号：22200BZX00597000

グリッパー™

- Non-DEHP チューブ採用
- 3 テスラ MRI 対応（自己認証）



Yサイト付

品番	ゲージ	針長	販売単位
21-2946-24	20G	16 mm	12本/箱
21-2947-24	20G	19 mm	12本/箱
21-2948-24	20G	25 mm	12本/箱
21-2938-24	22G	16 mm	12本/箱
21-2939-24	22G	19 mm	12本/箱
21-2940-24	22G	25 mm	12本/箱
21-2941-24	22G	32 mm	12本/箱



Yサイト無し

品番	ゲージ	針長	販売単位
21-2737-24	22G	16 mm	12本/箱
21-2733-24	22G	19 mm	12本/箱
21-2714-24	22G	25 mm	12本/箱
21-2715-24	22G	32 mm	12本/箱

販売名：グリッパープラス
認証番号：220AIBZX00041000

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に、電子添文、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

製造販売業者

ICUメディカルジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1
受注センター：0120-582-855

icumedical
human connections