



Acapella Choice™

Sistema de terapia de PEP vibratoria

Hospital. Domicilio. Cualquier lugar.

icumedical
human connections

Acapella Choice

Sistema de terapia de PEP vibratoria

Rápido y efectivo

El sistema de terapia de PEP vibratoria acapella choice combina los beneficios de la terapia de PEP y las vibraciones de las vías respiratorias para movilizar las secreciones pulmonares. La terapia aportada es mejor tolerada que la fisioterapia torácica (FTT) y, posiblemente, se pueda administrar en aproximadamente la mitad del tiempo.¹

Fácil de limpiar

El sistema de terapia de PEP vibratoria acapella choice puede desmontarse para facilitar su limpieza. Puede lavarse en el lavavajillas (ciclo normal) o con agua jabonosa tibia. Esto puede ayudar al paciente a ganar confianza al seguir usando acapella después del alta para ayudar a la recuperación.

Fácil de usar

El sistema de terapia de PEP vibratoria acapella choice puede usarse en cualquier lugar y los pacientes pueden recibir el tratamiento de forma independiente, en cualquier posición.



Información para pedidos

Productos de PEP vibratoria acapella choice			
	Código	Descripción	Unidades por paquete
	27-8000	Acapella choice con boquilla	10
	27-8001	Sistema de terapia vibratoria de PEP acapella choice (productos envasados individualmente)	10
Productos de PEP vibratoria acapella DH (verde)			
	21-1530	Acapella DH con boquilla	10
	21-1531	Acapella DH con boquilla (productos envasados individualmente)	10
Productos de PEP vibratoria acapella DM (azul)			
	21-1015	Acapella DM con boquilla	10
	21-1016	Acapella DM con boquilla (productos envasados individualmente)	10
Accesorios de acapella			
	27-8050	Boquilla de sustitución; se ajusta a todos los diseños de la familia acapella	50
Nota: El producto solo puede usarse en un único paciente.			

1. Mahlmeister MJ et al. "Positive-expiratory-pressure mask therapy: Theoretical and Practical Considerations and a Review of the Literature", Respiratory Care, 1991.