



Transpac™ IT

Transductor de presión integrado

Transductor de presión totalmente integrado que combina una llave de paso de puesta a cero y un mecanismo de purgado combinado en un dispositivo todo en uno y fácil de usar

icumedical
human connections

Descubra cómo puede obtener las mediciones fiables de la presión arterial que necesita para tratar a sus pacientes críticos con un dispositivo fácil de usar

Tener acceso a transductores de presión confiables en el quirófano y en la UCI es fundamental. Es por esto que ofrecemos el transductor de presión totalmente integrado Transpac IT, que combina la llave de paso y el mecanismo de purgado en un dispositivo fácil de usar.

Gracias a su reducida vía de fluidos, su visibilidad clara y su diseño integrado, Transpac IT es la opción perfecta para tratar a sus pacientes críticos

- › Identifica las burbujas de aire que pueden impedir el funcionamiento del transductor con una vía de fluido transparente
- › Minimiza el riesgo de desconexiones del transductor y de entrada de aire con un diseño integrado
- › Compatible con la mayoría de los sistemas de monitorización de pacientes disponibles actualmente
- › Compatible con todos los accesorios Transpac IV existentes

El diseño integrado de Transpac IT ayuda a minimizar el riesgo de desconexiones del transductor y de entrada de aire en el sistema.

Mejora la seguridad del paciente y la eficiencia clínica con una visibilidad completa

Diseñado para mejorar la seguridad del paciente y la facilidad de uso, descubrirá que Transpac IT tiene menos conexiones, menos piezas y le ofrece más confianza y comodidad en un solo dispositivo.

Conexión en ángulo

Permite un fácil acceso a la llave de paso de puesta a cero

Trayectoria de fluidos transparente

Permite identificar fácilmente las burbujas de aire

Mecanismo de lavado combinado

Se adapta a las preferencias clínicas y a la facilidad de uso, ya sea con la función de presión y descarga o con la lengüeta de tracción

Vía de fluidos reducida

Requiere menos volumen de cebado, lo que crea menos espacio para las burbujas de aire y la interferencia del transductor



Acceda fácilmente a la monitorización de la presión dónde y cómo la necesite

Gracias a su diseño integrado y a la trayectoria de fluidos transparente, Transpac IT puede ayudarle a mejorar la seguridad del paciente con una mayor visibilidad y menos oportunidades de desconexiones. Disponible en varias configuraciones, Transpac IT es una herramienta conveniente para ayudarle a manejar a sus pacientes críticos.



Safeset™ Sistema de muestreo de sangre

Se encuentra disponible con SafeSet, un sistema de muestreo de sangre en línea cerrado y sin aguja que ayuda a reducir el desperdicio de sangre



Configuraciones especiales

Se encuentra disponible en kits de monitorización para adultos, recién nacidos y pacientes pediátricos



Componentes con códigos de colores

Los kits de monitorización de presión simples, dobles y triples con códigos de colores están diseñados para mejorar la seguridad del paciente y ayudar a reducir la confusión de la vía

Transpac IT cumple los requisitos de certificación de las siguientes normas globales:

- › Sistema IEC de Esquemas de Evaluación de Conformidad para Equipos y Componentes Electrotécnicos (IEC), 60601-2-34 (tercera edición): 2011
- › Instituto Nacional Americano de Estándares/Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica, «Transductores de presión arterial», ANSI/AAMI BP22-1994

Para obtener más información sobre Transpac IT,
llame al +34 900 811 031 o visite www.icumed.com/es

icumedical
human connections

El producto cumple con la legislación vigente y posee el correspondiente marcado CE.
Para información adicional, advertencias y/o precauciones de seguridad, consulte el manual de usuario del fabricante.