

Gripper Plus™

Aghi per accesso ai port



Aghi Huber di sicurezza

- › Aghi Huber di sicurezza per la somministrazione o il prelievo di fluidi da sistemi impiantabili port
- › Disponibile in diversi calibri e lunghezze
- › Meccanismo di sicurezza attivato alla rimozione dell'ago: scatto udibile e innesto visibile a conferma che il braccio di sicurezza è attivato e bloccato
- › Base con cuscinetto spesso e soffice al contatto con la cute
- › Area di presa sagomata rimovibile che agevola l'inserimento
- › Ago non siliconato, non carotante
- › Il set di infusione lungo 20 cm è disponibile con o senza raccordo a Y con tappo di iniezione rimovibile sul luer-lock o con raccordo a Y senza ago luer attivato
- › Set di infusione con clamp con codifica a colori
- › Volume di riempimento: 0,3 ml, 0,5 ml o 0,8 ml a seconda della versione del set di infusione con o senza raccordo a Y
- › Pressione nominale fino a 45 psi
- › Valutazione ANTT positiva

Informazioni per gli ordini

Raccordo a Y senza ago – sito di iniezione senza ago luer attivato

Codice prodotto	Gauge	Lunghezza (mm)	Unità
21-2960-24		16	
21-2961-24	● 22	19	12/ confezi- one
21-2962-24		25	
21-2963-24		32	
21-2964-24		16	
21-2965-24	● 20	19	12/ confezi- one
21-2966-24		25	
21-2967-24		32	
21-2968-24		19	12/ confezi- one
21-2969-24	● 19	25	
21-2970-24		32	

Tappo di iniezione con split septum rimovibile sul raccordo a Y luer-lock

Codice prodotto	Gauge	Lunghezza (mm)	Unità
21-2860-24		16	
21-2861-24	● 22	19	12/ confezi- one
21-2862-24		25	
21-2863-24		32	
21-2864-24		16	
21-2865-24	● 20	19	12/ confezi- one
21-2866-24		25	
21-2867-24		32	
21-2868-24		19	12/ confezi- one
21-2869-24	● 19	25	
21-2870-24		32	

Senza raccordo a Y

Codice prodotto	Gauge	Lunghezza (mm)	Unità
21-2770-24		16	
21-2766-24	● 22	19	12/ confezi- one
21-2760-24		25	
21-2761-24		32	
21-2769-24		16	
21-2767-24	● 20	19	12/ confezi- one
21-2762-24		25	
21-2763-24		32	
21-2768-24		19	12/ confezi- one
21-2764-24	● 19	25	
21-2765-24		32	



Il prodotto è conforme alle normative attuali e ha il corrispettivo marchio CE. Per informazioni aggiuntive, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del fabbricante.