

Catalogue pompe à perfusion Plum 360™

icumedical
human connections

Connect Smarter. Care Safer.™

Obtenez des performances cliniques reconnues.

La pompe à perfusion Plum 360 Best in KLAS vous offre une sécurité automatique avec une efficacité et une interopérabilité inégalées dans un seul système connecté.

La Plum 360 est dotée d'une cassette et d'une tubulure unique qui permettent

- Une connexion directe de la voie secondaire à la cassette Plum™, de sorte que la pompe sait de quel contenant (principal ou secondaire) elle administre
- L'administration simultanée de deux médicaments compatibles à des débits indépendants via une seule tubulure
- La capture de 1 mL d'air avant le déclenchement de l'alarme qui permet de réduire les alarmes d'air dans la tubulure
- L'intégration avec votre DPI/DME pour une sécurité et une efficacité accrue




Code produit
300102921
Description
Pompe à perfusion Plum 360 compatible avec le logiciel ICU Medical MedNet™

Consommables Plum dédiés


La cassette Plum est au cœur de la tubulure unique de la pompe Plum. La connexion directe de la voie secondaire à la cassette permet le contrôle et la gestion des perfusions principales et secondaires. Vous pouvez être confiants sur le fait que vos perfusions secondaires et simultanées (de médicaments compatibles) se déroulent comme prévu.

La cassette Plum est dotée d'un piège à air qui capte jusqu'à 1 mL d'air avant de déclencher une alarme. Il a été démontré que cela permettait de réduire le nombre d'alarmes d'air dans la tubulure. En cas d'alarme d'air dans la tubulure, l'air peut être facilement éliminé sans déconnexion du patient. Ce système fermé permet également de réduire le risque de contamination et de limiter l'exposition aux médicaments à risque.




Tubulures primaires standards


Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14000	Perfuseur principal pour pompe Plum, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, site d'administration en Y avec raccord Clave, Secure Lock, 272 cm/19 mL	272	19,0	PVC non-DEHP	50



Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14001	Perfuseur principal pour pompe Plum, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, raccord secondaire Clave, site d'administration en Y avec raccord Clave, Secure Lock, 272 cm/19 mL	272	19,0	PVC non-DEHP	50




Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14024	Perfuseur principal pour pompe Plum microdrip, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, raccord secondaire Clave, site d'administration en Y avec raccord Clave, tubulure microbore distale, Secure Lock, 262 cm/12,7 mL	262.0	12,7	PVC non-DEHP	50




Tubulures primaires protégées de la lumière

Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14006	Pompe Plum, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, tubulure revêtue en polyéthylène et protégeant de la lumière, tubulure microbore distale, Secure Lock, 272 cm/12 mL	272	12,0	PVC non-DEHP/PE	50



Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14007	Perfuseur principal pour pompe Plum, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, raccord secondaire Clave, site d'administration en Y avec raccord Clave, tubulure revêtue en polyéthylène et protégeant de la lumière, tubulure microbore distale, Secure Lock, 272 cm/12 mL	272	12,0	PVC non-DEHP/PE	50




Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14009	Perfuseur principal pour pompe Plum, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, raccord secondaire Clave, filtre de 0,2 µm, site d'administration en Y avec raccord Clave, tubulure revêtue en polyéthylène et protégeant de la lumière, tubulure microbore distale, Secure Lock, 272 cm/15 mL	272	15,0	PVC non-DEHP/PE	50




Tubulures primaires avec filtre


Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14014	Perfuseur principal pour pompe Plum, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, raccord secondaire Clave, filtre de 0,2 µm, tubulure revêtue en polyéthylène, Secure Lock	225	20,0	PVC non-DEHP/PE	50



Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14015	Perfuseur principal pour pompe Plum, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, raccord secondaire Clave, filtre de 0,2 µm, site d'administration en Y avec raccord Clave, tubulure revêtue en polyéthylène, Secure Lock, 272 cm/23 mL	272	23,0	PVC non-DEHP/PE	50




Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14022	Perfuseur principal pour pompe Plum, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, raccord secondaire Clave, filtre de 1,2 µm, site d'administration en Y avec raccord Clave, Secure Lock, 264 cm/22 mL	264	22,0	PVC non-DEHP	50




Tubulures primaires avec bille anti-désamorçage

Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14240	Perfuseur principal pour pompe Plum, clapet antiretour à boule dans la chambre compte-goutte, filtre de 15 µms, raccord secondaire Clave, tubulure microbore distale, site d'administration en Y avec raccord Clave, Secure Lock, 264 cm/20 mL	264	20,0	PVC non-DEHP	50




Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14241	Perfuseur principal pour pompe Plum, clapet antiretour à boule dans la chambre compte-goutte, filtre de 15 µms, raccord secondaire Clave, tubulure revêtue en polyéthylène et protégeant de la lumière, tubulure microbore distale, site d'administration en Y avec raccord Clave, Secure Lock, 264 cm/12 mL	264	12,0	PVC non-DEHP/PE	50




Tubulures multi-thérapie pour oncologie


Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
12193	Perfuseur principal pour pompe Plum, 2 connecteurs multi-raccords Clave, clapet anti-retour dans la chambre compte-goutte, filtre de 15 µms, raccord secondaire Clave, site d'administration en Y avec raccord Clave, tubulure revêtue en polyéthylène et protégeant de la lumière, Secure Lock, 213 cm/18 mL	213	18,0	PVC non-DEHP/PE	25




Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
12194	Perfuseur principal pour pompe Plum, 2 connecteurs multi-raccords Clave, clapet anti-retour dans la chambre compte-goutte, filtre de 15 µm, raccord secondaire Clave, site d'administration en Y avec raccord Clave, tubulure revêtue en polyéthylène, Secure Lock, 213 cm/18 mL	213	18,0	PVC non-DEHP/PE	25



Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
12195	Perfuseur principal pour pompe Plum, 4 connecteurs multi-raccords Clave, clapet anti-retour dans la chambre compte-goutte, filtre de 15 µm, raccord secondaire Clave, site d'administration en Y avec raccord Clave, tubulure revêtue en polyéthylène et protégeant de la lumière, Secure Lock, 216 cm/19 mL	216	19,0	PVC non-DEHP/PE	25




Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
12196	Perfuseur principal pour pompe Plum, 4 connecteurs multi-raccords Clave, clapet anti-retour dans la chambre compte-goutte, filtre de 15 µms, raccord secondaire Clave, site d'administration en Y avec raccord Clave, tubulure revêtue en polyéthylène, Secure Lock, 216 cm/19 mL	216	19,0	PVC non-DEHP/PE	25



Tubulures primaires avec burette

Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
12564	Burette principale de 150 mL pour pompe Plum, raccord Clave supplémentaire, filtre de 15 µm dans la chambre compte-goutte, 2 sites d'administration en Y avec raccord Clave, Secure Lock, 290 cm/19 mL Le volume rétrograde est de l'ordre de : 8,3 mL	290	19,0	Non DEHP PVC	48




Tubulures pour perfusion de sang

Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14212	Système de perfusion principal en Y pour pompe Plum, filtre de 200 µm, raccord supplémentaire Clave, sans prise d'air, Secure Lock 279 cm/49 mL	279	49,0	Non DEHP PVC	50



Tubulures primaires personnalisées

Code produit	Description	Longueur (cm)	VP (mL)	Matériau de la tubulure	Qté par boîte
14238	Système de conversion microbore pour pompe Plum, site d'administration en Y pré-percé, Secure Lock, 188 cm/7,1 mL	188	7,1		48



Accessoires de la pompe

ICU Medical propose une gamme de potences IV et d'accessoires de fixation pour nos pompes à perfusion afin de vous aider à organiser efficacement votre espace autour du patient.



Order Code	Code produit	Qté par boîte
391052501	175191	1
Description		
Pied standard Provita. Le pied peut accueillir jusqu'à 2 pompes Plum 360 (fixées directement sur le pied)		

Potence IV Provita



Order Code	Code produit	Qté par boîte
391233601	324751	1
Description		
Support pour pompe double Provita. Permet de fixer deux pompes Plum 360 à une perche à perfusion haut de gamme ou à usage intensif		



Order Code	Code produit	Qté par boîte
391293601	329437	25
Description		
Rangement pour câble unique Provita pour tube 25 mm. Garde votre câble rangé sur le pied (câble unique)		

Ce produit est conforme à la législation en vigueur et porte le marquage CE correspondant (2797). Pour obtenir plus d'informations, d'avertissements et/ou de mesures de sécurité, reportez-vous au mode d'emploi du fabricant. Ce document ne remplace pas le mode d'emploi officiel. Pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité, reportez-vous au manuel d'utilisation approprié.

icumedical
human connections

© 2026 ICU Medical, Inc. | P26-5581-EMEA-FR

+33 (0)1 58 42 50 00 | www.icumed.com