

Catálogo del Sistema de infusión Plum 360™

icumedical
human connections

Conexión más inteligente. Atención Más Segura™

Consiga un rendimiento clínico merecedor de premios.

El sistema de infusión Plum 360 Best in KLAS le proporciona seguridad automática con eficiencia e interoperabilidad sin igual en un sistema intravenoso conectado.

Plum 360 cuenta con un exclusivo casete y sistema de administración que permite lo siguiente:

- Una conexión directa de la línea secundaria al casete Plum™, para que la bomba sepa de qué contenedor (primario o secundario) está administrando
- Administración simultánea de dos medicamentos compatibles a velocidades independientes a través de una única vía IV
- Captura de 1 ml de aire antes de emitir la alarma, lo que ayuda a reducir las alarmas de aire en línea
- Integración con su EHR para mejorar la seguridad y la eficiencia




Artículo N.º
300102221
Descripción
Infusor Plum 360 compatible con el software ICU Medical MedNet™

Equipos Plum dedicados


El casete Plum es el núcleo del exclusivo sistema de administración Plum. La conexión directa de la vía secundaria al casete proporciona control y gestión de las infusiones primaria y secundaria. Puede estar seguro de que las infusiones de reserva y las infusiones simultáneas (de medicamentos compatibles) se administran según lo programado.

El casete Plum incluye una trampa de aire que captura hasta 1 ml de aire antes de emitir la alarma. Se ha demostrado que esto reduce las alarmas de aire en línea. Si se produce una alarma de aire en línea, el aire se puede eliminar fácilmente sin desconectarla del paciente. Este sistema cerrado también ayuda a reducir el riesgo de contaminación y a limitar la exposición a medicamentos peligrosos.




Sets primarios con balón de flotación

Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14240	Equipo PLUM principal, válvula antirretorno en cámara de visibilidad, filtro de 15 micrones, puerto secundario CLAVE, sitio Y CLAVE, Secure Lock, 264 cm / 20 ml	264	20.0	PVC non-DEHP	50




Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14241	Equipo PLUM principal, válvula antirretorno en cámara de visibilidad, filtro de 15 micrones, puerto secundario CLAVE, tubos revestidos de polietileno resistentes a la luz, tubos Microbore distales, sitio Y CLAVE, Secure Lock, 264 cm / 12 ml	264	12.0	PVC non-DEHP/PE	50




Sets primarios multi terapia para Oncología

Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
12193	Equipo PLUM principal, conector para múltiples puertos con 2 puertos CLAVE, válvula antirretorno en cámara de visibilidad, filtro de 15 micrones, puerto secundario CLAVE, sitio Y CLAVE, tubos revestidos de polietileno resistentes a la luz, Secure Lock, 213 cm / 18 ml	213	18.0	PVC non-DEHP/PE	25



Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
12194	Equipo PLUM principal, conector para múltiples puertos con 2 puertos CLAVE, válvula antirretorno en cámara de visibilidad, filtro de 15 micrones, puerto secundario CLAVE, sitio Y CLAVE, tubos revestidos de polietileno, Secure Lock, 213 cm / 18 ml	213	18.0	PVC non-DEHP/PE	25



Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
12195	Equipo PLUM principal, conector para múltiples puertos con 4 puertos CLAVE, válvula antirretorno en cámara de visibilidad, filtro de 15 micrones, puerto secundario CLAVE, sitio Y CLAVE, tubos revestidos de polietileno resistentes a la luz, Secure Lock, 216 cm / 19 ml	216	19.0	PVC non-DEHP/PE	25




Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
12196	Equipo PLUM principal, conector para múltiples puertos con 4 puertos CLAVE, válvula antirretorno en cámara de visibilidad, filtro de 15 micrones, puerto secundario CLAVE, sitio Y CLAVE, tubos revestidos de polietileno, Secure Lock, 216 cm / 19 ml	216	19.0	PVC non-DEHP/PE	25




Sets primarios estándar


Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14000	Equipo PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, sitio Y previamente perforado, Secure Lock, 272 cm / 19 ml	272	19.0	Non DEHP PVC	50



Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14001	Equipo PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, puerto secundario CLAVE, sitio Y CLAVE, Secure Lock, 272 cm / 19 ml	272	19.0	Non DEHP PVC	50




Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14024	Equipo MICRODRIP PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, puerto secundario CLAVE, sitio Y CLAVE, tubos Microbore distales, Secure Lock	262	12.7	PVC non-DEHP	50




Sets primarios con filtro

Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14015	Equipo PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, puerto secundario CLAVE, filtro de 0,2 micrones, sitio Y CLAVE, tubos revestidos de polietileno, Secure Lock, 272 cm / 23 ml	272	23.0	PVC non-DEHP/PE	50




Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14022	Equipo PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, puerto secundario CLAVE, filtro de 1,2 micrones, sitio Y CLAVE, Secure Lock, 264 cm / 22 ml	264	22.0	PVC non-DEHP	50




Sets primarios foto protectores

Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14006	Equipo PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, tubos revestidos de polietileno resistentes a la luz, tubos Microbore distales, Secure Lock, 272 cm / 12 ml	272	12.0	PVC non-DEHP/PE	50



Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14007	Equipo PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, puerto secundario CLAVE, sitio Y CLAVE, tubos revestidos de polietileno resistentes a la luz, tubos Microbore distales, Secure Lock, 272 cm / 12 ml	272	12.0	PVC non-DEHP/PE	50




Set primarios foto protectores con filtro

Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14009	Equipo PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, puerto secundario CLAVE, filtro de 0,2 micrones, sitio Y CLAVE, tubos revestidos de polietileno resistentes a la luz, tubos Microbore distales, Secure Lock, 272 cm / 15 ml	272	15.0	PVC non-DEHP/PE	50



Sets primarios especiales Oncología

Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14012	Equipo PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, puerto secundario CLAVE, Secure Lock, 225 cm / 17 ml	225	17.0	PVC non-DEHP	50




Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14014	Equipo PLUM principal, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, puerto secundario CLAVE, filtro de 0,2 micrones, tubos revestidos de polietileno, Secure Lock, 225 cm / 20 ml	225	20.0	PVC non-DEHP/PE	50



Set primario con bureta

Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
12564	Equipo de bureta de 150 ml PLUM principal, puerto CLAVE para aditivos, filtro de 15 micrones en cámara de visibilidad, 2 sitios Y CLAVE, Secure Lock, 290 cm / 19 ml, El volumen retrógrado es de aproximadamente: 8.3 ml	290	19.0	Non DEHP PVC	48




Set para Sangre

Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14212	Equipo de sangre PLUM principal tipo Y, filtro de 200 micrones, puerto secundario CLAVE, sin ventilación, Secure Lock, 279 cm / 49 ml	279	49.0	PVC non-DEHP	48



Set primario especial

Artículo N.º	Descripción	Longitud (cm)	PV (ml)	Material de los tubos	Cant. de casos
14238	Equipo PLUM de conversión Microbore, sitio Y previamente perforado, Secure Lock, 188 cm / 7.1 ml	188	7.1		50



Accesorios de montaje del portasueros Provita



Artículo N.º	Cant. de casos
323840	1
Descripción	
Mástil resistente Provita. Este mástil admite hasta 5 bombas Plum 360. Se requiere un soporte triple para bombas y un soporte doble para bombas para esta configuración	



Artículo N.º	Cant. de casos
323761	1
Descripción	
Portasueros prémium Provita. Este mástil admite hasta 4 bombas Plum 360. Se requieren 2 soportes dobles para bombas o un soporte triple para bombas con una sola bomba en la parte inferior del mástil	




Artículo N.º	Cant. de casos
175191	1
Descripción	
Mástil estándar Provita. El mástil admite hasta 2 bombas Plum 360 (fijadas directamente al mástil)	



Artículo N.º	Cant. de casos
324751	1
Descripción	
Soporte doble para bombas Provita. Úselo para fijar dos bombas Plum 360 a un portasueros prémium o resistente	



Artículo N.º	Cant. de casos
324283	1
Descripción	
Soporte triple para bombas Provita. Úselo para fijar tres bombas Plum 360 a un portasueros prémium o resistente	



Artículo N.º	Cant. de casos
324292	1
Descripción	
Soporte para bolsas Provita. Úselo para mantener las bolsas a mano y organizar las vías al montar varias bombas en un mástil	

El producto cumple con la legislación vigente y cuenta con el correspondiente marcado CE (2797).
Para obtener más información, advertencias y/o precauciones de seguridad, consulte las Instrucciones de uso del fabricante.

icumedical
human connections

© 2026 ICU Medical, Inc. | P26-5581-EMEA-ES

+34 900 811 031 | www.icumed.com